

ต้นฉบับ

ฉบับสมบูรณ์  
(ตามมติ ครั้งที่... / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)  
ลงชื่อประธานกรรมการ  
นายกรัตน์ วงศ์รุจ្យานนท์



### คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10  
ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

โดยวิธีปกติ

ของ

นางสาวกรรณิการ์ จิมมา

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและหลอดเลือด ระดับปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ พวช. 10964)

สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารักษ์

ขอประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีหัวใจและหลอดเลือด ระดับชำนาญการ

(ตำแหน่งเลขที่ พวช. 10964)

สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารักษ์



## คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10  
ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

## โดยวิธีปกติ

ของ

นางสาวกรรณิการ์ นิมมา

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ พวช. 10964)

สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

## ขอประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับชำนาญการ

(ตำแหน่งเลขที่ พวช. 10964)

สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

## คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper FD 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด สำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือดขนาดบันนี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการสวนหัวใจและหลอดเลือด ภายในห้องสวนหัวใจให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และรวดเร็วโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยให้แพทย์ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ผู้เขียนได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ เล่มนี้ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก บุคลากรภายในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตลอดจนผู้มาศึกษาดูงาน จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ทึ้งในภาวะเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันดังกล่าว สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นางสาวกรรณิการ์ จิมมา<sup>1</sup>  
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  
กันยายน 2566

สารบัญ	หน้า
<b>คำนำ</b>	ก
<b>สารบัญ</b>	ข
<b>สารบัญแผนภูมิ</b>	ง
<b>สารบัญภาพ</b>	จ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.4 ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน	3
1.5 คำจำกัดความเบื้องต้น	3
<b>บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ</b>	
2.1 โครงสร้างคณะกรรมการศาสตร์วิชรพยาบาล	5
2.2 โครงสร้างบริหารงานศูนย์หัวหอดการส่วนหัวใจและหลอดเลือด	7
2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ	9
<b>บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน</b>	
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน	12
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน	12
3.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเตรียมผู้ป่วยสำหรับทำหัวหอดการผู้ป่วย	12
ส่วนหัวใจและหลอดเลือด	
3.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10	13
3.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้ Hemodynamic Application	26
<b>บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข</b>	
4.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	47
4.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา	47
<b>บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ</b>	
5.1 ข้อเสนอแนะ	48

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>บรรณานุกรม</b>	49
<b>ภาคผนวก</b>	50
ก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด	51
ข ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Aortic Pressure Waveform	60
ค โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease)	65
ง ภาพแสดงเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการสำรวจหัวใจและหลอดเลือด	69
จ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	73
1. ใบตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องเอกซเรย์	74
2. ใบตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบ Hemodynamic	75
<b>ประวัติผู้เขียน</b>	76

## สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ 1	6
แผนภูมิที่ 2	8

## สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 วิธีการเปิด-ปิด เครื่องเอกซเรย์	13
ภาพที่ 2 วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบเอกซเรย์	14
ภาพที่ 3 วิธีการตั้งค่า Main application ในระบบเอกซเรย์	14
ภาพที่ 4 Review Module (ชุดควบคุมการ เปิด-ปิดเครื่อง และแสดงผลภาพ เอกซเรย์)	15
ภาพที่ 5 การใช้รูโมทในการแสดงภาพเอกซเรย์แบบต่าง ๆ บนหน้าจอ	17
ภาพที่ 6 Geometry Module (ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของ C-Arm แบบ Bi-Plan และเตียงเอกซเรย์)	18
ภาพที่ 7 การปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนของ C-Arm เมื่อมีการขยับ Gometry Module ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ รอบ ๆ เตียง	19
ภาพที่ 8 Imaging Module Bi-Plan (ชุดควบคุม และการปรับภาพ ชนิด Bi-Plan)	20
ภาพที่ 9 Foot Switch for Bi-Plane (ชุดควบคุมรังสีชนิด Bi-Plane)	21
ภาพที่ 10 วิธีการส่งภาพเข้าระบบ PACs หรือ Work station	22
ภาพที่ 11 วิธีการวัดขนาดหลอดเลือด โดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis)	23
ภาพที่ 12 วิธีการวัดขนาดหลอดเลือด โดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis)	24
ภาพที่ 13 วิธีการวัดขนาดหลอดเลือด โดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis)	25
ภาพที่ 14 วิธีการบันทึกภาพ (Quantitative Coronary Analysis)	25
ภาพที่ 15 วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย	26
ภาพที่ 16 วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย	26
ภาพที่ 17 วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย	27
ภาพที่ 18 หน้าจอ Hemodynamic Application Monitoring	28
ภาพที่ 19 การตั้งค่า Live Setup - Pressures	29
ภาพที่ 20 วิธีการปรับเปลี่ยน Scale และการแสดงรูปแบบสัญญาณความดัน	30

## สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 21 วิธีการเปลี่ยนชื่อ Pressure Live setup	30
ภาพที่ 22 วิธีการเปลี่ยนชื่อ Pressure Heart Diagram	31
ภาพที่ 23 วิธีการเลือกและปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ	31
ภาพที่ 24 วิธีการเลือกและปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ Live setup	32
ภาพที่ 25 วิธีการเลือกและปรับเปลี่ยนความเร็วสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ	32
ภาพที่ 26 วิธีการบันทึกและวัดค่าสัญญาณ Vital Signs เป็นรอบ ๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้โดยเปลี่ยนค่า Vitals Interval ตามต้องการ	33
ภาพที่ 27 วิธีการตั้งค่าการวัด Heart rate	33
ภาพที่ 28 วิธีการตั้งค่า Non-invasive blood pressure (NBP)	34
ภาพที่ 29 วิธีการตั้งค่า SpO <sub>2</sub>	34
ภาพที่ 30 วิธีการตั้งค่า Respiratory rate (RR)	35
ภาพที่ 31 วิธีการตั้งค่า Body Temperature (Temp)	35
ภาพที่ 32 วิธีการบันทึก Layout ใหม่	36
ภาพที่ 33 วิธีการเรียกใช้ Layout	37
ภาพที่ 34 วิธีการลบ Layout	37
ภาพที่ 35 การตั้งค่าการแจ้งเตือน	38
ภาพที่ 36 หน้าจอการบันทึกค่า Pressure และ ECG	39
ภาพที่ 37 การบันทึกค่า Valve Gradient	41
ภาพที่ 38 วิธีการคำนวณ Valve Gradient	41
ภาพที่ 39 ค่า Valve Gradient ที่เครื่องคำนวณได้	41
ภาพที่ 40 หน้าจอการทบทวนและจัดการสัญญาณ (Review and managing samples)	42
ภาพที่ 41 วิธีการบันทึกสัญญาณ Pressure ย้อนหลัง	43
ภาพที่ 42 หน้าจอการแก้ไขหรือปรับแต่งสัญญาณ Pressure	44
ภาพที่ 43 การจัดการสัญญาณ (Manage Sample) แก้ไขหรือปรับแต่งสัญญาณ	44
ภาพที่ 44 วิธีการ Link สัญญาณความดัน เพื่อใช้ในการคำนวณ Gradient	45

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease: CAD or Coronary Heart Disease) เป็นกลุ่มอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ครอบคลุมโรค 3 กลุ่ม ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ จากสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น 21,700 รายต่อปี ในทุกช่วงอายุ คนไทยเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเฉลี่ย 2.3 คน หรือ วันละ 54 คน และพบว่าร้อยละ 80 เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากการเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดง โคโรนารี (Coronary) เป็นหลอดเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ รวมทั้งการมีไขมันอุดตันในหลอดเลือด ในระยะแรกนั้นหลอดเลือดหัวใจจะมีการปรับตัวขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ แต่หากยังมีไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่สะดวกและไม่สามารถนำออกซิเจนไปสู่หัวใจได้ ทำให้เกิดอาการปวดเกร็งที่บริเวณหัวใจ (Angina) หากการอุดตันหลอดเลือดแดงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน (Heart Attack or Acute Coronary Syndrome; ACS) ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายซึ่งเริ่มเกิดตั้งแต่ 20 - 30 นาที ถึง 6 ชั่วโมง อาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างถาวร กลุ่มผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย ST-elevation myocardial infarction (STEMI) เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคที่มีการอุดตันอย่างเฉียบพลันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ประมาณครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตภายในชั่วโมงแรก (Sudden Cardiac Death; SCD) จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรง ดังนั้นการได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานจึงมีความสำคัญ ซึ่งเป้าหมายของการรักษาคือการแก้ไขภัยการนี้ อุดตันของหลอดเลือดหัวใจให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยรักษาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือด แนวทางการรักษาคือการเปิดหลอดเลือดหัวใจให้เร็วที่สุด อาจด้วยการทำ Primary Percutaneous Coronary Intervention (Primary PCI) หมายถึงผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสวนหัวใจและเปิดหลอดเลือดหัวใจทันทีใช้เวลาไม่เกิน 90 นาที ตาม DSC STEMI ของโรงพยาบาลชิรพยาบาล นับเวลาจาก การวินิจฉัย STEMI ถึง wire crossing ไม่เกิน 90 นาที วิธีนี้เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด ซึ่งศูนย์หัวใจสวนหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตืบเฉียบพลันตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการตรวจสวนหัวใจในการไม่ฉุกเฉินในเวลาราชการ

จากสถิติผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้าตรวจรักษาภายในศูนย์หัตถการสวนหัวใจ และหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ตั้งแต่ปีงบ 2561-2565 ทั้งหมด 4,057 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบฉุกเฉิน STEMI 386 ราย ซึ่งเป็นโรคที่ทำการตรวจรักษามากที่สุด ภายในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นบุคลากรการแพทย์ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือดต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำการหัตถการ การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกต้องมีความรู้ในเรื่อง โรค ขั้นตอนการทำหัตถการ การจัดเตรียม อุปกรณ์ การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การคุ้กกู้ป่วยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย ผู้เขียนจึงได้จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ใน การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการทำการหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด และเป็นเครื่องมือที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน อีกทั้งยังไม่เคยมี การทำคู่มือภาษาไทย ผู้จัดทำจึงได้จัดทำเป็นคู่มืออธิบายภาษาไทยให้เข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติงานจริง ผู้จัดทำเลือกจัดทำคู่มือเครื่องรุ่นนี้เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด และมีการใช้งานมากที่สุดในการทำการหัตถการหลอดเลือดหัวใจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งนักศึกษาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่มาฝึกงานและศูนย์รักษาภายในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง ได้ใช้เป็นคู่มือแนวทางในการช่วยแพทย์ทำการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจดีบ สามารถต่อยอดการใช้เครื่องมือนี้ในการรักษาโรคอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน และองค์กรต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ทราบวิธีการตรวจส่องและการคุ้กกู้รักษาเครื่องเอกซเรย์และ Hemodynamic Application ก่อนและหลังทำการหัตถการ ได้อย่างถูกต้อง

1.2.2 เพื่อให้นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเตรียมผู้ป่วยสำหรับการทำหัตถการสวนหัวใจ และหลอดเลือด ได้อย่างถูกต้อง

1.2.3 เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักศึกษา ฝึกงานสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รวมทั้งบุคลากรภายในห้องสวนหัวใจที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการทำการหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด สามารถใช้เครื่องเอกซเรย์

ร่วมกับการใช้ Hemodynamic Application สำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ได้อบ่งคุกต้องมี ประสิทธิภาพ

### 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สามารถเตรียมผู้ป่วย เตรียมเครื่องมือ ควบคุม การใช้เครื่องเอกซเรย์ร่วมกับการใช้ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ได้อบ่งคุกต้องและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรักษายาของแพทย์ ช่วยลดอาการ เจ็บปวดและลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยลงได้

1.3.2 ใช้ประกอบการนิเทศ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ บุคลากรทางการพยาบาลภายในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด นักศึกษาฝึกงานและ คุณานสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

### 1.4 ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน ของนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ปฏิบัติงานในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ประกอบด้วยเนื้อหาการเตรียมผู้ป่วย ก่อนทำการ การทำหัตถการ การเตรียมเครื่องเอกซเรย์ การลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบเอกซเรย์ ร่วมกับการใช้ Hemodynamic Application ในการช่วยเหลือแพทย์ระหว่างทำการ หัตถการ

### 1.5 คำจำกัดความเบื้องต้น

1.5.1 การสวนหัวใจ (Cardiac catheterization, Coronary angiography) หมายถึง การตรวจ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยการแทงเข็มบริเวณหลอดเลือดแดง เพื่อใส่สายสวน Catheter ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร ผ่านผิวนังบวมบริเวณขาหนีบหรือข้อมือเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่ถัง หลอดเลือดหัวใจ แล้วฉีดสารทึบสีเข้าไปดูการไหลเวียนของเลือดและตรวจหากความผิดปกติ อาจ เป็นการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ แพทย์สามารถเห็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจได้โดยตรงว่ามีการอุดตัน มากน้อยเพียงใด อุดตันกี่แห่ง หากพบว่ามีหลอดเลือดคีบ หรือตัน แพทย์จะพิจารณาทำการรักษาโดย การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยนอลลูนและใช้ชดเลือดค้ำยันในหลอดเลือด หรือการให้ยา ใช้อุปกรณ์ เปิดหลอดเลือดเป็นขั้นตอนต่อไป

1.5.2 เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Fluoroscopy) หมายถึง เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจทางรังสีวินิจฉัยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด มีทั้งชนิดระนาบเดียว และสองระนาบ สามารถตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดี ด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบดิจิทัลสมรรถภาพสูง โดยใช้ชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล ซึ่งให้ความถูกต้อง และแม่นยำมากกว่าการตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถใช้ตรวจรักษาได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5.3 Hemodynamic ภายในหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง การประเมินและติดตามระบบการไหลเวียนเลือดภายในหัวใจและหลอดเลือดขณะสวนหัวใจและหลอดเลือด

## บทที่ 2

### โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ


#### 2.1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่เป็นหน่วยงานของรัฐในการกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นอุดมสถาบัน ศึกษาท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทาง ด้านการศึกษา การควบคุมการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกระดับ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการศึกษา ทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุน ด้านค่าวิจัยทางการแพทย์ การให้บริการทาง การแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ด้วยการนำบัด การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค และ ให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคมตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทยและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง ภาระหน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

โครงสร้างองค์กรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แบ่งการบริหารออกเป็น 3 หน่วย คือ ส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กลุ่มการกิจการศึกษา และกลุ่มการกิจสนับสนุน ซึ่งส่วน โรงพยาบาลวชิรพยาบาลประกอบด้วย 1 สำนักงาน และ 7 ฝ่าย กลุ่มการกิจการศึกษาประกอบด้วย 19 ภาควิชา และกลุ่มการกิจสนับสนุนประกอบด้วย 1 สำนักงาน และ 8 ฝ่าย โดยสำนักงาน ผู้อำนวยการ อยู่ในส่วนของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

## โครงสร้างองค์กรของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล



**แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างองค์กรของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล**

คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรราช


(ที่มา: คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรราช, 2566)

## 2.2 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์หัวตัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวตัดการสวนหัวใจและหลอดเลือดเป็นหน่วยเฉพาะทาง เปิดให้บริการในเวลาและนอกเวลาราชการ และเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง มีห้องหัวตัดการทั้งหมด 4 ห้อง มีอายุรแพทย์โรคหัวใจ 7 คน มีพยาบาลวิชาชีพประจำการ 13 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน นักเทคนิคในครัวเรือน 3 คน นักธุรการ 2 คน พนักงานทั่วไป 3 คน โดยแบ่งประเภทผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการสามารถแบ่งตามกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2

- 1) กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease)
- 2) กลุ่มโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia)
- 3) กลุ่มโรคลิ้นหัวใจ (Valvular heart disease)
- 4) กลุ่มโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart disease)
- 5) กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Interventional neuroradiology)
- 6) กลุ่มโรคหลอดเลือดอื่น ๆ Endovascular (Body, Vascular)

## โครงสร้างการบริหารงานศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด



**แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด**  
 (ที่มา: ศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยนวมินทรราช, 2566)

## 2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้จัดทำปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอภิปธิกา (ตำแหน่งเลขที่ พวช. 10964) สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราช หน้าที่รับผิดชอบหลักปฏิบัติหน้าที่นักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอภิปธิกาประจำศูนย์หัดทดสอบหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องเข้ารับการสวนหัวใจ หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดต่าง ๆ ทั่วร่างกาย รวมทั้งการรักษาด้วยรังสีรักษา ปฏิบัติงานในเวลาราชการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.00-16.00 น. ร่วมกับอยู่เรื่อง (On call) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันจันทร์ถึงศุกร์ 16.00-18.00 น. และวันเสาร์ถึงอาทิตย์ 8.00-8.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบโดยหัวหน้าศูนย์หัดทดสอบหัวใจและหลอดเลือดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการสวนหัวใจและหลอดเลือด ในเวลาราชการปีงบประมาณ 2563-2565 จำนวน 2,009 ราย และนอกเวลาราชการจำนวน 201 ราย

### 2.3.1 ด้านการปฏิบัติการ

- 1) ให้การดูแลรักษาการตรวจสอบเครื่องมือเอกซเรย์และระบบประมวลผล Hemodynamic รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมใช้ก่อนทำการหัดทดสอบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องเตือนอุปกรณ์สำหรับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ ECG, Defibrillator, BP cuff, Pulse Oximeter
- 2) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำการหัดทดสอบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องติดตามอาการผู้ป่วยให้ครบถ้วน ได้แก่ ECG, Defibrillator, BP cuff, Pulse Oximeter
- 3) บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบเอกซเรย์ เพื่อจัดเก็บภาพ และระบบประมวลผลข้อมูลระหว่างทำการหัดทดสอบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สัญญาณซึ่งพัฒนา วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตลอดเวลาขณะตรวจสวนหัวใจ
- 4) จัดเตรียมและควบคุมเครื่องมือตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยเครื่องถ่ายภาพภายในหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่สูง (Intravascular Ultrasound; IVUS)
- 5) จัดเตรียมและควบคุมเครื่องมือตรวจความผิดปกติของหลอดเลือด ด้วยเครื่องถ่ายภาพภายในหลอดเลือดหัวใจโดยใช้แสงอินฟารेड (Optical Coherence Tomography; OCT)
- 6) จัดเตรียมและควบคุมเครื่องวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ (Fractional Flow Reserve; FFR)
- 7) จัดเตรียมและควบคุมเครื่องพุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump; IABP)
- 8) จัดเตรียมและควบคุมเครื่องกรอกความถี่สูงหัวกรอกกาเพชร (Rotablator)
- 9) จัดเตรียมและใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจชั่วคราว (Temporary pacemaker)

- 10) จัดเตรียมอุปกรณ์ และเป็นผู้ช่วยรอบนอกความคุณการตรวจทางสรีริวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Studies) และการเจาะไฟฟ้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation)
- 11) จัดเตรียมและใช้เครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography; ECG)
- 12) จัดเตรียมและควบคุมเครื่องฉีดสีแบบอัตโนมัติ (Power injector)
- 13) จัดเตรียม และช่วยแพทย์ควบคุมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiography; ECHO), (Tranesophageal Echocardiography; TEE) ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจ
- 14) จัดเตรียมและควบคุมการใช้เครื่องพื้นคืนชีพอัตโนมัติ (LUCAS Aortomated CPR Machine)
- 15) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรอบนอก ในการตรวจสวนหัวใจและหัตถการทางรังสีร่วมรักษา
- 16) สรุปหัตถการในเวชระเบียบผู้ป่วยใน บันทึกหัตถการและบันทึกค่ารักษาผู้ป่วย แต่ละรายในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล เตรียมแฟ้มประวัติ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ให้แพทย์ และลงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบจัดเก็บและบันทึกหัตถการ

### 2.3.2 ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

### 2.3.3 ด้านการประสานงาน

- 1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
- 2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

### 2.3.4 ด้านวิชาการ

- 1) พื้นฟูวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยร่วมประชุม อบรมวิชาการของหน่วยงานทั้งในและนอกโรงพยาบาล และนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแก่สมาชิกและพัฒนางานบริการพยาบาลในหน่วยงาน เช่น ประชุมสรุปผลงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน 1 ครั้งต่อเดือน นอกหน่วยงาน มีการอบรมหลักสูตร Refreshing course for radiation protection 1 ครั้งต่อปี อบรมจากผู้เชี่ยวชาญนอกหน่วยงาน ในการใช้เครื่องมือพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่อง IVUS, FFR, OCT เป็นต้น

- 2) เป็นอาจารย์พิเศษประจำแหล่งฝึกสำหรับนักศึกษาฝึกงาน และคุณงานในสาขา เทคโนโลยีหัวใจและห้องออก ทำแผนการสอนตามที่สถาบันของนักศึกษาได้ส่งรายละเอียดหัวข้อ

การฝึกปฏิบัติงานmanyang แหล่งฝึกปฏิบัติงานในส่วนของห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในชั้นปีที่ 3 และ 4

3) สอน สาธิต นิเทศ ฝึกทักษะ การใช้เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ แก่นักศึกษาเทคโนโลยีหัวใจและตรวจร รวมถึงสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาดูงานหรือฝึกงานในศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด

4) ร่วมคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำมาพัฒนาใช้ในหน่วยงาน เช่น Angel Wrist Support (อุปกรณ์ไม้รองแขนสำหรับผู้ป่วยที่ทำหัดการหลอดเลือดบริเวณข้อมือป้องกันผู้ป่วยงอข้อมือหลังเสร็จหัดการ), ลือกขาลือกใจเคลื่อนไหวไม่หลุด (อุปกรณ์ที่ลือกขาผู้ป่วยป้องกันผู้ป่วยงอขาขณะทำหัดการ), การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการเก็บสถิติและการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

#### 2.3.5 ด้านการบริหาร

กำกับดูแลนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ การให้บริการ การพยาบาลด้านการใช้เครื่องมือแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในห้องหัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## บทที่ 3

### หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน

#### 3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานของนักเทคโนโลยีหัวใจและทางออกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper FD 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ให้การคุ้มครองผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ขณะทำการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมี หลักเกณฑ์และหลักการปฏิบัติงานดังนี้


#### 3.2 วิธีการปฏิบัติงาน

##### 3.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเตรียมผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด

- 1) พยาบาลประเมินปัญหา ความต้องการและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนทำการหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด
- 2) นักเทคโนโลยีหัวใจและทางออกเตรียมความพร้อมเครื่องมือสำหรับทำหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือดภายในห้องหัตถการ
- 3) นักเทคโนโลยีหัวใจและทางออกร่วมมือกับพยาบาล ในการเตรียมอุปกรณ์ภายในห้องหัตถการสำหรับการสวนหัวใจและหลอดเลือด
- 4) นักเทคโนโลยีหัวใจและทางออกเตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการตรวจ ได้แก่ ติดอุปกรณ์ ECG Lead, Paddles defibrillator, Blood pressure cuff, Pulse oximeter
- 5) พยาบาลปูผ้าและเตรียมอุปกรณ์ผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับแพทย์ทำหัตถการแบบ Sterile technique
- 6) นักเทคโนโลยีหัวใจและทางออกลงบันทึกข้อมูลชื่อผู้ป่วยในระบบเอกซเรย์ และปฏิบัติงานในส่วนของห้อง Monitoring

### 3.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10

### 1) ขั้นตอนการเปิด-ปิด เครื่องเอกสารเรียบ



## ภาพที่ 1 วิธีการเปิด-ปิด เครื่องเอกสารเรย์

วิชีเปิด เครื่อง


กอดป้ม 1 สีเขียว ค้างไว้จนกว่าจะมีไฟสีเขียวบนแป้นด้านข้างป้อมสว่างขึ้น เพื่อเปิดเครื่องเอกสาร

วิชีปิด เกรี่อง

กศปม 2 สีเทา ค้างไว้จนกว่าจะมีไฟสีเขียวบนแป้นด้านข้างปุ่มสว่างขึ้น เพื่อปิดเครื่องเอกสาร

เมื่อเครื่องเอกสารเรียบ佩ตติดเรียบร้อย กรณีหน่วยงานไม่มีนักรังสีการแพทย์ประจำหน่วยงาน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกต้องตรวจสอบเช็คความพร้อมของเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยมี การใช้ในตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อใช้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือก่อนใช้งานจริง

## 2) การลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบเอกซเรย์




ภาพที่ 2 วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบเอกซเรย์

Click ที่ Tab ของ Schedule แล้วกด Add พิมพ์ชื่อ - นามสกุล, Patient ID/HN, DOB,

Gender, Height, Weight และกด OK


ก่อนเริ่ม Case จะต้อง ใส่ข้อมูลผู้ป่วยให้ครบถ้วนก่อน ทุกครั้ง

## 3) การตั้งค่า Main application ในระบบเอกซเรย์



ภาพที่ 3 วิธีการตั้งค่า Main application ในระบบเอกซเรย์

1. Click Exam ตั้งค่าดังนี้สำหรับทำหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด
    - Main Application ประกอบด้วย Cardio, Electrophysiology, Vascular เลือก Cardio
    - Application ประกอบด้วย Cardiac, Pediatric, Cardiac EP/PPM เลือก Cardiac
    - Procedure เลือก Coronary 7.5 fps ถ้าต้องการภาพชัดเจนมากขึ้นให้เลือกเป็น 15 fps แต่ปริมาณรังสีเอกซเรย์จะเพิ่มมากขึ้นด้วย
      - Patient Type ให้เลือก น้ำหนักตัว ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งจะสัมพันธ์ กับปริมาณรังสีที่กำหนดโดย Protocol ของเครื่องด้วย (การเลือกน้ำหนักตัวของผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลกับคุณภาพของภาพ)
      - Attend. Physician เลือกชื่อแพทย์ผู้ทำการ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน เสร็จแล้วให้ Click OK
  3. Click Sel.for Acquisition ข้อผู้ป่วยจะขึ้นแสดงที่ด้านบนหน้าจอแสดงผลภาพเอกซเรย์
- 4) การใช้ชุดควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง และแสดงผลภาพเอกซเรย์



**ภาพที่ 4 Review Module (ชุดควบคุมการ เปิด-ปิดเครื่อง และแสดงผลภาพเอกซเรย์)**

บุ๊ม 1 กด ค้างไว้ เพื่อเปิดเครื่อง  
 บุ๊ม 2 กด ค้างไว้ เพื่อปิดเครื่อง  
 บุ๊ม 3 แสดง Run ต่างๆ เป็นรูปเล็กๆ ใน 1 หน้าจอ

ปุ่ม 4 เลือกแสดงผล Next/Previous page

ปุ่ม 5 เลือกแสดงผล Next/Previous Run

ปุ่ม 6 X-ray disable/enable

ปุ่ม 7 Reset/ปิดเสียง เสียงจะดังเมื่อครบเวลาทุก 5 นาที เพื่อเตือนการใช้ X-ray Fluoroscopy time ที่ใช้ในเครื่องเอกซเรย์

ปุ่ม 8 เปลี่ยนสีจากภาพ positive หรือ negative

ปุ่ม 9 ขยายภาพแบบ post processing

ปุ่ม 10 Reset การปรับภาพกลับมาเป็น Default

ปุ่ม 11 ปรับเปลี่ยนค่า Edge Enhancement

ปุ่ม 12 ปรับเปลี่ยนค่า Brightness

ปุ่ม 13 ปรับเปลี่ยนค่า Contrast

ปุ่ม 14 เลือกแสดงผล Next/Previous Images


ปุ่ม 15 เลือกแสดงผลเป็นภาพย่อๆ ในแต่ละ Run

ปุ่ม 16 หมุนเพื่อปรับ Speed ของภาพ Cine

ปุ่ม 17 Play Run ทั้งหมดแบบต่อเนื่องทุก Run

ปุ่ม 18 Play/Pause Run แบบ loop

5) การใช้รีโมทในการแสดงภาพเอกซเรย์แบบต่าง ๆ บนหน้าจอ



**ภาพที่ 5 การใช้รีโมทในการแสดงภาพเอกซเรย์แบบต่าง ๆ บนหน้าจอ**

ปุ่ม 1 ส่งภาพเข้าจอ Reference 1

ปุ่ม 2 ส่งภาพเข้าจอ Reference 2

ปุ่ม 3 ใช้ Remote ขึ้นไปควบคุมการเปลี่ยนภาพที่จอ Ref. 1 หรือ Ref. 2 หรือ Off

ปุ่ม 4 เลือกแสดงผล Next/Previous Run

ปุ่ม 5 เลือกแสดงผล Next/Previous Image

ปุ่ม 6 แสดง Run ต่าง ๆ เป็นรูปเล็ก ๆ ใน 1 หน้าจอ

ปุ่ม 7 Play/Pause Run แบบ loop

ปุ่ม 8 Play Run ทั้งหมดแบบต่อเนื่องทุก Run

ปุ่ม 9 ขยายภาพ โดยการกดปุ่ม Joy Stick

ปุ่ม 10 ถ่ายภาพเก็บไว้ใน Photo

ปุ่ม 11 กดเลือก Subtraction on


ปุ่ม 12 ปรับเปลี่ยน mask Subtraction

ปุ่ม 13 Landmask on/off (เพิ่ม Back ground ของ Bone ในภาพ DSA)

ปุ่ม 14 ไฟแสดงสถานะ Low battery (ไฟสีส้ม)

ปุ่ม 15 ปุ่มกดเลเซอร์พอยเตอร์ร์ ไม่มี ไว้ชี้หน้าจอขณะทำ

6) Geometry Module (ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของ C-Arm แบบ Bi-Plan และเตียงเอกซเรย์)



ภาพที่ 6 Geometry Module (ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของ C-Arm แบบ Bi-Plan และเตียงเอกซเรย์)

ปุ่ม 1 กดค้างไว้ เพื่อเลื่อนเตียง/ปลดล็อกเพื่อ lock เตียง

ปุ่ม 2 กดค้างไว้ เพื่อหมุนแนว C-Arm ออกข้างเตียง โดยกดปุ่มหมายเลข 9 เพื่อปลดล็อกก่อน

ปุ่ม 3 กดเพื่อ Memmory บันทึกของ C-Arm ในตำแหน่งที่ 1

ปุ่ม 4 กดเพื่อ Memmory บันทึกของ C-Arm ในตำแหน่งที่ 2 โดย ซ้าย/ขวา เพื่อหมุนตัวรับภาพ Frontal

ปุ่ม 5 กดเพื่อให้ C-Arm กลับมาอยู่ Memmory ในตำแหน่งที่ 1

ปุ่ม 6 กดเพื่อให้ C-Arm กลับมาอยู่ Memmory ในตำแหน่งที่ 2

ปุ่ม 7 Emergency Stop ใช้กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ปุ่ม 8 กดค้างจนไฟที่ปุ่มติด ใช้เมื่อต้องการเบี่ยงหัวเตียงออกแนวแบ่งบันไดเพื่อเคลื่อนเตียงหลบ C-Arm ด้าน Frontal

ปุ่ม 9 กดไฟติด เพื่อปลด Lock เตียงเพื่อทำหัวเตียงสูง/ต่ำ หรือตะแคงเตียง

- ปุ่ม 10 ปุ่มยอมรับ Accept โดยเลือก APC ที่จอทัชสกรีน แล้วถึงกดปุ่ม Accept
- ปุ่ม 11 โยกขึ้น/ลง เพื่อปรับเตียงขึ้นลง และ โยกซ้าย/ขวา
- ปุ่ม 12 โยกขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนตัวรับภาพของชุด Frontal
- ปุ่ม 13 โยกเพื่อปรับเปลี่ยนมุมของ C-Arm ชุด Frontal
- ปุ่ม 14 เลื่อนแนวน Lat. Arm เข้าออก
- ปุ่ม 15 โยกขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนตัวรับภาพของชุด Lateral
- ปุ่ม 16 โยกเพื่อปรับเปลี่ยนมุมของ C-Arm ชุด Lateral
- ปุ่ม 17 กดเพื่อหมุนแนวนของ Bi-Plan ไปพร้อม ๆ กัน
- ปุ่ม 18 กดเพื่อ Reset ทั้งเตียงและแนวน C-Arm ให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น


#### 7) การปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนของ C-Arm



**ภาพที่ 7 การปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนของ C-Arm เมื่อมีการขาย Geometry Module ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ รอบ ๆ เตียง**

เมื่อมีการขายชุดส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของ C-Arm ไปเกาะยังตำแหน่งต่าง ๆ รอบ ๆ เตียงให้ปรับทิศทางของส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของ C-Arm เสมอ โดยให้หมุน switch ทิศทางที่อยู่ด้านล่างของส่วนควบคุม (ลูกศรชี้) โดยให้ส่วนของปลายที่เล็กกว่า ชี้ไปทางศีรษะของผู้ป่วยเสมอ จะทำให้การหมุนของ C-Arm เป็นไปอย่างปกติตามทิศทาง

8) Imaging Module Bi-Plan (ชุดควบคุม และการปรับภาพ ชนิด Bi-Plan)



ภาพที่ 8 Imaging Module Bi-Plan (ชุดควบคุม และการปรับภาพ ชนิด Bi-Plan)

ปุ่ม 1 กด + เพื่อเพิ่มขนาด ของ Field Detector (Zoom out ) และกด - เพื่อลดขนาด ของ

Field Detector (Zoom in)

ปุ่ม 2 กดเพื่อเลือกความแรงของ Fluoro เป็น Preset แบบ Low

ปุ่ม 3 กดเพื่อเลือกความแรงของ Fluoro เป็น Preset แบบ Normal

ปุ่ม 4 กดเพื่อเลือกความแรงของ Fluoro เป็น Preset แบบ High

ปุ่ม 5 กดเพื่อเก็บภาพ Fluoro ( Store Fluoro/Fluoro Grab)

ปุ่ม 6 ทำแผนที่หลอดเลือดนำทาง (Road map) on/off

ปุ่ม 7 นำภาพ DSA บนจอ Live มาเปลี่ยนเป็น Road map (Smart Mask) โดยไม่ต้องนิค

Contrast ใหม่


ปุ่ม 8 Reset เสียง Alarm และเตือน ใช้ Fluoro ครบ 5 นาที

ปุ่ม 9 Reset Collimator

ปุ่ม 10 ยกเลิกการปิด Wedge แบบอัตโนมัติ

- บุ่ม 11 โยกขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา เพื่อเลื่อน Collimator  
 บุ่ม 12 โยก/หมุน Wedge เพื่อมาลดรังสีในส่วนที่ไม่ต้องการ  
 บุ่ม 13 โยก/หมุน Wedge เพื่อมาลดรังสีในส่วนที่ไม่ต้องการ  
 บุ่ม 14 บุ่มเปลี่ยนการควบคุมภาพด้วย Collimator หรือ Wedge ไปที่จ่อ Frontal หรือ Lateral


9) Foot Switch for Bi-Plane (ชุดควบคุมรังสีชนิด Bi - Plane)



ภาพที่ 9 Foot Switch for Bi-Plane (ชุดควบคุมรังสีชนิด Bi - Plane)

- 1 บุ่มกดเลือกชุดแขนของ C-Arm สำหรับ Cine (หรือ Exposure)
- 2 บุ่มปิด/เปิดไฟ OR-Lamp หรือ Single Shot
- 3 Fluoro ในแนว Frontal อย่างเดียว
- 4 Cine (หรือ Exposure)
- 5 Fluoro ในแนว Lateral อย่างเดียว
- 6 Fluoro ในแนว Bi-Plane

10) การส่งภาพหลังจากเสร็จ case เข้าระบบ PACs หรือ Work station ที่ได้ทำการเชื่อมต่อไว้




#### ภาพที่ 10 วิธีการส่งภาพเข้าระบบ PACs หรือ Work station

หลังจากเสร็จ case เข้าระบบ PACs หรือ Work station ที่ได้ทำการเชื่อมต่อไว้

1. ใช้เม้าส์ลาก folder ชื่อป่วยไปทางขวาสุด ให้ตรงกับแถบของ Archive ด้านบน
2. Click Transfer
3. เลือก File ที่จะส่ง : Acquisition : คือ ภาพ Run ทั่วไป (Cine/DSA)  
: Photo : คือ ภาพที่ Capture ไว้จากการกดปุ่ม   
หรือ Report ที่ Save เอาไว้จาก QCA หรือ LVA เป็นต้น  
(\*\*\* ถ้าต้องการส่ง QCA หรือ LVA เข้าระบบ ต้องเลือก Photo ด้วยทุกครั้ง)
4. เลือกรอบชื่อ Destination ปลายทางที่จะส่ง เช่น PACs หรือชื่อ Work station อื่น ๆ ที่ได้เชื่อมต่อไว้
5. กด OK เพื่อส่งภาพไปยังระบบจัดเก็บภาพ
6. เพื่อตรวจสอบว่า Study และภาพเลือกไว้สามารถถูกส่งออกไปจนครบ 100 % หรือไม่  
(\*\*\* แนะนำให้ตรวจสอบทุกครั้ง)


11) การวัดขนาดหลอดเลือดโดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis)



ภาพที่ 11 วิธีการวัดขนาดหลอดเลือดโดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis)

1. เลือก QCA
2. เลือก Calibration image → Click Calibration
3. เลือก Start Analysis


### การวัดขนาดหลอดเลือด โดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis) (ต่อ)



ภาพที่ 12 วิธีการวัดขนาดหลอดเลือด โดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis)

4. เลือกขนาด catheter
5. ใช้เมาส์右ปุ่มกด Click ลากที่ Catheter จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย ดังภาพ แล้ว Double Click เพื่อทำการ Calibration
6. กด OK เครื่องจะทำการ Calibration เทียบขนาดกับ Catheter เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ในการวัดขนาดหลอดเลือดมากขึ้นต้อง Calibration ทุกรั้งก่อนวัดหลอดเลือดจริง

### การวัดขนาดหลอดเลือด โดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis) (ต่อ)




ภาพที่ 13 วิธีการวัดขนาดหลอดเลือด โดยใช้โปรแกรม QCA (Quantitative Coronary Analysis)

7. วัดขนาดหลอดเลือด โดยการ ใช้เมาส์ปิดนิสอ Click หลอดเลือดที่ต้องการวัดบริเวณที่มีการตีบ จากจุดเริ่มต้นสามารถลากเมาส์ได้ตามทางของหลอดเลือด ได้ตามต้องการ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดที่ต้องการวัดให้ Double Click เครื่องจะทำการคำนวณวัดหลอดเลือดให้อัตโนมัติ

8. กรณีที่เครื่องเลือกตำแหน่งหลอดเลือดอาจไม่ตรงกับตำแหน่งที่คิดสุด หรือไม่ตรงกับจุดที่ต้องการ เราสามารถใช้เมาส์เลื่อนตำแหน่งขึ้นลงกลางหลอดเลือดได้ เพื่อให้เครื่องคำนวณค่าให้ใหม่

### 14) วิธีการบันทึกภาพ (Quantitative Coronary Analysis)




ภาพที่ 14 วิธีการบันทึกภาพ (Quantitative Coronary Analysis)

9. วัดขนาดหลอดเลือด arteriole และเรียบร้อย Click Save Report จะขึ้นแสดงผลการอ่านขนาดหลอดเลือดและเปอร์เซ็นต์การเติบโตภายในหลอดเลือด เพื่อช่วยให้แพทย์นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกนวลดลุนหรือคลอดความในการขยายหลอดเลือดหัวใจ

### 3.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้ Hemodynamic Application

จะประกอบไปด้วยหน้าจอ 2 ส่วน ต้องทำงานร่วมกันระหว่างทำหัตถการ คือ


#### 3.2.3.1 หน้าจอลงบันทึกข้อมูล Data ต่าง ๆ ของผู้ป่วย เริ่มทำงานโดย



ภาพที่ 16 วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย

1. เริ่มต้นหัตถการ Click Admit → Manual Admit
2. พิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบบันทึกข้อมูล/Hemodynamic ข้อมูลสำคัญที่ต้องลงได้แก่ Last Name, First Name, Height, Weight, Date of Birth, Gender, Medical Record/HN, EMP1/Cath No.


Begin Time, End time (ลงเวลาเมื่อเสร็จหัตถการ), Patient Out (ลงเวลาเมื่อเสร็จหัตถการ ผู้ป่วยออกจากห้องหัตถการ), Resources Add ข้อมูลแพทย์ผู้ทำหัตถการ, Procedure Add Procedure ที่ทำหัตถการ ลงข้อมูลเสร็จกด Start Case และเมนูค้างบน



ภาพที่ 17 วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย

3. Click ແຄນມ່ນຸ Hemodynamics ເລືອກ Charting ເກື່ອງຈະແສດງແຄນ Charting Menus
4. Charting Menus ປະກອບໄປດ້ວຍ Main Menus ສໍາຮັບບັນທຶກຂໍ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ປ່ວຍຮ່ວງທຳຫັດການ ແນູນຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງບັນທຶກໃນຮະບນ Report ຂອງຜູ້ປ່ວຍຄື່ອ Pre Procedure Note, Medication, Diagnostic Equipment, Intervention Equipment, ICD-9CM Code, Intervention Intra Procedure Note, Post Procedure Note

3.2.3.2 หน้าจอ Hemodynamic ของผู้ป่วย ทำการ Record ระหว่างทำหัวตัดการ ได้แก่ Aortic Pressure, EKG, Heart Rate, Oxygen Saturation, Respiration rate พร้อมจัดเก็บข้อมูลลงใน Report




ภาพที่ 18 หน้าจอ Hemodynamic Application Monitoring

รายละเอียด	
1	ข้อมูลผู้ป่วย
2	ແຄນເມນູ
3	ພື້ນທີ່ແສດງຂໍ້ຄວາມເຕືອນ
4	ພື້ນທີ່ແສດງຄໍາຄວາມດັນ (Invasive)
5	ພື້ນທີ່ແສດງຮູປແບນສັນຍານເຊີຟ
6	ພື້ນທີ່ແສດງຄໍາສັນຍານເຊີຟ
7	ສ່ວນຂອງກາລືອກ layout
8	ແຄນຫົວໜ້ອກການທຳງານ
9	ແຄນຄວນຄຸນການທຳງານ

1) วิธีการใช้ Hemodynamic Application และการตั้งค่า layout เพื่อเริ่มใช้งาน

การปรับแต่งและเลือก layouts Invasive blood pressure


เลือกแสดงรูปแบบสัญญาณความดัน  จากภาพที่ 18  
ในพื้นที่แสดงค่าความดัน (4) Click ขวนอกกรอบค่าความดัน หรือ กดปุ่ม  จากนั้นเลือกแบบ pressure โปรแกรมจะเข้าสู่หน้า Live setup ของ Invasive blood pressure



ภาพที่ 19 การตั้งค่า Live Setup - Pressures

- Label : เลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อ pressure
- Enable : On - แสดง Waveform และค่าความดัน  
Off - ไม่แสดงผล
- Wave : On - แสดง Waveform  
Off - ไม่แสดง Waveform และเฉพาะค่าความดัน
- Mean : On - แสดงกราฟค่าเฉลี่ยความดัน  
Off - ไม่แสดงกราฟค่าเฉลี่ย
- Scale High : ปรับ scale สูงสุดของกราฟความดัน
- Scale Low : ปรับ scale ต่ำสุดของกราฟความดัน

## 2) ปรับเปลี่ยน Scale และการแสดงรูปแบบสัญญาณความดัน



ภาพที่ 20 วิธีการปรับเปลี่ยน Scale และการแสดงรูปแบบสัญญาณความดัน


เปลี่ยนค่า Scale High/Scale Low ในหน้า Live Setup จากภาพ ในพื้นที่แสดงสัญญาณชีพ สามารถปรับ scale สูงสุดของกราฟได้โดย เลื่อนมาส์ไฟเบอร์เวนค่า scale ของสัญญาณจะมีแถบลูกศร ขึ้นหรือลง ให้ Click เพื่อปรับค่ากรณีใช้ pressure หลายช่อง สามารถแสดงผล Scale แบบแยกกัน หรือรวมกันได้โดย

- เลือก Single หรือ Multi ในหน้าต่าง Live Setup
- เลื่อนมาส์ไฟเบอร์เวนค่า scale จะพบสัญลักษณ์

Click เพื่อเปลี่ยนเป็น Single Scale

Click เพื่อเปลี่ยนเป็น Multi Scale

## 3) วิธีเปลี่ยนชื่อ Pressure Live setup




ภาพที่ 21 วิธีการเปลี่ยนชื่อ Pressure Live setup

3.1) Click เพื่อเข้าหน้า Live Setup จากนั้น Click ที่แถบ Label

3.2) เลือกชื่อ pressure ที่ต้องการ หรือ พิมพ์เพื่อค้นหา


#### 4) วิธีการเปลี่ยนชื่อ Pressure Heart Diagram



ภาพที่ 22 วิธีการเปลี่ยนชื่อ Pressure Heart Diagram

- ใช้เมาส์ Click ที่ชื่อ pressure ใน Heart diagram ที่ต้องการ แล้วเลือกว่าจะใช้ให้เป็นชื่อ pressure ของช่องใด
- Click ช้ายค้างที่ P1 P2 P3 หรือ P4 และลากไปยังชื่อ pressure ใน Heart diagram ที่ต้องการ


#### 5) สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (ECG)



ภาพที่ 23 วิธีการเลือกและปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ


จากภาพที่ 18 Click ขวา ที่บริเวณแสดงสัญญาณ ECG จากนั้น โปรแกรมจะเข้าสู่หน้า Live Setup ในส่วนของ ECG หรือ Click เลือกแบบ ECG

### 6) สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (ECG) Live setup



ภาพที่ 24 วิธีการเลือกและปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ Live setup

### 7) การตั้งความเร็วการแสดงผล ECG




ภาพที่ 25 วิธีการเลือกและปรับเปลี่ยนความเร็วสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ  
ตั้งความเร็วในการแสดงผล ECG ได้โดยเปลี่ยนค่า Sweep Speed ตามที่ต้องการ ปกติใช้  
ความเร็วที่ 25 mm/s

### 8) Non-invasive Vital Signs



ภาพที่ 26 วิธีการบันทึกและวัดค่าสัญญาณ Vital Signs เป็นรอบ ๆ ตามช่วงเวลา ที่กำหนดได้ โดยเปลี่ยนค่า Vitals Interval ตามต้องการ  
ส่วนของ Vital Signs Click ข้าง ในแต่ละฟังก์ชัน จะเป็นการเปิดการใช้งาน (Active) หรือ วัดค่าแต่การ Click ขวานี้ จะเป็นการตั้งค่า


### 9) การตั้งค่าการวัด Heart rate



ภาพที่ 27 วิธีการตั้งค่าการวัด Heart rate เมื่อ Click ขวา จะสามารถตั้งค่า ได้ดังนี้

- เปลี่ยน ECG lead ที่ใช้คำนวณ HR
- ตั้งค่าการแจ้งเตือน

### 10) การตั้งค่า Non-invasive blood pressure (NBP)




ภาพที่ 28 วิธีการตั้งค่า Non-invasive blood pressure (NBP)

Click ซ้ายเพื่อวัดค่า, Click ขวา จะสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

- Virtual Sphygmomanometer: On จะแสดงให้เห็นสถานการณ์เป่าลมเข้า cuff ทั้งใน Control และ Exam room
- เปลี่ยน Mode ในการใช้งานสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
- ตั้งค่าการแจ้งเตือน

### 11) การตั้งค่า SpO<sub>2</sub>




ภาพที่ 29 วิธีการตั้งค่า SpO<sub>2</sub>

Click ขวา จะสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

- Wave : On แสดงกราฟสัญญาณของ SpO<sub>2</sub>
- SpO<sub>2</sub> : On เปิดเสียงสัญญาณของ SpO<sub>2</sub>
- Alarm Limits : ตั้งค่าการแจ้งเตือน

12) การตั้งค่า Respiratory rate (RR)



ภาพที่ 30 วิธีการตั้งค่า Respiratory rate (RR)

Click ขวา จะสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

- Wave : On แสดงกราฟสัญญาณของ RR
- Alarm Limits : ตั้งค่าการแจ้งเตือน

13) การตั้งค่า Body Temperature (Temp)




ภาพที่ 31 วิธีการตั้งค่า Body Temperature (Temp)

Click ขวา สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

- Alarm Limits : ตั้งค่าการแจ้งเตือน

#### 14) การบันทึก เรียกใช้ และลบ Layout



ภาพที่ 32 วิธีการบันทึก Layout ใหม่

##### 14.1) บันทึก Layout ใหม่

14.1.1) ตั้ง Layout ที่ต้องการบันทึก

14.1.2) เลือก Add new ที่รายการ Procedure Layout

14.1.3) จะมีกล่องข้อความขึ้นมา ให้ตั้งชื่อ Layout ที่ต้องการ Click Save เพื่อบันทึก หรือ Click Cancel เพื่อยกเลิก

##### 14.2) บันทึก Layout แทนที่ Layout เดิมที่มีอยู่แล้ว

14.2.1) ตั้ง Layout ที่ต้องการบันทึก

14.2.2) เลือก Save ในรายการ Procedure Layout หากต้องการบันทึกแทนที่ Layout ที่เปิดใช้งานอยู่ หรือเลือกชื่อ Layout ที่ต้องการ เพื่อบันทึกแทนที่ Layout นั้น ๆ


##### 14.3) บันทึกเป็น Layout ตั้งต้น

14.3.1) เลือก Default Procedure Layout ในรายการ

14.3.2) ปรับแต่ง Layout เป็นแบบที่ต้องการบันทึก

14.3.3) เลือก Save ในรายการ Procedure Layout


#### 14.4) การเรียกใช้ Layout



ภาพที่ 33 วิธีการเรียกใช้ Layout

เลือกชื่อ Layout ที่ต้องการใช้ใน Procedure Layout

#### 14.5) การลบ Layout




ภาพที่ 34 วิธีการลบ Layout

14.5.1) เลือก Layout ใน Procedure Layout

14.5.2) กด Delete ใน Procedure Layout


### 15) ตั้งค่าการแจ้งเตือน (Patient Alarms)



ภาพที่ 35 การตั้งค่าการแจ้งเตือน

Click เพื่อเข้าสู่หน้า Live Setup จากนั้นเลือกแท็บ Alarms เลือกตั้งค่าได้ตามต้องการ

### 16) การบันทึกค่า Pressure และ ECG



### ภาพที่ 36 หน้าจอการบันทึกค่า Pressure และ ECG

#### 16.1) วิธีการ Zero Pressure Transducer

- เปิด Pressure transducer to room air จากนั้น Click Zero รองกราฟ pressure ไปที่เส้นศูนย์ และค่า pressure เท่ากับ 0/0
- หากต้องการ Zero pressure transducer หลาย ๆ อันพร้อมกัน Click Zero All

### 16.2) วิธีการบันทึกค่าข้อนหลัง (Snap)

- Click Snap  เพื่อบันทึกสัญญาณ Pressure และ ECG ข้อนหลังหลังจากที่ Click Snap จะได้ข้อมูลเป็นเวลาทั้งหมดตามที่กำหนดใน Sample Length
- หรือ กดปุ่ม “ S ” ในคีย์บอร์ด

### 16.3) วิธีการบันทึกสัญญาณ Pressure และ ECG

- Click Record เพื่อบันทึกสัญญาณ pressure และ ECG แบบ real time เมื่อครบกำหนดแล้วตามที่ตั้งไว้ใน Sample Length โปรแกรมจะหยุดบันทึกอัตโนมัติ
- ถ้าหากต้องการบันทึกก่อนครบกำหนดเวลา ให้กดปุ่ม Stop

### 17) การบันทึกค่า EDP

กดปุ่ม EDP  ในบริเวณ Capture Samples โปรแกรมจะบันทึกสัญญาณแบบ Record พร้อมกับเปลี่ยน Scale pressure สูงสุดเป็น 50 mmHg และ Sweep speed เป็น 50 mm/s

### 18) การ Pullback และหาค่า Gradient

การบันทึกสัญญาณในฟังก์ชัน Pullback โปรแกรมจะบันทึกข้อมูลข้อนหลัง (Snap) ของสัญญาณ pressure ที่แสดงอยู่ปัจจุบัน จากนั้นจะบันทึกสัญญาณ pressure แบบ real-time (Record) ต่อไป


18.1) เลือกชื่อ Pressure (ถ้าหากมีการเปิดใช้งาน pressure หลายช่องพร้อมกัน จะใช้ฟังก์ชัน pullback ได้แค่ช่อง P1)

#### 18.2) ลาก Catheter ผ่าน Valve


18.3) เมื่อเห็นสัญญาณ pressure เปลี่ยนไปจาก chamber เดิม ให้กด Pullback

 หรือ Pull ในการรูปหัวใจ


19) การบันทึกค่า Valve Gradient



ภาพที่ 37 การบันทึกค่า Valve Gradient



ภาพที่ 38 วิธีการคำนวณ Valve Gradient



ภาพที่ 39 ค่า Valve Gradient ที่เครื่องคำนวณได้

สามารถคำนวณ Valve gradient ได้หลังจากใช้ฟังก์ชัน Pullback หรือใช้สัญญาณ Pressure ที่บันทึกไว้ระหว่างลาก Catheter ผ่าน Valve (LV/AO, LV/PW, RV/RA, ฯลฯ)

19.1) เลือกสัญญาณ pressure ที่ใช้ฟังก์ชัน Pullback มาใน Sample list


19.2) Click Valve

19.3) Click Valve Click Monitoring เพื่อกลับเข้าสู่หน้า Live

20) การใช้นาฬิกาจับเวลา


- Click ที่สัญลักษณ์ ① ② หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มจับเวลา
- Click ที่สัญลักษณ์ ① ② อีกหนึ่งครั้งเพื่อยุดเวลา ถ้าหากต้องการจับเวลา
- ต่อจากเดิม ให้ Click ที่สัญลักษณ์ ③ ④ อีกครั้ง
- Double click ที่สัญลักษณ์ ① ② หรือ ③ ④ เพื่อ reset เวลา

21) การทบทวนและจัดการสัญญาณ (Review and managing samples)



ภาพที่ 40 หน้าจอการทบทวนและจัดการสัญญาณ (Review and managing samples)

### 21.1) การบันทึกสัญญาณ Pressure ข้อนหลัง



ภาพที่ 41 วิธีการบันทึกสัญญาณ Pressure ข้อนหลัง

21.1.1) Click Review หรือ สัญญาณ pressure ที่ได้บันทึกไว้ใน Sample list เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Full Disclosure

21.1.2) Click ลูกศร เพื่อเลื่อนดูสัญญาณย้อนหลังของคนไข้ตามเวลาได้ ขณะทำการ โดยยังเห็นสัญญาณที่ live อยู่

21.1.3) บันทึกสัญญาณของผู้ป่วยข้อนหลังทำได้โดย

- เลื่อนหาช่วงสัญญาณที่ต้องการบันทึก
- กดปุ่ม New sample ใน Manage Sample List

21.2) ใช้ฟังก์ชัน Pullback ข้อนหลัง

21.2.1) เลื่อนหาช่วงสัญญาณที่ลาก catheter ผ่าน Valve

21.2.2) กดปุ่ม Pullback ใน Manage Sample List

21.2.3) เลื่อนเส้นแบ่งกราฟ เพื่อแยกช่วงสัญญาณ pressure ระหว่าง chamber

21.3) บันทึกสัญญาณ Baseline ข้อนหลังได้โดย

21.3.1) เลื่อนหาสัญญาณที่ต้องการบันทึก


21.3.2) กดปุ่ม Baseline ใน Manage Sample List เพื่อบันทึก

21.4) การลบสัญญาณที่บันทึกไว้

21.4.1) Click แบบ Review

21.4.2) Click ขวา Delete สัญญาณที่ต้องการลบใน Manage Sample List

22) การแก้ไขหรือปรับแต่งสัญญาณ Pressure





ภาพที่ 42 หน้าจอการแก้ไขหรือปรับแต่งสัญญาณ Pressure

22.1) Click แบบ Review

22.2) เลือกสัญญาณที่ต้องการแก้ไขใน Manage Sample List

22.3) ที่เส้นกรอบสัญญาณ Click ข้ามค้างและเลื่อนเพื่อเลือกช่วงสัญญาณใหม่



ภาพที่ 43 การจัดการสัญญาณ (Manage Sample) แก้ไขหรือปรับแต่งสัญญาณ

22.4) สามารถเพิ่มค่าความดัน Systolic/Diastolic/EDP ลงไปในกราฟ เพื่อใช้ในการคำนวณได้โดย Click ขวาที่เส้นกราฟ จากนั้น เลือกเพิ่มค่า


22.5) หรือ ลบค่าความดันในกราฟโดย Click ขวาที่ตัวอักษร (s/d/e/a/v) เลือก Delete

22.6) หาก marker อูฐในตำแหน่งที่ผิด สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้โดย Click ซ้ายที่ตัวอักษร (s/d/e/a/v) แล้วใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดในการเลื่อน หรือ Click ซ้ายค้างแล้วใช้เมาส์เลื่อน

22.7) หากต้องการเลื่อนทั้งหมด หลังจาก Click ที่ตัวอักษรแล้ว กด ctrl ค้างพร้อมกับใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดในการเลื่อน หรือ กด ctrl ค้างพร้อมกับ Click ซ้ายค้างที่ตัวอักษรแล้วเลื่อนไปตามกราฟ

22.8) กด  Reset ใน Manage Sample List เพื่อล้างค่าการเปลี่ยนแปลง

23) การ Link สัญญาณความดัน เพื่อใช้ในการคำนวณ Gradient



ภาพที่ 44 วิธีการ Link สัญญาณความดัน เพื่อใช้ในการคำนวณ Gradient

หากไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน Pullback เพื่อใช้ในการคำนวณ Gradient สามารถใช้สัญญาณ Pressure ที่บันทึกไว้ได้โดย

23.1) Click แบบ Review

23.2) เลือกสัญญาณแรกใน Manage Sample List

23.3) Click ขวาที่สัญญาณแรก กด  Link to

23.4) เลือกสัญญาณที่สองใน Manage Sample List

23.5) Click  Valve เพื่อหา Gradient

23.6) หากต้องการยกเลิก Click ขวาที่สัญญาณ เลือก  Unlink

24) แสดงข้อมูลให้เห็นใน Exam Room

24.1) Click ที่  (Click to show the review panel to physician) เพื่อแสดงหน้าจอ Full Disclosure ให้สามารถมองเห็นได้ใน Exam room

24.2) Click ที่  (Click to show the review panel to physician) อีกครั้งเพื่อซ่อน

24.3) Click ที่  เพื่อแสดงรายการสัญญาณความดันที่บันทึกไว้ ให้สามารถมองเห็นได้ใน Exam room

24.4) Click ที่  เพื่อซ่อนรายการสัญญาณความดันที่บันทึกไว้ และจะไม่สามารถมองเห็นได้ใน Exam room

25) การพิมพ์กราฟสัญญาณ

25.1) Click และ Review เลือกสัญญาณที่ต้องการแก้ไขใน Manage Sample List

25.2) กดปุ่ม  Print ใน Manage Sample List

บทที่ 4

## ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

#### 4.1 ปัจจัยทางอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการนำคู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper FD 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด มาใช้กับการปฏิบัติงานให้กับนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสอนนิเทศงานให้กับพยาบาลผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ภายในศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด พฤหัสภาค พ.ศ. 2566 - กรกฎาคม พ.ศ. 2566 พบรัญหาอุปสรรค ดังนี้

4.1.1 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักศึกษาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รวมทั้งพยาบาลที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงาน ยังไม่สามารถปฏิบัติตามคำดันขั้นตอนในการเตรียมเครื่องเอกซเรย์ สำหรับการทำหัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือดจากการใช้คู่มือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

4.1.2 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักศึกษาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รวมทั้งพยาบาลที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงาน ยังขาดทักษะความรู้และความเข้าใจในการใช้ Hemodynamic Application ในการติดตาม แปลผล บันทึกข้อมูลผู้ป่วยระหว่างทำหัวตัดการส่วนหัวใจและหลอดเลือด ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

#### 4.2 แนวทางการแก้ไขและพัฒนา

4.2.1 จัดให้ความรู้ด้านทฤษฎี และสาธิตขั้นตอนการเตรียมเครื่องเอกสารเรียนการตรวจสอบเครื่องเอกสารเรียก่อนทำหัวข้อการส่วนหัวใจและหลอดเลือด ปรับปรุงคุณภาพให้มีลำดับขั้นตอนการใช้งานที่ชัดเจนเข้าใจง่ายต่อการนำไปใช้งานมากขึ้น

4.2.2 จัดให้ความรู้ด้านทฤษฎีในการใช้งานระบบ Hemodynamic Application ที่สำคัญและจำเป็นในการทำหัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด ปรับปรุงรายละเอียดในคู่มือเพิ่มรูปภาพและเพิ่มเติมคำอธิบายให้ชัดเจนในการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ Hemodynamic Application ที่สำคัญและจำเป็นในการทำหัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งจัดให้มีนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานอย่างน้อย 1 ปี เป็นพี่เลี้ยง ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินการใช้คู่มือ เพื่อดำเนินการพัฒนารูปแบบคู่มือต่อไป

## บทที่ 5

### ข้อเสนอแนะ

#### 5.1 ข้อเสนอแนะ

5.1.1 ควรมีการประเมินศักยภาพ และความรู้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักเทคโนโลยีหัวใจและหัวใจและทรวงอกที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานหลังฝึกงานเสร็จโดยมีรูปแบบการประเมินที่ได้ออกแบบไว้

5.1.2 ควรมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ร่วมกับ Hemodynamic application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มโปรแกรมใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการใช้งานเครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงคู่มือให้มีความทันสมัยในการนำไปใช้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ

## บรรณานุกรม

- โรงพยาบาลวิภาวดี. (2565). เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง กีออบ ไร. เข้าถึงได้จาก <https://www.vibhavadi.com/Health-expert/detail/74>
- โรงพยาบาลศิริราช . (ธันวาคม 2563). โรคหลอดเลือดหัวใจตีบกัย ใกล้ตัว. เข้าถึงได้จาก <https://www.siphospital.com/th/news/article/share/850>
- ศาสตราจารย์คุณนิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เนติมัณณยากร. (กรกฎาคม 2565). กายวิภาคของหัวใจ (Heart anatomy) สรีรวิทยาของหัวใจ (Heart physiology). เข้าถึงได้จาก <https://haamor.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88> ศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด. (2565). ข้อมูลเวชระเบียบและสถิติผู้ป่วยตรวจสวนหัวใจ. คณะแพทยศาสตร์วิชาระบบที่ มหาวิทยาลัยนวมินทรราชวิทยาลัย.
- สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. (2565). รู้จักหัวใจ. เข้าถึงได้จาก [www.thaiheart.org/รู้จักหัวใจ/รู้จักหัวใจ.html](http://www.thaiheart.org/รู้จักหัวใจ/รู้จักหัวใจ.html)
- สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ในประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก <https://www.hmpgloballearningnetwork.com/site/jic/articles/damped-and->
- สัญญา ร้อยสมมุติ. (2555). โครงการหลักการ และไฟฟ้าของหัวใจ (เล่ม 1). ขอนแก่น: โรงพยาบาลสังฆภักดี.
- JOURNAL OF Invasive Cardiology. (October 2017). Damped and Ventricularized Coronary PressureWaveforms. เข้าถึงได้จาก <https://www.hmpgloballearningnetwork.com/site/jic/articles/damped-and-ventricularized-coronary-pressure-waveforms>
- PhD Richard E. Klabunde. (2022). Arterial Blood Pressure. เข้าถึงได้จาก Cardiovascular Physiology Concepts: <https://cvphysiology.com/blood-pressure/bp002>
- Philips Healthcare. (2016). User guide Philips Allura Xper FD Family Version 3.0 . US.

## ภาคผนวก

**ภาคผนวก ก**  
**ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด**

## ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

### กายวิภาคของหัวใจ

หัวใจ (Heart หรือ Cardiac) เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ คือ สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายทำให้โลหิตไหลเวียน นำออกซิเจนจากอากาศจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย ทางหลอดเลือดแดง และนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ ภายนอกกลับมาทางหลอดเลือดดำ เพื่อปล่อยออกไประคบคลุมหายใจออก ทั้งนี้หัวใจจะทำงานที่ร่วมกับปอดเสนอ

หัวใจเป็นอวัยวะที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อ (กล้ามเนื้อถ่าย-กล้ามเนื้อเรียบ) โดยหัวใจมีขนาดประมาณใหญ่กว่ากำบังมือของเจ้าของเล็กน้อย น้ำหนักของหัวใจปกติอยู่ในช่วง 200 ถึง 425 กรัม ขึ้นอยู่กับขนาดร่างกายของเจ้าของ มีเยื่อบุเป็นถุงหุ้มรอบหัวใจกว่า เชือหุ้มหัวใจ หรือ ถุงหุ้มหัวใจ (Pericardium) ซึ่งเยื่อนี้จะซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นในติดแน่นกับกล้ามเนื้อหัวใจ ภายนอกหัวใจ แบ่งออกเป็น 4 ห้องมีชื่อเรียกดังนี้


- ห้องขวาบน (Right atrium): รับเลือดจากหลอดเลือดดำใหญ่ 2 เส้น คือ Superior vena cava และ Inferior vena cava
- ห้องขวาล่าง (Right ventricle): รับเลือดคำาจากหัวใจห้องบนขวาผ่านลิ้นหัวใจชื่อ Tricuspid valve แล้วส่งไปยังปอด โดยผ่านลิ้นหัวใจอีกลิ้นซึ่งชื่อ Pulmonary valve เข้าสู่หลอดเลือดใหญ่ที่เข้าสู่ปอด ที่ชื่อ Pulmonary artery
- ห้องซ้ายบน (Left atrium): รับเลือดแดงที่ฟอกแล้วจากปอดซ้ายและขวา
- ห้องซ้ายล่าง (Left ventricle): รับเลือดแดงจากห้องซ้ายบนผ่านทางลิ้นหัวใจอีกลิ้นที่ชื่อ Mitrail valve และบีบตัวส่งเลือดแดงออกเลี้ยงร่างกาย โดยผ่านทางลิ้นหัวใจอีกลิ้นที่ชื่อ Aortic valve เข้าไปสู่ท่อเลือดแดงใหญ่ชื่อ Aorta ซึ่งจะแตกแขนงเป็นหลอดเลือดแดงขนาดต่างๆ ไปจนถึงเป็นหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกาย ซึ่งหัวใจห้องซ้ายล่างนี้มีผนังหนาที่สุดในหัวใจทั้ง 4 ห้อง

### ลิ้นหัวใจ

ลิ้นหัวใจ คือ แผ่นพังผืด ที่ประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน (Collagen) ลักษณะเป็นแผ่นแนบที่สามารถทนต่อแรงดันสูงเวลาหัวใจบีบตัวโดยไม่ฉีกขาด ซึ่งลิ้นหัวใจมีทั้งหมด 4 ลิ้น ได้แก่

- Tricuspid valve: กันระหว่าง หัวใจห้องบนขวา กับ ห้องล่างขวา มี 3 แผ่นเรียงเป็นวงทำงานที่ป้องกันการย้อนกลับของเลือดคำาจาก ห้องล่างขวาขึ้นไปยังห้องบนขวา
- Pulmonary valve: กันระหว่าง หัวใจห้องล่างขวา กับหลอดเลือดปอด Pulmonary artery มี 2 แผ่นเรียงเป็นวงทำงานที่ป้องกันการย้อนกลับของเลือดจากหลอดเลือดปอด Pulmonary artery กลับมาบังหัวใจห้องล่างขวา

- Mitral valve: กันระหว่างหัวใจห้องบนซ้าย และห้องล่างซ้าย ทำหน้าที่ป้องกันการข้อนกลับของเลือดแดงจากห้องล่างซ้ายกลับขึ้นไปยังห้องบนซ้าย
- Aortic valve: กันระหว่างหัวใจห้องล่างซ้าย กับหัวใจเลือดแดงใหญ่ Aorta ทำหน้าที่ป้องกันการข้อนกลับของเลือดจาก Aorta กลับเข้ามายังหัวใจห้องล่างซ้าย



ภาพที่ 1 แสดงกายวิภาคศาสตร์ภายในหัวใจ

ที่มา <https://nurseslabs.com/cardiovascular-system-anatomy-physiology/> สืบค้นวันที่ 10/06/2566

ความสามารถแบ่งหัวใจออกตามลักษณะทางกายวิภาคและตามหน้าที่ดังนี้

1. เยื่อหุ้มหัวใจ (pericardium) เป็นเยื่อหุ้มสองชั้นที่มีลักษณะเหนียวและมีความแข็งแรงทนทาน โดยช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มทั้งสองชั้นจะมีของเหลวบริสุทธิ์ซึ่งมีหน้าที่ช่วยปกป้องหัวใจจาก การกระตุกและการซีอก เยื่อหุ้มหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชั้นหลัก ๆ ได้แก่

1.1 Fibrous pericardium เป็นชั้นที่อยู่ด้านนอก มีความแข็งแรงทนทาน มีลักษณะเหนียว ทำหน้าที่ห่อหุ้มหัวใจและหลอดเลือดใหญ่ที่ต่ออยู่กับหัวใจ (great vessel)

1.2 Serous pericardium เป็นชั้นเนื้อเยื่อบางๆ ที่อยู่ถัดเข้ามาด้านใน โดยพัฒนามาจาก mesothelium ซึ่งจะพบเป็นลักษณะของเซลล์แบบๆ เรียงตัวกันหนึ่งแถว แบ่งออกเป็นสองชั้นย่อย ๆ ได้แก่

- Parietal layer เป็นส่วนที่นูทางด้านในของชั้น fibrous pericardium
- Visceral layer เป็นชั้นที่อยู่แนบเนื้อหัวใจโดยบุญญี่ที่ผิวด้านนอกของหัวใจ และยังทำหน้าที่ผลิต pericardial fluid อีกด้วย


2. กล้ามเนื้อหัวใจ (myocardium) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการบีบตัวໄไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และขยายตัวเพื่อรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมาก หากกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวหรือคลายตัวผิดปกติแล้ว ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ซึ่งส่วนมากอาจไม่สามารถแก้ไขให้กลับเป็นปกติได้ การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจต้องอาศัยพลังงานที่ได้จากสารอาหารที่ถูกนำมาโดยหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นโรคหลอดเลือดหัวใจจึงมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง

3. เยื่อบุหัวใจ (endocardium) เป็นชั้นบาง ๆ ที่เจริญมาจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดประกอบด้วยเซลล์เอนโดทิลียนมุ่งไปลึกลับหัวใจ และมุ่งไปลึกลับด้านในของหลอดเลือดรวมไปถึงหลอดเลือดฟอยที่เหลือชั้นนี้เพียงชั้นเดียว ม้วนตัวประกอบกันเป็นท่อ

4. หลอดเลือดหัวใจ (coronary artery) จะอยู่บริเวณภายนอกหัวใจ (เยื่อหุ้มหัวใจ) ส่วนบนเล็ก ๆ ลงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดหัวใจมีเส้นใหญ่ ๆ อよู่ 2 เส้น คือ (right and left coronary artery) ซึ่งกระจายออกเป็นเส้นเลือดฟอย เพื่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในช่วงที่ ventricle คลายตัว แล้วรวมกันเข้าเป็น coronary sinus กลับเข้าสู่หัวใจ right atrium ซึ่งรูเปิดจะอยู่ใกล้กับจุดของ AV node กล้ามเนื้อหัวใจจำเป็นต้องได้รับเลือดมาเลี้ยงมาก เพราะต้องทำงานหนักตลอดเวลา coronary artery มี 2 เส้น ได้แก่


4.1 Left coronary artery วางอยู่ที่ร่องอินเตอร์เวนตริคิวลาร์ด้านหน้า (Anterior interventricular groove) เป็นร่องที่แบ่งระหว่างหัวใจห้องซ้ายและห้องขวาด้านหน้า แบ่งออกเป็น 2 แขนง ได้แก่ Circumflex coronary artery (CIRC) ซึ่งเริ่มต้นจาก Atrioventricular sulcus ซึ่งอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างด้านซ้าย โดยไปเลี้ยงผนังของหัวใจห้องบนและห้องล่างด้านซ้าย ส่วนอีกแขนงคือ Left anterior descending coronary artery (LAD) อยู่ระหว่างร่องของหัวใจห้องล่างนำเลือดไปเลี้ยงผนังของหัวใจห้องล่างทั้งซ้ายและขวา

4.2 Right coronary artery วางอยู่ร่องอินเตอร์เวนตริคิวลาร์ด้านหลัง (Posterior interventricular groove) เป็นร่องที่แบ่งระหว่างหัวใจห้องซ้ายและห้องขวาด้านหลัง โดยแยกออกจากทาง Atrioventricular sulcus ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างด้านขวา จากนั้นแบ่งออกเป็น 2 แขนงแขนงแรก คือ Posterior interventricular artery จะผ่านไปใน interventricular sulcus นำเลือดไปเลี้ยงผนังของ Ventricle ด้านซ้ายและด้านขวา ส่วนอีกแขนงหนึ่งได้แก่ Marginal artery ผ่านมาทางด้านล่างของหัวใจ นำเลือดไปเลี้ยงผนังของหัวใจห้องล่างและห้องบนขวา



ภาพที่ 2 แสดงกายวิภาคศาสตร์ของระบบหลอดเลือดหัวใจ


ที่มา [https://en.wikipedia.org/wiki/Coronary\\_arteries](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_arteries) สืบค้นวันที่ 10/06/2566



ภาพที่ 3 แสดงกายวิภาคศาสตร์หลอดเลือดโคโรนารี ในมุมมองภาพ RAO และ LAO


ที่มา [https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary\\_anatomy](https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary_anatomy) สืบค้นวันที่ 10/06/2566

ลักษณะหลอดเลือด Right coronary artery ปกติ ที่เห็นในภาพคลายสารทึบสีเอกซเรย์




ภาพที่ 4 LAO 45° view จะเห็น Proximal และ mid-RCA

ที่มา [https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary\\_anatomy](https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary_anatomy) สืบคื้นวันที่ 10/06/2566



ภาพที่ 5 RAO 30° view จะเห็น Mid-RCA, RDP collateral vessels ไปยัง LAD


ที่มา [https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary\\_anatomy](https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary_anatomy) สืบคื้นวันที่ 10/06/2566



ภาพที่ 6 LAO 20° cranial 25° view จะเห็น Crux, RDP และ RPL



ที่มา [https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary\\_anatomy](https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary_anatomy) สืบค้นวันที่ 10/06/2566

ลักษณะหลอดเลือด Left coronary artery ปกติ ที่เห็นในภาพคลายสารทึบสีเอกซเรย์




ภาพที่ 7 Cranial 40° (0° - RAO 5°) view จะเห็น Left main และ LAD proximal, mid และ distal, diagonals

ที่มา [https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary\\_anatomy](https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary_anatomy) สืบค้นวันที่ 10/06/2566



**ภาพที่ 8** Caudal 40° (0°- RAO 30°) จะเห็น Left main, bifurcations, LAD proximal, LCx proximal, mid และ distal, OM-bifurcations

ที่มา [https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary\\_anatomy](https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary_anatomy) สืบค้นวันที่ 10/06/2566



**ภาพที่ 9** LAO 50° caudal 25° (spider view) จะเห็น Left main, bifurcations LAD และ LCx

ที่มา [https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary\\_anatomy](https://www.pcipedia.org/wiki/Coronary_anatomy) สืบค้นวันที่ 10/06/2566

5. Coronary sinus วางอยู่ที่ร่องเอตริโอลูเวนติคิวลาร์ (atrioventricular groove) เป็นร่องที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบน (atrium) และหัวใจห้องล่าง (ventricle) ทางผิวด้านหลังของหัวใจ ทำหน้าที่นำเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วไหกลับตามมาตามเส้นเลือดฟอยและรวมกล้ายเป็น cardiac veins ซึ่งส่วนมากจะขนานกับ artery แล้วรวมกันเป็นเส้นเลือดใหญ่ Coronary sinus เพื่อกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาต่อไป

#### 6. การทำงานของหัวใจและระบบไฟฟ้าหัวใจ

หัวใจเริ่มเต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา กล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะพิเศษกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอื่น ๆ คือสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าห้องขวนน เรียก Sinus node โดยมีอัตราการปล่อยไฟฟ้าประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาที (ถูกควบคุมด้วยซอร์โนนทรัลัยชนิด) ไฟฟ้าที่ออกจาก Sinus node จะกระจายออกไปตามเซลล์นำไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในหัวใจ เริ่มจากขวาไปซ้าย (ห้องบนขวาไปห้องบนซ้าย) และลงล่างด้วย เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกกระแสไฟฟ้าบัน្ត ก็จะเกิดการหดตัวขึ้น ทำให้เกิดการบีบตัวของห้องหัวใจ ดังนั้นการบีบตัวของห้องหัวใจจึงเริ่มจากขวาตามซ้าย และห้องบนก่อนห้องล่าง ได้เอง ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเริ่มต้นจากหัวใจวงจรการ ไหลเวียนของโลหิตของเลือดเริ่มจากหัวใจห้องบนบริเวณเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา เลือดส่วนนี้จะไหลผ่านลิ้นหัวใจ ไตรคัสปิด (Tricuspid) ไปยังหัวใจห้องขวาล่าง ซึ่งบีบตัวตามมาໄล่เลือด (เป็นเลือดคำ) ออกไปฟอกปอด โดยผ่านหลอดเลือดที่เรียกว่า Pulmonary artery เลือดจะถูกฟอกที่ปอด โดยอาศัยการแลกเปลี่ยน gas ผ่านทางหลอดเลือดเล็ก ๆ ที่ผนังถุงลมของปอด จากนั้นเลือด (เป็นเลือดแดง) จะไหลมาร่วมกันที่หลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta ผ่านลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Aortic) เมื่อผ่านส่วนต่าง ๆ แล้ว เลือดกลับสู่หัวใจขวาอีกครั้ง จะเห็นว่าระบบไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ลิ้นหัวใจผิดปกติ หรือกล้ามเนื้อหัวใจไม่บีบตัว ย่อมมีผลต่อร่างกายทั้งสิ้น การที่หัวใจสามารถเต้นได้นั้น เนื่องจากหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเอง จากหัวใจห้องขวนmanyหัวใจห้องซ้ายบนและห้องล่าง เมื่อไฟฟ้าผ่านไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการบีบตัวໄล่เลือด เลือดจึงไหลอย่างมีระเบียบ ดังนั้น หากระบบไฟฟ้าผิดปกติไป ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ก็จะชักนำให้เกิดการเต้นที่ผิดจังหวะ ผิดปกติ ซึ่งบางครั้งรุนแรงมาก จนทำให้เสียชีวิต


ภาคผนวก ข  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Aortic Pressure Waveform

## ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Aortic Pressure Waveform

การตรวจส่วนหัวใจและหลอดเลือดที่มีความปลอดภัยระหว่างทำหัตถการสิ่งสำคัญมาก ๆ คือการ monitoring สัญญาณชีพต่าง ๆ ของผู้ป่วย นอกจาก vital signs monitoring จากเครื่องมือภายนอกแล้ว จำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดจากภายในเนื่องการทำหัตถการตรวจหัวใจและหลอดเลือดเป็นหัตถการแบบ invasive นั่นคือการวัด Aortic Pressure ได้จากการวัดจากปลายสายส่วนหัวใจผ่านเส้นเลือด Aorta เพื่อฉีดสีคุหลอดเลือดหัวใจให้เกิดความปลอดภัยระหว่างทำหัตถการระหว่างที่มีการใส่ถุงกรณ์เข้าไปภายในร่างกาย

Aortic Pressure Waveform ที่พบได้บ่อยขณะทำหัตถการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

### 1. Normal Aortic Pressure



ภาพที่ 1 แสดงถึง Normal Aortic Pressure

ที่มา <https://cvphysiology.com/blood-pressure/bp002> สืบค้นวันที่ 20/06/2566

สืบค้นวันที่ 15/06/2566

Aortic Pressure เกิดจากเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายหดตัว ความดันหัวใจห้องล่างจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งลิ้นหัวใจ Aortic เปิด จากนั้นหลังจากที่ว่าวล้ำปีดออก ความดันในช่องจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้อยกว่ามาก เนื่องจากเลือดไหลออกจากห้องทันทีไปยังหลอดเลือดแดงใหญ่จากนั้นไปยังหลอดเลือดแดงกระจายทั่วระบบ การที่เลือดเข้าสู่หลอดเลือดแดงทำให้ผนังของหลอดเลือดแดงนี้ยืดออกและความดันปกติเพิ่มขึ้นประมาณ 120 mmHg ถัดไปในตอนท้ายของ Systole จะรักษาความดันหลอดเลือดแดงแม้ในช่วง Diastole สิ่งที่เรียกว่า Incisura เกิดเป็นลักษณะ Dicrotic notch

เกิดขึ้นเมื่อวาล์ว Aortic valve ปิด สาเหตุนี้เกิดจากการไหลย้อนกลับของเลือดในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่วาล์วจะปิด ตามมาด้วยการหยุดไหลย้อนกลับอย่างกะทันหัน หลังจากที่วาล์ว Aortic ปิดลง ความดันใน Aorta จะลดลงอย่างช้าๆ ตลอดช่วง Diastole เนื่องจากเลือดที่เก็บไว้ในหลอดเลือดแดง มีค่าอยู่ที่ข่ายออกจะไหลผ่านหลอดเลือดส่วนปลายอย่างต่อเนื่องกลับไปยังหลอดเลือดดำ ก่อนที่หัวใจห้องล่างจะหดตัวอีกครั้ง ความดัน Aorta นักจะลดลงเหลือประมาณ 80 mmHg (ความดัน Diastolic) ซึ่งเป็นสองในสามของความดันสูงสุดที่ 120 mmHg (ความดัน Systolic) ที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดแดงใหญ่ระหว่างการหดตัวของหัวใจห้องล่าง

## 2. Coronary Catheter Pressure Wave Damping



ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการเกิด Pressure Damping

ที่มา <https://www.hmpgloballearningnetwork.com/site/jic/articles/damped-and-ventricularized-coronary-pressure-waveforms> สืบค้นวันที่ 15/07/2566




ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการเกิด Pressure Damping

ที่มา <https://www.hmpgloballearningnetwork.com/site/jic/articles/damped-and-ventricularized-coronary-pressure-waveforms> สืบค้นวันที่ 15/07/2566

การเกิดลักษณะ Aortic Pressure Damping เกิดจากเส้นผ่าնศูนย์กลางของสายสวนหัวใจเกือบทั่วหรือใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง Ostial หลอดเลือดหัวใจ หรือปลายสายสวนหัวใจกดเข้ากับผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดการจำกัดการไหลของปริมาตรของเลือดที่เติมเข้าไปในสายสวนหัวใจส่งผลให้ไม่สามารถตรวจจับการแพร์慌佳าของคลื่นชาร์โอมนิกทึ้งหมด ส่งผลให้รูปแบบคลื่นลดต่ำลงผิดปกติ บิดเบี้ยว ความดันซีพาร์แคน และจังหวะขึ้นและลงล่าช้าตามภาพที่ 2 และ 3 แก้ไขโดยเดือนให้แพทช์อยู่สายสวนหัวใจออกจากตำแหน่งนั้น แล้วดู Pressure ว่ากลับมาปกติแล้วหรือไม่

### 3. Coronary Catheter Pressure Wave Ventricularization



ภาพที่ 4 แสดงการเกิด Pressure Ventricularization

ที่มา <https://www.hmpgloballearningnetwork.com/site/jic/articles/damped-and-ventricularized-coronary-pressure-waveforms> สืบค้นวันที่ 15/07/2566

การเกิด Pressure Ventricularization เกิดขึ้นเมื่อปัลส์สายสวนหัวใจ เข้าไปในหลอดเลือดหัวใจแล้วหลอดเลือดส่วน Ostial มีการตีบ เส้นผ่าตันศูนย์กลางของรูหลอดเลือดหัวใจตรงกันหรือใหญ่กว่าเส้นผ่าตันศูนย์กลางของสายสวนหัวใจเล็กน้อย ทำให้เกิดการขัดขวางการไหลของเลือดบางส่วน ทั้งการไหล systolic และ diastolic บกพร่องแต่มีการไหลจำานวนมากใน systole ส่งผลให้เกิดแรงดันในลักษณะเกิดเป็นรูปคลื่น Aortic Ventricularization มีลักษณะเฉพาะคือความดันลดลงอย่างมากใน diastole โดยที่ไม่มี dicrotic notch ดังภาพที่ 4 แก้ไขโดยเดือนให้แพทช์ถ่ายสายสวนหัวใจออกจากตำแหน่งนั้น แล้วดู Pressure ว่ากลับมาปกติแล้วหรือไม่ เพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะ Ostial vessel ตีบ จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการฉีด Contrast media ในสายสวนหัวใจเข้าหลอดเลือดได้ และสามารถระบุการตีบของหลอดเลือดได้อย่างปลอดภัย

ภาคผนวก ค  
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease)

## โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease; CAD)

เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบตัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไขมันเนื้อเยื่อสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือด มีผลให้เยื่อบุผนังของหลอดเลือดชั้นในตัวแน่นหนาตัวขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดแดงนี้ตีบร่องละ 50 หรือมากกว่า อาการสำคัญที่พบได้บ่อย เช่น อาการเจ็บคันหน้าอก ใจสั่น เหื่องออก เหนื่อยขณะออกแรง เป็นลม หมดสติ หรือเสียชีวิต เฉียบพลัน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มคลินิกได้ 2 กลุ่ม คือภาวะเจ็บคันหน้าอกคงที่ (Stable angina) และ ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome)

1.1 ภาวะเจ็บคันหน้าอกคงที่ (Stable angina) หรือภาวะเจ็บคันหน้าอกเรื้อรัง (Chronic stable angina) หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง (Chronic ischemic heart disease) โดยผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคันหน้าอกเป็น ๆ หาย ๆ ในระยะ 2 เดือน

1.2 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome; ACS) หมายถึง กลุ่มอาการโรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ประกอบด้วยอาการที่สำคัญคือ เจ็บคันกรุนแรงเฉียบพลัน หรือเจ็บขณะพัก (Rest angina) นานกว่า 20 นาที หรือเจ็บคันหน้าอกซึ่งเกิดขึ้นใหม่ หรือ รุนแรงขึ้นกว่าเดิม จำแนกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1.2.1 ST elevation acute coronary syndrome หมายถึง ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่พบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจลักษณะ ST Segment ยกขึ้นอย่างน้อย 2 leads ที่ต่อเนื่องกัน หรือเกิด LBBB ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน หากผู้ป่วยไม่ได้รับการเปิดหลอดเลือดที่อุดตันในเวลาอันรวดเร็ว จะทำให้เกิด Acute ST elevation myocardial infarction (STEMI or Acute transmural MI or Q-wave MI)

1.2.2 Non ST elevation acute coronary syndrome หมายถึง ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มักพบลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็น ST segment depression หรือ T wave inversion ร่วมด้วย หากมีอาการนานกว่า 30 นาที อาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด non-ST elevation MI (NSTEMI, or Non-Q wave MI)

### ปัจจัยเสี่ยงคุณไม่ได้


1. อายุ : โดยปกติแล้ว ความเสี่ยงของโรคหัวใจจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น
2. พันธุกรรม : ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
3. เพศ : ผู้ชายจะมีความเสี่ยงโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิงก่อนวัยหมดประจำเดือน

## ปัจจัยเสี่ยงคุณได้

1. โรคความดันโลหิตสูง : การปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่เป็นเวลานาน ๆ จะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดมาเลี้ยงร่างกาย กล้ามเนื้อหัวใจจะหนาขึ้น หัวใจจะโตขึ้น หลอดเลือดตีบแข็งและอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจตาย และนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุด
2. การสูบบุหรี่ : ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 2-4 เท่า เนื่องจากสารที่อยู่ภายในบุหรี่จะทำให้เซลล์ที่เยื่อบุผนังหลอดเลือดเสื่อม ทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน ซึ่งนำไปสู่สภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
3. ระดับไขมันในเลือด : ผู้ที่มีระดับไขมัน LDL コレสเตอรอลสูงจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงขึ้น ไขมันดังกล่าวทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นและหลอดเลือดตีบแคบลง เลือดไหลเวียนน้อยลง ในที่สุดหลอดเลือดหัวใจก็อุดตันและเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย
4. โรคเบาหวาน : ทำให้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจสูงขึ้น เบาหวานทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ เสื่อมลง
5. การขาดการออกกำลังกาย : ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจะมีความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดและหัวใจสูงขึ้น การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ และยังช่วยควบคุมปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ความดันโลหิต ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด เบาหวาน และน้ำหนักที่มากเกินหรืออ้วน
6. ความอ้วน : ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 กิโลกรัม / ส่วนสูง (เมตร)<sup>2</sup> ถือว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ โดยสามารถคำนวณดัชนีมวลกายได้จากน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลัง 2 อย่างไรก็ตามหากมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย แม้ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กิโลกรัม / (เมตร)<sup>2</sup> ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้น

วิธีการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่ได้รับความนิยม คือ การเปิดทางเดินหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ

### 1. การขยายด้วยบอลลูนและไส่ขดลวด (Stent)




ภาพที่ 1, 2 แสดงการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและไส่ขดลวด (Stent)

ที่มา <https://www.bangkokhearthospital.com/content/coronary-artery-disease> สืบค้นวันที่ 5/8/2566

### 2. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดเลือดหัวใจ

Coronary artery bypass surgery



ภาพที่ 3 การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ที่มา <https://www.bangkokhearthospital.com/content/coronary-artery-disease> สืบค้นวันที่ 5/8/2566

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ หรือที่รู้จักกันว่า “การทำนายพาส” แพทย์จะใช้หลอดเลือดภายในทรวงอกค้านซ้ายและหลอดเลือดแดงบริเวณแขนซ้าย หรือหลอดเลือดดำบริเวณขาตั้งแต่ข้อเท้าค้านในมาเย็บต่อหลอดเลือดเพื่อนำเลือดแดงจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่ขาดเลือดโดยเข้าผ่านหลอดเลือดส่วนที่ตีบ

#### ภาคผนวก ๔

ภาพแสดงเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการส่วนหัวใจและหลอดเลือด


เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในห้องการสวนหัวใจและหลอดเลือด



ภาพที่ 1 เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ Philips Allura Xper F/D 20/10  
(ห้องหัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราช, 2566)




ภาพที่ 2 ห้องควบคุม Hemodynamic Monitoring  
(ห้องหัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราช, 2566)



ภาพที่ 3 Pressure Transducer (สำหรับวัด Invasive Pressure)

(ห้องหัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด  
คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราช, 2566)




4.



5.

ภาพที่ 4, 5 อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ ต่อเข้ากับชุดแปลงสัญญาณ Hemodynamic  
(ห้องหัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด  
คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราช, 2566)



ภาพที่ 6 เครื่อง Defibrillator

(ห้องหัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัดการสวนหัวใจและหลอดเลือด  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารักษ์, 2566)

#### ภาคผนวก จ

1. ใบตรวจส่องความพร้อมใช้งานของเครื่องเอกซเรย์
2. ใบตรวจส่องความพร้อมใช้งานของระบบ Hemodynamic

#### 1. ใบตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องเอกสารเรียบ

ควรทดสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องดูดควันของ Philips FD 20/10 (ที่รุ่น 1) ได้เป็นประจำวัน (Daily check) ดังนี้

## 2. ใบตรวจส่องความพร้อมใช้งานของระบบ Hemodynamic

ตรวจส่องความพร้อมใช้งานของระบบ Hemodynamic ของห้องผ่าตัดการที่ \_\_\_\_\_ ก่อนที่ห้องผ่าตัดจะมีการประชุมวัน (Daily check) เมื่อ \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล	นางสาวกรรณิการ์ จิมมา
วัน/เดือน/ปี เกิด	25 กุมภาพันธ์ 2530
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 152/207 หมู่บ้านน้ำรัตน์ ถนนสันทิวงศ์ 96/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 0816649832
สถานที่ทำงาน	ศูนย์หัดดักการสวนหัวใจและหลอดเลือด สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรราชิราชนครินทร์ เลขที่ 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300 เบอร์โทรศัพท์ 02-2443247, 02-2443600 E-mail kannikar@nmu.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน	นักเทคโนโลยีหัวใจและหัวใจและหลอดเลือด
คุณวุฒิการศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและหัวใจและหลอดเลือด)
ประสบการณ์ในการทำงาน	- พ.ศ. 2553-2558 นักเทคโนโลยีหัวใจและหัวใจและหลอดเลือด (ห้องเวลา) ประจำ ศูนย์หัดดักการสวนหัวใจและหลอดเลือด - พ.ศ. 2558-ปัจจุบันนักเทคโนโลยีหัวใจและหัวใจและหลอดเลือด (ห้องเวลา) ประจำศูนย์หัดดักการสวนหัวใจและหลอดเลือด (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประจำศูนย์หัดดักการสวนหัวใจและหัวใจและหลอดเลือด



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โทร.๓๒๔๗๔  
ที่ พวช. ๑๒.๑๐๕/๗๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ขอรับรองการนำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง “คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D ๒๐/๑๐ ร่วมกับ Hemodynamic Application” มาใช้จริง

เรียน หัวหน้าศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด

ข้าพเจ้า นางสาวกรณิการ์ ฉิมมา ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและหลอดเลือด ระดับ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ พวช. ๑๐๙๖๔ ปฏิบัติงานหน่วยงาน ศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลาวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราริราช มีความประสงค์ขอรับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและหลอดเลือด ระดับชำนาญการ นั้น

เพื่อให้การประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตส่งคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง “คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D ๒๐/๑๐ ร่วมกับ Hemodynamic Application ใน การตรวจหัวใจและหลอดเลือด” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน นำคู่มือไปใช้ปฏิบัติงานในศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ภ.ภ.ก. ฉิมมา

(นางสาวกรณิการ์ ฉิมมา)

นักเทคโนโลยีหัวใจและหลอดเลือด

สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลาวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

เรียน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ขออภัยยืนยันว่าคู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่อง

เอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic

Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

สามารถนำมาใช้งานได้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ฉิมมา ฉิมมา

(นางชมชนก ยิ่งยืน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด

ขอรับรอง ว่าคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวของ  
นางสาวกรณิการ์ ฉิมมา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจ  
และหลอดเลือด (ตำแหน่งเลขที่ พวช. ๑๐๙๖๔)  
สามารถนำมาใช้งานได้จริง

ภ.ภ.ก. ภ.ภ.ก.

(นางปิยันันท์ เกื้อสกุล)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

## แบบประเมินความพึงพอใจ

คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10

ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

**คำชี้แจง** ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ในรายการต่อไปนี้ ในระดับใด กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)				
	น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
<b>ด้านเนื้อหา</b>					
1. เนื้อหาคู่มือมีความครอบคลุมและเหมาะสม					✓
2. เนื้อหาคู่มือมีความต่อเนื่องชัดเจน					✓
3. เนื้อหาคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย					✓
<b>ด้านการนำไปใช้ประโยชน์</b>					
1. สามารถนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง					✓
2. หลังจากได้อ่านคู่มือเล่มนี้ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น					✓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ... ทักษิณ แก้วเพียง ..... ผู้ประเมิน

( นางสาวพิพิธพิวาร แก้วเพียง )

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

## แบบประเมินความพึงพอใจ

คุณภาพการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10

ร่วมกับ Hemodynamic Application ใน การตรวจหัวใจและหลอดเลือด

คำชี้แจง ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้คุณภาพการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ใน การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ในรายการต่อไปนี้ ในระดับใด กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)				
	น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
ด้านเนื้อหา					
1. เนื้อหาคุณมีความครอบคลุมและเหมาะสม					✓
2. เนื้อหาคุณมีความต่อเนื่องชัดเจน					✓
3. เนื้อหาคุณมีอ่านแล้วเข้าใจง่าย					✓
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์					
1. สามารถนำคุณไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง					✓
2. หลังจากได้อ่านคุณมีเล่นนี้ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น					✓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม..... ฝึกภาพประกอบง่ายต่อการทําความเข้าใจ

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน

( นางสาวรัชนก ชาญทวีป )

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

## แบบประเมินความพึงพอใจ

คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10

ร่วมกับ Hemodynamic Application ใน การตรวจหัวใจและหลอดเลือด

**คำชี้แจง** ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ใน การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ในรายการต่อไปนี้ ในระดับใด กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)				
	น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
<b>ด้านเนื้อหา</b>					
1. เนื้อหาคู่มือมีความครอบคลุมและเหมาะสม					
2. เนื้อหาคู่มือมีความต่อเนื่องชัดเจน					
3. เนื้อหาคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย					
<b>ด้านการนำไปใช้ประโยชน์</b>					
1. สามารถนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง					
2. หลังจากได้อ่านคู่มือเล่มนี้ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน

( นางสาววรรณิกา เทพนุษฐ์รื่อง )

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## แบบประเมินความพึงพอใจ

คุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลอง

ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

คำชี้แจง ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้คุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลอง คุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลอง ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ในรายการต่อไปนี้ ในระดับใด กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)				
	น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
<b>ด้านเนื้อหา</b>					
1. เนื้อหาคุ้มครองความปลอดภัยและเหมาะสม				✓	
2. เนื้อหาคุ้มครองความต่อเนื่องชัดเจน				✓	
3. เนื้อหาคุ้มครองความเข้าใจง่าย					✓
<b>ด้านการนำไปใช้ประโยชน์</b>					
1. สามารถนำคุ้มครองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง				✓	
2. หลังจากได้อ่านคุ้มครองนี้ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น				✓	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... วันที่..... ผู้ประเมิน

( นางสาวกัทรารณ์ วงศ์คำชัย )

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

## แบบประเมินความพึงพอใจ

คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10

ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

คำชี้แจง ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ในรายการต่อไปนี้ ในระดับใด กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)				
	น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
<b>ด้านเนื้อหา</b>					
1. เนื้อหาคู่มือมีความครอบคลุมและเหมาะสม				✓	
2. เนื้อหาคู่มือมีความต่อเนื่องชัดเจน					✓
3. เนื้อหาคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย					✓
<b>ด้านการนำไปใช้ประโยชน์</b>					
1. สามารถนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง					✓
2. หลังจากได้อ่านคู่มือเล่มนี้ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น					✓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... จิตรา พูรณะ ผู้ประเมิน

( นางสาวจิตรา พูรณะ )  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

## แบบประเมินความพึงพอใจ

คุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10

ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด

คำชี้แจง ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้คุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ในรายการต่อไปนี้ ในระดับใด กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)				
	น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
<b>ด้านเนื้อหา</b>					
1. เนื้อหาคุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและการตรวจหัวใจและหลอดเลือด					/
2. เนื้อหาคุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและการตรวจหัวใจและหลอดเลือด					/
3. เนื้อหาคุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและการตรวจหัวใจและหลอดเลือด					/
<b>ด้านการนำไปใช้ประโยชน์</b>					
1. สามารถนำคุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและการตรวจหัวใจและหลอดเลือด					/
2. หลังจากได้อ่านคุ้มครองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและการตรวจหัวใจและหลอดเลือด					/

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม..... - .....

ลงชื่อ..... สุรศักดิ์ กิตติไชยวัฒน์ ผู้ประเมิน

( นางสาวสุรศักดิ์ กิตติไชยวัฒน์ )

ตำแหน่ง นักวิจัยทางการแพทย์ปฏิบัติการ

รายงานการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องเอกซเรย์และทำหัตภัยในศูนย์หัตภัยการสวนหัวใจและหลอดเลือด ต่อการนำคู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิกในการใช้เครื่องเอกซเรย์ Allura Xper F/D 20/10 ร่วมกับ Hemodynamic Application ในการตรวจหัวใจและหลอดเลือด ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยประเมินดังนี้

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ		
	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ความหมาย
<b>ด้านเนื้อหา</b>			
1. เนื้อหาคู่มือมีความครอบคลุมเหมาะสม	4.50	0.55	มากที่สุด
2. เนื้อหาคู่มือมีความต่อเนื่องชัดเจน	4.83	0.40	มากที่สุด
3. เนื้อหาคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย	5.00	0	มากที่สุด
รวม	4.77	0.29	มากที่สุด
<b>ด้านการนำไปใช้ประโยชน์</b>			
1. สามารถนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	4.50	0.55	มากที่สุด
2. หลังจากได้อ่านคู่มือเล่มนี้ ท่านได้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น	4.50	0.55	มากที่สุด
รวม	4.50	0	มากที่สุด

#### ผู้ตอบแบบประเมินประกอบด้วย

- นักเทคโนโลยีหัวใจและหัวใจและทรวงอก 2 คน
- พยาบาลวิชาชีพ 3 คน
- นักรังสีการแพทย์ 1 คน

#### เกณฑ์คะแนนประเมิน

4.50-5.00 มากที่สุด 3.50-4.49 มาก 2.50-3.49 ปานกลาง 1.50-2.49 น้อย 1.0-1.49 น้อยมาก

จากข้อมูลในตารางพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยด้านเนื้อหาไม่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และด้านการนำไปใช้ประโยชน์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50