

ตั้นฉบับ

ฉบับสมบูรณ์
(ตามมติ ครั้งที่ 2 / 2565 เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕)
ลงชื่อประธาน/กรรมการฯ
นาย กิตติ
(ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กิตติกร)



คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง วิธีการตรวจหาแบคทีเรียในเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX

โดยวิธีปกติ

ของ

นางสาวชนิกา แม้นจันทรรัตน์
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
(ตำแหน่งเลขที่ พวช.12298)
ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทรารักษ์

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ
(ตำแหน่งเลขที่ พวช.12298)
ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทรารักษ์



คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง วิธีการตรวจหาแบคทีเรียในเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX

โดยวิธีปกติ

ของ
นางสาวชนิกา แม้นจันทรรัตน์
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
(ตำแหน่งเลขที่ พวช.12298)
ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ
(ตำแหน่งเลขที่ พวช.12298)
ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานล่อมน้ำจัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจหาแบคทีเรียในเลือดโดยการใช้เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในเลือดนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นค่าวิกฤติที่จะต้องรีบทราบแจ้งให้หน่วยงานที่ส่งตรวจรับทราบ และดำเนินการแจ้งแพทย์ผู้รักษา ให้ดำเนินการรักษาหรือเลือกใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที่ มีความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ โดยเนื้อหาในคู่มือจะได้รับการบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการดำเนินการรักษามาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ISO 15189:2012 ISO 15190:2020 และมาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

คู่มือนี้จัดทำขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และมีการปรับปรุงแก้ไข 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานล่อมน้ำจัดเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ถ้าหากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออ้อมรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

นางสาวชนิกา แม้นจันทรรัตน์

นักเทคนิคการแพทย์

สารบัญ

คำนำ	
สารบัญ	
สารบัญรูปภาพ	
สารบัญตาราง	
สารบัญแผนภูมิ	
	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์	3
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.4 ขอบเขตของการปฏิบัติงาน	3
1.5 คำจำกัดความเบื้องต้น	3
บทที่ 2 ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ	5
2.1 โครงสร้างคณะกรรมการศาสตร์วิชาระบบทั่วไป	5
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายชั้นสูตรโภคภัณฑ์และธนาคารเรือด	7
2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานจุลชีววิทยา	8
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ	9
บทที่ 3 เทคนิคการตรวจแบคทีเรียในเลือดโดยใช้เครื่อง Bactec™ FX	11
3.1 หลักการตรวจเชื้อในเลือดโดยเครื่อง Bactec™ FX	11
3.2 กระบวนการตรวจเชื้อในเลือดด้วยเครื่อง Bactec™ FX	11
3.3 ชนิดขวด Hemoculture สำหรับเพาะเชื้อจากเลือดโดยเครื่อง Bactec™ FX	15
3.4 การเก็บสิ่งส่งตรวจ	17
3.5 ระยะเวลาในการนำสิ่งส่งตรวจส่งห้องปฏิบัติการ	18
3.6 วิธีการตรวจเชื้อโดยเครื่อง Bactec™ FX	18
3.7 กรณีการตรวจและสังสัยว่าเป็น False positive culture	30
3.8 การบันทึกผลและรายงานข้อมูลในระบบ	30
3.9 การทิ้งขวด negative หรือ positive	38
3.10 การควบคุมคุณภาพ	38
บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	42
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ	50
บรรณานุกรม	52
ภาคผนวก	54

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 1 เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX	12
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงสถานะและสั่งงานเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX	13
รูปที่ 3 ขาด Bactec PLUS Aerobic/ F (สำหรับผู้ใหญ่)	15
รูปที่ 4 ขาด Bactec PEDS PLUS/ F (สำหรับเด็ก)	16
รูปที่ 5 ขาด Bactec PLUS Anaerobic/ F	16
รูปที่ 6 ขาด Bactec MYCO/ F LYTIC	17
รูปที่ 7 ใน MAINTENANCE LOG	20
รูปที่ 8 บันทึกความเสี่ยง/สิ่งไม่สอดคล้อง (หมายเลขอสาร F-QP-LAB-026/01)	22
รูปที่ 9 แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจเพาะเชื้อ (หมายเลขอสาร F-WI-MI-009/01)	24
รูปที่ 10 โปรแกรม MLAB	25
รูปที่ 11 การนำขาด Hemoculture เข้าเครื่อง	26
รูปที่ 12 การนำขาด negative ออกจากเครื่อง	26
รูปที่ 13 การนำขาด positive ออกจากเครื่อง	27
รูปที่ 14 บันทึกการรายงานค่าวิกฤติ (หมายเลขอสาร F-WI-MI-010/02)	28
รูปที่ 15 แบบฟอร์ม บันทึกผลการวินิจฉัยชนิดของเชื้อ (หมายเลขอสาร F-WI-MI-017/02)	31
รูปที่ 16 การบันทึกผลการย้อมสีแกรมที่ได้ลงบนใบส่งตรวจ	32
รูปที่ 17 ภาระรายงานผลการย้อมสีแกรมเบื้องต้น (Preliminary report) ในโปรแกรม MLAB	33
รูปที่ 18 ใบรายงานผลการย้อมสีแกรมเบื้องต้น (Preliminary report)	33
รูปที่ 19 การรายงานชนิดของเชื้อที่พบร่วมกับความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ ในโปรแกรม MLAB และส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ e-Phis	34
รูปที่ 20 ใบรายงานผลชนิดของเชื้อที่พบร่วมกับความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ ใน e-Phis	35
รูปที่ 21 การรายงาน No growth after 3 days ในโปรแกรม MLAB แล้วส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ e-Phis	37
รูปที่ 22 ใบรายงานผล No growth after 3 days ใน e-Phis	37
รูปที่ 23 แบบฟอร์มรายงานผลการทำ Blind test ของขาด Hemoculture (หมายเลขอสาร F-WI-MI-007/01)	40

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ตัวอย่างแบบที่เรียกที่พบต์ในการเพาะเชื้อในเลือด	หน้า 36
ตารางที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	42

สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์รุชรพยาบาล .	6
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายชั้นสูตรโภคภัณฑ์และธนาคารเลือด	7
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในกระบวนการตรวจเชื้อในเลือดด้วยเครื่อง Bactec™ FX	14

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) คือ การมีเชื้อก่อโรคในกระแสเลือด ซึ่งเชื้อดังกล่าวได้แก่ จุลชีพต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อร้า เป็นต้น การติดเชื้อที่อยู่ระหว่าง ๆ ของร่างกายสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ แล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อหรือต่อพิษของเชื้อ ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในอย่างภายในของร่างกาย ถ้ารุนแรงมากขึ้น อาจพัฒนาไปสู่ภาวะซึ่อกและทำให้การทำงานของอย่างภายในร่างกายต่าง ๆ ล้มเหลว เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ (1, 2)

โดยปกติเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายจะปราศจากเชื้อ หากมีการติดเชื้อในเลือดจึงถือเป็นภาวะวิกฤติ การติดเชื้อที่รุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะ septicemia และ septic shock ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการหายใจสูง สาเหตุของการติดเชื้ออาจมาจากการที่เชื้อเข้าสู่เลือดโดยตรงหรือมาจากการที่มีการติดเชื้อชนิดนั้น ๆ อยู่แล้ว เช่น การติดเชื้อจากแผลผ่าตัด ทางผิวนังระบบทางเดินหายใจ ระบบปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เช่น การสวนหัวราก การสวนปัสสาวะ และการใช้สายสวนหลอดเลือด เป็นต้น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคตับแข็ง โรคเบาหวาน โดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายอ่อนแอและภูมิคุ้มกันต่ำ เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย เด็กเล็กและผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในเลือดได้มากกว่าคนหนุ่มสาว แม้ว่าจะไม่มีโรคประจำตัว เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำ (1, 3-4)

การรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือด แพทย์จะวินิจฉัยจากลักษณะและการของผู้ป่วย เป็นลำดับแรก จากนั้นต้องใช้การเพาะเชื้อจากเลือด (Blood culture) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วัน แต่เนื่องด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นภาวะฉุกเฉิน แพทย์จึงต้องอาศัยการวินิจฉัยเบื้องต้นและเลือกให้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพที่ครอบคลุมเชื้อที่สงสัยไว้ก่อน ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับยาที่ตรงกับเชื้อในช่วง 1 - 2 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยจะมีอาการลดชีวิตสูงมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากได้รับยาที่ไม่ตรงกับเชื้อหรือได้รับยาชาเกินไป ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น เช่นกัน (1) ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลเพื่อดูตามอาการอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เช่น มีภาวะซึ่อก หรือมีไข้สูงต้องได้รับการรักษาในแผนผู้ป่วยวิกฤติหรือไอซียู เนื่องจากอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

การเพาะเชื้อจากเลือดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด มี 2 วิธี ดังนี้

1) การเพาะเชื้อจากเลือดด้วยวิธีทั่วไป (conventional method) เป็นวิธีการตรวจแบบเดิม ต้องสังเกตดูการเจริญของเชื้อในขวด hemoculture ทุกวันขณะที่บ่มที่อุณหภูมิ 35 - 37°C นานถึง 7 วัน โดยขวดที่มีการเจริญของเชื้อจะมีลักษณะ คือ อาหารเลี้ยงเชื้อมีความขุ่นบริเวณผิวน้ำหรือขุ่นทั้งขวด มีการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง มีเม็ดสีขาวเล็ก ๆ อยู่บนผิวน้ำ หรืออยู่เหนือขั้นเม็ดเลือด มีฟองกําช หรือก้อน clot หรือมีก้อนคล้ายสำลี ให้นำขวดที่มีการเจริญของเชื้อและขวดที่บ่มครบกำหนดมา subculture (3, 5)

2) การเพาะเชื้อจากเลือดด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ (Continuously monitored automated blood culture system) เมื่อนำขวดใส่เครื่องเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 - 37°C เครื่องจะตรวจอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการที่แตกต่างกันไปของแต่ละบริษัท (6) จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะเชื้อเกิน 5 วัน เมื่อพบการเจริญของเชื้อระบบที่มีการแจ้งเตือน (Alarm) ผ่านหน้าจอ monitor ให้นำขวดที่ให้ผลบวกออกมานำมา subculture ย้อมแกรม พร้อมทั้งโตรแจ้งผลเบื้องต้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (3, 5, 7)

การใช้เครื่องอัตโนมัติสำหรับการเพาะเชื้อในเลือดจึงช่วยร่นระยะเวลาในการตรวจหาเชื้อ และทำให้การเพาะเชื้อจากเลือดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อผลเพาะเชื้อที่ได้เป็นบวก (Positive blood culture) หมายถึง การพบรูปแบบที่เรียกร้อเข้าไว้ในเลือด เป็นค่าวิกฤติที่จะต้องรีบโตรแจ้งผลเบื้องต้นให้ทราบก่อนที่จะพิสูจน์เพื่อแยกชนิดของเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ เป็นลำดับต่อไป จำนวนรายงานผลการทดสอบกลับไปให้แพทย์พิจารณาเลือกใช้ยาที่เหมาะสมสมกับเชื้อเหล่านั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ถ้าหากผลเพาะเชื้อที่ได้เป็นลบ (Negative blood culture) หมายถึง ไม่พบเชื้อจากการเพาะเชื้อในเลือด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อในระยะแสแลือดจริง ๆ หรืออาจจะเกิดจากความไม่เหมาะสมจากการเจาะเลือดสำหรับส่งตรวจ หรือเป็นเชื้อที่เจริญเติบโตช้า เช่นราและเชื้อที่สงสัยในกลุ่ม HACEK เป็นต้น หรือต้องใช้วิธีการเพาะเชื้อแบบพิเศษหรือต้องเพาะเลี้ยงในเซลล์ท่านั้น เช่น *Brucella, Bartonella, Campylobacter, Legionella, Mycoplasma* หรือการติดเชื้อไวรัส เป็นต้น หรืออาจจะเกิดจากปัจจัยอื่น เช่น ผู้ป่วยได้รับยาต้านจุลชีพมาก่อน เป็นต้น (3-5, 8)

ปัญหาการเพาะเชื้อจากเลือดที่สำคัญประการหนึ่งคือ เพาะได้เชื้อทั้ง ๆ ที่ไม่มีเชื้อนั้นในเลือด เรียกว่าการปนเปื้อนเชื้อ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเจาะเลือด การถ่ายเลือด เข้าสู่ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อ การเตรียมขวดเพาะเชื้อ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ การ subculture เพื่อเพาะแยกชนิดของเชื้อในห้องปฏิบัติการ การตรวจพบเชื้อที่ปนเปื้อนจะน้ำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่ผิด ทำให้ได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม มีการใช้ยาต้านจุลชีพเกินความจำเป็น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย (4) การพิจารณาว่าเป็นเชื้อก่อโรคหรือปนเปื้อน จะพิจารณาร่วมกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วย ระยะเวลาการเจริญเติบโตของเชื้อที่ให้ผลบวกในแต่ละขวด จำนวนขวดที่ให้ผลบวก และแบบแผนความไวของสารต้านจุลชีพของแต่ละขวด (3, 5)

เนื่องจากการเพาะเชื้อจากเลือดมีความสำคัญมาก จึงต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจหาแบคทีเรียในเลือดโดยการใช้เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยามีความเข้าใจในหลักการ สามารถเพาะเชื้อ ตรวจหาเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถอธิบายหรือให้คำแนะนำแก่แพทย์ พยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษา เจาะเก็บเลือด เลือกชนิดขวดสำหรับเพาะเชื้อได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้งาน ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไข หาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นได้

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เข้าใจหลักการและกระบวนการตรวจสอบเชื้อในเลือดโดยการใช้เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX
- 1.2.2 สามารถอธิบายวิธีการเก็บ การเลือกชนิดขวด Hemoculture และนำส่งสิ่งส่งตรวจ เพื่อเพาะเชื้อด้วยเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ให้แก่พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
- 1.2.3 สามารถปฏิบัติตามวิธีการตรวจเชื้อด้วยเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX บันทึกผลและรายงานข้อมูลในระบบได้
- 1.2.4 สามารถปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพของการตรวจเชื้อในเลือดโดยการใช้ เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ได้

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 สามารถใช้งานเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ในการตรวจเชื้อในเลือดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- 1.3.2 ลดความผิดพลาดในการเก็บ การเลือกชนิดขวด Hemoculture และการนำส่งสิ่งส่งตรวจ ที่ไม่ถูกต้องได้
- 1.3.3 รายงานผลการตรวจเชื้อ การย้อมแกรม ชนิดของเชื้อและผลการทดสอบความไวของเชื้อ ต่อยาต้านจุลชีพในระบบได้อย่างถูกต้อง
- 1.3.4 ดำเนรงรักษามาตรฐานคุณภาพการตรวจเชื้อในเลือดโดยการใช้เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ได้อย่างยั่งยืน

1.4 ขอบเขตของการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเล่มนี้ ครอบคลุมหลักการ กระบวนการตรวจน้ำเชื้อด้วยเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ชนิดขวด Hemoculture การเตรียมผู้ป่วย และการเก็บสิ่งส่งตรวจ ระยะเวลาในการนำสิ่งส่งตรวจส่งห้องปฏิบัติการ วิธีการตรวจเชื้อ การบันทึกผล และรายงานผลในระบบ การทึบขาดเพาะเชื้อตามระบบ การควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง ซึ่งจะได้รับการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อ darm ไว้ซึ่ง การรักษา มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ISO 15190:2020 และ มาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

1.5 คำจำกัดความเบื้องต้น

1.5.1 จุลชีพ หรือ เชื้อ (ในคู่มือนี้) หมายถึง เชื้อแบคทีเรียทั้งชนิด aerobes และ anaerobes รา ยีสต์ และเชื้อวัณโรคเท่านั้น

1.5.2 ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (Septic shock) หมายถึง ภาวะอาการที่มักเกิดหลัง การติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีระดับความดันโลหิตลดต่ำผิดปกติจนเลือดและ ออกรดออกไประลี่ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้ไม่เพียงพอ ทำให้อวัยวะทำงานลดลงหรือทำงานผิดปกติ และอาจ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

1.5.3 ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาต้านจุลชีพ (Antibiotic) หมายถึง ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

1.5.4 เชื้อกลุ่ม HACEK คือ เชื้อที่มักก่อให้เกิดการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (Infective Endocarditis) ได้แก่ *Haemophilus spp.*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Cardiobacterium hominis*, *Eikenella corrodens* และ *Kingella kingae*

1.5.5 การ Subculture หมายถึง วิธีการที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป โดยเมื่อเชื้อเจริญสูงสุดและเข้าสู่ระยะที่จะตายลง ต้องทำการถ่ายเชื้อไปสู่จานอาหารเพาะเชื้อหรือหลอดอาหารใหม่

1.5.6 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control; IQC) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ ผ่านการทดสอบ การถ่ายโอนข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง ตลอดจนการรายงานผลการวิเคราะห์ และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพผลการวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติงาน

1.5.7 การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment; EQA) หมายถึง วิธีหนึ่งในการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยมีวัดคุณภาพโดยใช้หน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ

1.5.8 Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) หมายถึง องค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้มาตรฐานและแนวทางที่เป็นเอกฉันท์ของห้องปฏิบัติการ

1.5.9 Potential pathogens หมายถึง เชื้อที่มีศักยภาพในการทำให้เกิดโรคได้

1.5.10 Common contaminants หมายถึง เชื้อที่เป็นเชื้อปนเปื้อนโดยทั่วไป

1.5.11 โปรแกรม MLAB หมายถึง ระบบสารสนเทศงานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System; LIS) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานทางจุลชีววิทยา ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูล จัดเก็บ รายงานผล พิมพ์สรุประยงานผล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลที่รวมรวมได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนางานทางจุลชีววิทยา และเป็นประโยชน์ต่อการติดตามการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

1.5.12 ระบบ e-Phis หมายถึง ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System; HIS) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

1.5.13 Backup data หมายถึง การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ในกรณีที่จำเป็น เช่น แฟ้มต้นฉบับเกิดเสียหายหรือสูญหายไป เป็นต้น

1.5.14 Index data หมายถึง การทำดัชนีของข้อมูล ฐานข้อมูลที่ทำ index ไว้แล้วจะถูกเรียงข้อมูลตามดัชนี เวลาค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลมีกระบวนการค้นหาตามดัชนี ทำให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

1.5.15 False positive หมายถึง ระบบเครื่องอัตโนมัติมีการแจ้งเตือนว่าพบการเจริญของเชื้อแต่ไม่พบเชื้อจากการเพาะเชื้อ

1.5.16 False negative หมายถึง ระบบเครื่องอัตโนมัติไม่มีการแจ้งเตือนว่าพบการเจริญของเชื้อแต่พบเชื้อจากการเพาะเชื้อ

บทที่ 2 ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ

2.1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช เป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ทางด้านการศึกษา การควบคุมการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกระดับ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการศึกษาทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้า และวิจัยทางการแพทย์ การให้บริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ด้านการบำบัด การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทยและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

โครงสร้างองค์กรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ ส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กลุ่มการกิจการศึกษา และกลุ่มการกิจสนับสนุน ซึ่งส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาลประกอบด้วย 1 สำนักงาน และ 6 ฝ่าย กลุ่มการกิจการศึกษาประกอบด้วย 19 ภาควิชา และกลุ่มการกิจสนับสนุนประกอบด้วย 1 สำนักงาน และ 9 ฝ่าย โดยฝ่ายชั้นสูตรrocคลัง และธนาคารเลือดสังกัดอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตั้งแสดงในแผนภูมิที่ 1 (9)



แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (9)

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายชั้นสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด

ฝ่ายชั้นสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลชิรพยาบาล เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และงานธนาคารเลือด สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทำหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการรวมทั้งให้การสนับสนุนการทำงานวิจัยและการเรียนการสอนขององค์กร มีการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 7 งาน ดังนี้ งานบริการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ งานเคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยา งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์วิทยา งานจุลชีววิทยา งานธนาคารเลือด งานชีวโมเลกุล และงานธุรการและคลังห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 (10)



แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายชั้นสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด (10)

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานจุลชีววิทยา

งานจุลชีววิทยา สังกัดฝ่ายขันสูตรโรคคลังและธนาคารเรือด (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2) เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านจุลชีววิทยา ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลชีพก่อโรค ที่ได้ออกซิเจนในการเริญเติบโตจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย มีเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา มีความถูกต้อง แม่นยำ ได้มาตรฐาน ซึ่งผ่านการรับรองในระดับมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2020 ตลอดจนมุ่งหวังเพื่อให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์แบบก้าวหน้า โดยพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ เป็นแหล่งรวมการศึกษาและงานวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก งานจุลชีววิทยา แบ่งตามภาระงาน ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

2.3.1 งานบริการทางคลินิก มีภารกิจ ดังนี้

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ดังนี้

1) การตรวจวิเคราะห์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic examination) ได้แก่ การย้อมสี Gram stain, Acid fast stain และ Modified acid fast stain

2) การตรวจวิเคราะห์จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยโดยตรง (Direct examination) ได้แก่ KOH preparation, India Ink preparation และ Wet smear

3) เพาะเชื้อเพื่อจำแนกชนิดของแบคทีเรียก่อโรคและเชื้อรากนิดยีสต์จากสิ่งส่งตรวจ ของผู้ป่วย ตลอดจนทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Culture Identification and Sensitivity) เพื่อรายงานผลกลับไปยังผู้รับบริการ เช่น แพทย์ หรือพยาบาล เพื่อทำการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

2.3.2 งานบริการทางวิชาการและงานวิจัย มีภารกิจ ดังนี้

1) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการและเป็นแหล่งฝึกงานทางด้านห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก แก่นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจ

2) สนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติ ทางด้านระบบวิทยาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามแบคทีเรียตื้อยาต้านจุลชีพ

3) สนับสนุนและเสริมสร้างงานวิจัย โดยทำงานวิจัยร่วมกับทีมสาขาวิชาชีพ ที่หลากหลาย (แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจงานทางด้านจุลชีววิทยา) เช่น การศึกษาการกระจายของเชื้อชนิดต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล การศึกษาทางด้าน ระบบวิทยาของเชื้อที่พบในโรงพยาบาล รวมถึงเป็นแหล่งรองรับงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับ นักวิจัยที่ต้องการทำการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยาคลินิกทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4) สนับสนุนให้คำปรึกษาข้อมูลทางวิชาการ งานบริการ งานคุณภาพแก่หน่วยงาน และ โรงพยาบาลต่าง ๆ

5) ให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อในห้องปฏิบัติการแก่นักวิจัยทั้ง ภายในและภายนอก

2.3.3 งานระบบวิทยา มีภารกิจ ดังนี้

1) ร่วมสอบสวนแหล่งระบบของเชื้อก่อโรค เชื้อดือยาที่ต้องเฝ้าระวัง คันนาสานเหตุ และ แหล่งกำเนิดของเชื้อแบคทีเรีย ทั้งในผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม

- 2) มีหน้าที่แจ้งการตรวจพบเชื้อดื/o ยาในผู้ป่วยต่อหอผู้ป่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยเป็นการทำงานประสานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อร่วมกันวางแผนทางสำหรับควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อดื/o ยาในโรงพยาบาล
- 3) ทำงานประสานกับงานควบคุมโรคติดเชื้อเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการระบาดของเชื้อดื/o ยาในโรงพยาบาลและสืบสานนโยบายต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดเชื้อ

2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้นิพนธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ พวช. 12298) ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในระดับปฏิบัติการ ที่ต้องใช่องค์ความรู้ รวมทั้งทักษะวิชาชีพด้านเทคนิคการแพทย์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.4.1 ด้านการปฏิบัติการ

- 1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
- 2) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
- 3) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่รับผิดชอบ
- 4) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข

2.4.2 ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

2.4.3 ด้านการประสานงาน

- 1) ประสานงานทำความร่วมมือกับทีมงานโดยมีบทบาทในการซึ่งแนะนำ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
- 2) ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

2.4.4 ด้านการบริการ

- 1) ปฏิบัติงานประจำในงานจุลชีววิทยาตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ให้บริการตรวจในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
- 2) รับผิดชอบในการตรวจทางจุลชีววิทยาของโครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของนักศึกษา

พนักงาน ข้าราชการ และแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

3) ให้บริการงานเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รายงานเชื้อดื/o ya เพื่อจัดทำข้อมูลเชื้อดื/o ya ในโรงพยาบาล

4) งานควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากมาตรฐาน เชื่อถือได้ ทำการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control; IQC) ทุกรายการ วินิจฉัยและบำรุงรักษาเครื่องตรวจจัตโนมัติตามตารางการบำรุงรักษาเครื่อง

2.4.5 ด้านวิชาการ

1) รับผิดชอบในการสอนและควบคุมการฝึกงานภาคปฏิบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือ สถาบันต่าง ๆ ที่ขอถูกนิยมในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

2) ตรวจสอบประสิทธิผลการทำงานของเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ

3) ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย ทางด้านจุลชีววิทยาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน นอกหน่วยงาน นอกฝ่ายชันสูตรโรคคล่องและธนาคารเลือด รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการต่าง ๆ

4) ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หอผู้ป่วย ให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บสิ่งส่งตรวจ ผลการตรวจ และปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจนั้น ๆ

5) ทำการศึกษา อบรม เพิ่มเติมความรู้ทางด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านบริการและงานด้านบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.4.6 ด้านบริหาร

1) รับผิดชอบงานในงานจุลชีววิทยา ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ร่วมจัดวางแผนงานในงานจุลชีววิทยา เพื่อให้มีการพัฒนาในด้านความรู้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานและปัญหาจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ภายในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

3) ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกฝ่ายชันสูตรโรคคล่องและธนาคารเลือด เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็ว

4) รับผิดชอบในการจัดเตรียมสารเคมี น้ำยาสำเร็จรูปและวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 3


เทคนิคการตรวจแบคทีเรียในเลือดโดยใช้เครื่อง Bactec™ FX

3.1 หลักการตรวจเชื้อในเลือดโดยเครื่อง Bactec™ FX


เครื่อง Bactec™ FX เป็นเครื่องอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจหาเชื้ออุ่งรวดเร็ว ในสิ่งส่งตรวจทางคลินิกที่เป็นสารน้ำ เช่น เลือดหรือของเหลวต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อใส่สิ่งส่งตรวจและนำขวดเข้าเครื่อง Bactec™ FX ขวดจะถูกบ่มเพาะเชื้อไว้ภายในเครื่องและถูกอ่านค่าตามช่วงระยะเวลา ในขวดแต่ละขวดจะมีตัว sensor ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ metabolism หรือการใช้ก๊าซออกซิเจน (O_2) เพื่อการเจริญเติบโตของเชื้อ เครื่องจะตรวจวัด sensor เพื่อดูการเพิ่มขึ้นของ fluorescence ทุก ๆ 10 นาที โดย fluorescence ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสัดส่วนแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ้นของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) หรือการลดลงของก๊าซออกซิเจน (O_2) ที่มีอยู่ในขวด เมื่อเครื่องอ่านผลได้ เป็นบวกจะเป็นการแสดงผลเบื้องต้นว่ามีเชื้อที่มีชีวิตอยู่ในขวด (6, 11-14) จึงร่นระยะเวลาการตรวจหาเชื้อ จากนั้นย้อมแกรมเพื่อแจ้งผลเบื้องต้น ทำให้การเพาะเชื้อเพื่อวินิจฉัยชนิดของเชื้อและทดสอบความไว เชื้อต่อยาต้านจุลชีพรวดเร็วกว่าการใช้วิธีทั่วไป ดังนั้น วิธีการตรวจหาเชื้อในเลือดโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ทำให้การเพาะเชื้อจากเลือดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (รูปที่ 1 และ รูปที่ 2)

3.2 กระบวนการตรวจเชื้อในเลือดด้วยเครื่อง Bactec™ FX


การตรวจหาเชื้อในเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX เริ่มตั้งแต่เจาะเลือดจากผู้ป่วย รายที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อในเลือด ใส่ในขวดเพาะเชื้อชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม แล้วนำส่ง ห้องปฏิบัติการเพื่อบ่มขวดเลือดในเครื่อง Bactec™ FX หากมีเชื้อ เชื้อจะเจริญเติบโตเพิ่มจำนวน ทำให้เครื่องตรวจจับได้ จากนั้นจึงนำขวดดังกล่าวมาทำการย้อมสีแกรม (Gram stain) เพื่อรายงานผล การย้อมสีแกรมเบื้องต้น (Preliminary Gram stain report) และเพาะเชื้อจุลชีพบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่เหมาะสม (Chocolate agar, Sheep blood agar, MacConkey agar) หลังจากนั้นนำเชื้อ ที่เพาะเลี้ยงได้ไปจำแนกชนิด ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพและรายงานผลกลับให้แพทย์ทราบ เพื่อทำการรักษาผู้ป่วย ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ จะต้องได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน สรุปได้ดัง แผนภูมิที่ 3



รูปที่ 1 เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ใส่ขวด hemoculture สำหรับบ่มเพาะเชื้อ ประกอบด้วย 4 ลิ้นชัก (drawer: A, B, C และ D) (รูปซ้าย) แต่ละลิ้นชักบรรจุได้ 100 ขวด และมีหน้าจอสำหรับสั่งงานหรือติดตามสถานะต่าง ๆ ของเครื่องอยู่ตรงกลางเครื่อง (ในกรอบสีแดงและรูปขาว) เครื่อง Bactec™ FX จะมีการแสดงสถานะที่หน้าจอ ได้แก่ สีเทาคือสถานะปกติ สีเขียวคือขวดที่บ่มเพาะเชื้อครบจำนวนวันที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อ สีแดงคือขวดที่สงสัยว่ามีเชื้อ และสีเหลืองคือขวดที่มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นให้รับ hacsa เหตุและแก้ไข



รูปที่ 2 หน้าจอแสดงสถานะและสั่งงานเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ประกอบด้วยແນບເມນູຄໍາສົ່ງດັ່ງນີ້ Status, Reports, Maintenance และ Configuration โดยເມນູທີ່ໃຫ້ບ່ອຍຄື່ອງ Status ສໍາຫຼັບຕິດຕາມสถานะຂອງເຄື່ອງແລະ ຂວດໃນເຄື່ອງ (ຮູບປັນ) ແລະ Maintenance ສໍາຫຼັບກວດສອບປະສົງເພິພາກການກຳນົດຂອງເຄື່ອງ (ຮູບລ່າງ)



แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในกระบวนการตรวจเชื้อในเลือดด้วยเครื่อง Bactec™ FX

3.3 ชนิดขวด Hemoculture สำหรับเพาะเชื้อจากเลือดโดยเครื่อง Bactec™ FX มี 4 ประเภท ดังนี้

3.3.1 ขวด Bactec PLUS Aerobic/ F (สำหรับผู้ใหญ่) ใช้สำหรับการบ่มเพาะแบคทีเรีย Aerobes ในเลือดจากผู้ใหญ่ (รูปที่ 3) สารบรรจุในขวดประกอบด้วย enriched soybean-casein digested broth (TSB; 30 mL), 0.05% sodium polyanetholesulfonate (SPS), cationic and non-ionic adsorbing resins, carbon dioxide (CO₂), oxygen (O₂) และ sensor (สำหรับตรวจวัดการเรืองแสง [fluorescence]) ปริมาณเลือดที่เหมาะสมต่อขวดประมาณ 8 - 10 mL. ปริมาณเลือดน้อยสุดที่ยังใช้ได้ประมาณ 3 mL. (11)



รูปที่ 3 ขวด Bactec PLUS Aerobic/ F (สำหรับผู้ใหญ่) ใช้สำหรับการบ่มเพาะแบคทีเรีย Aerobes ในเลือดจากผู้ใหญ่

3.3.2 ขวด Bactec PEDS PLUS/ F (สำหรับเด็ก) ใช้สำหรับการบ่มเพาะแบคทีเรีย Aerobes ในเลือดจากเด็ก (รูปที่ 4) สารบรรจุในขวดประกอบด้วย enriched soybean-casein digested broth (TSB; 40 mL), 0.02% sodium polyanetholesulfonate (SPS), cationic and non-ionic adsorbing resins, carbon dioxide (CO₂), oxygen (O₂) และ sensor (สำหรับตรวจวัดการเรืองแสง [fluorescence]) ปริมาณเลือดที่เหมาะสมต่อขวดประมาณ 1 - 3 mL. ปริมาณเลือดน้อยสุดที่ยังใช้ได้ประมาณ 0.5 mL. และปริมาณเลือดมากสุดประมาณ 5 mL. (12)



รูปที่ 4 ขวด Bactec PEDS PLUS/ F (สำหรับเด็ก) ใช้สำหรับการปั่นเพาะแบคทีเรีย Aerobes ในเลือดจากเด็ก

3.3.3 ขวด Bactec PLUS Anaerobic/ F ใช้สำหรับการปั่นเพาะแบคทีเรีย Anaerobes ในเลือด (รูปที่ 5) ใช้ในกรณีเพื่อส่งต่อห้องปฏิบัติการตรวจต่อเท่านั้น (สามารถขอรับขวดได้ที่ห้องเจ้าเลือด) สารบรรจุในขวดประกอบด้วย pre-reduced enriched soybean-casein digested broth (TSB; 25 มล.), 0.05% sodium polyanetholesulfonate (SPS), cationic and non-ionic adsorbing resins, carbon dioxide (CO_2), nitrogen (N_2) และ sensor (สำหรับตรวจวัดการเรืองแสง [fluorescence]) ปริมาณเลือดที่เหมาะสมต่อขวดประมาณ 8 - 10 มล. ปริมาณเลือดน้อยสุดที่ยังใช้ได้ประมาณ 3 มล. (13)



รูปที่ 5 ขวด Bactec PLUS Anaerobic/ F ใช้สำหรับการปั่นเพาะแบคทีเรีย Anaerobes ในเลือด

3.3.4 ขวด Bactec MYCO/ F LYTIC ใช้สำหรับการบ่มเพาะเชื้อแบบ non-selective ได้แก่ การตรวจหาบะส์ต์และเชื้อราจากเลือดและน้ำในร่างกาย และใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ *Mycobacterium* จากเลือด (รูปที่ 6) ขวดชนิดนี้ใช้ได้ทั้งกรณีส่งเพาะเชื้อราในเลือดและกรณีส่งต่อห้องปฏิบัติการตรวจต่อ (สามารถขอรับขวดได้ที่จุดรับสิ่งส่งตรวจและห้องเจาะเลือด) สารบรรจุในขวดประกอบด้วย Process water 40 มล., 7H9 Middlebrook broth base without phosphate salts, Brain heart infusion, casein hydrolysate, Supplement H, Inositol, Glycerol, SPS, Polysorbate 80, Pyridoxal HCL, Ferric ammonium citrate, Potassium phosphate, saponin, Antifoam, carbon dioxide (CO_2), nitrogen (N_2) และ sensor (สำหรับตรวจวัดการเรืองแสง [fluorescence]) ปริมาณเลือดที่แนะนำสมต่อขวดประมาณ 3 - 5 มล. ปริมาณเลือดน้อยสุดที่ยังใช้ได้ประมาณ 1 มล. (14)



รูปที่ 6 ขวด Bactec MYCO/ F LYTIC ใช้สำหรับการบ่มเพาะเชื้อแบบ non-selective ได้แก่ การตรวจหาบะส์ต์และเชื้อราจากเลือดและน้ำในร่างกาย และใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ *Mycobacterium* จากเลือด

3.4 การเก็บสิ่งส่งตรวจ

3.4.1 เลือด (Whole blood)

ในการเก็บเลือดจากผู้ป่วย ปริมาณเลือดสำหรับการบ่มเพาะเชื้อมีความสำคัญมากเนื่องจากจำนวนเชื้อในเลือดมักมีปริมาณน้อย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อน สำหรับเลือดจากผู้ป่วยเด็กจะมีปริมาณเชื้อต่อมิลลิลิตรมากกว่าในผู้ใหญ่ (4) ดังนั้นจึงใช้ปริมาณเลือดในเด็กน้อยกว่า การเก็บเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อส่วนใหญ่จะเจาะเก็บเลือด 2 - 3 ครั้งเป็นระยะๆ การเก็บเลือดตรวจมากกว่า 3 ครั้งอาจไม่ช่วยให้ได้ผลดีขึ้น และการเก็บเลือดตรวจเพียงครั้งเดียว อาจให้ผลตรวจที่ไม่พบเชื้อได้ (4)

3.4.1.1 การเก็บเลือดจากผู้ป่วย

ทำความสะอาดตระหง่านเส้นเลือดดำที่จะเจาะเลือดด้วย 70% alcohol ปล่อยแลกออกอัลตราโซนิคให้ระเหยแห้งประมาณ 30 วินาที แล้วเช็ดด้วย 2% Chlorhexidine gluconate in 70% alcohol และปล่อยให้ระเหยแห้งประมาณ 30 วินาที จึงดำเนินการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำโดยใช้ระบบอุณหภูมิและเข็มฉีดยา (3-5)

สำหรับผู้ใหญ่ ให้เจาะเลือดประมาณ 8 - 10 มล.

สำหรับเด็ก ให้เจาะเลือดประมาณ 1 - 3 มล.

3.4.1.2 การใส่เลือดในขวด Hemoculture

แกะฝาพลาสติกที่ปิดปากขวด Hemoculture เช็ดจุกยางด้านบนปากขวดด้วย 70% alcohol และปล่อยให้แห้ง แหงเข้มและฉีดเลือดในระบบอุณหภูมิที่เจาะเลือดมาลงในขวด โดยเลือดที่เก็บจากผู้ใหญ่ ให้ใส่ในขวด Bactec PLUS Aerobic/ F (ฝาสีเทา) ส่วนเลือดที่เก็บจากเด็ก ให้ใส่ในขวด Bactec PEDS PLUS/ F (ฝาสีชมพู) เขย่าขวดเบา ๆ ประมาณ 5 - 10 ครั้ง และนำส่งห้องปฏิบัติการ

ในการทำความสะอาดปากขวดห้ามเช็ดด้วยสารที่มีส่วนประกอบของ iodine เนื่องจากอาจทำให้จุกยางเสื่อมสภาพและเกิดการปนเปื้อนเชื้อจากภายนอกได้ (3, 5, 11-13)

3.4.2 ของเหลวในร่างกาย (Sterile body fluid)

ในบางกรณีแพทย์ต้องการตรวจหาเชื้อในของเหลวในร่างกาย 医師が検査するための検体は、通常は血液や尿などの体液です。 แพทย์จะเป็นผู้จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ดังกล่าว ใส่ในขวด Hemoculture และจัดส่งมายังห้องปฏิบัติการ

3.4.2.1 การเตรียมผู้ป่วยเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ

ให้เตรียมตามตารางการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (แอโรบ) ในคู่มือเรื่อง การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ (หมายเลขเอกสาร M-LAB-01) คือ เก็บด้วยวิธีปีลดเชื้อ (Aseptic technique) โดยทำความสะอาดตระหง่านเส้นเลือดดำที่จะเจาะเลือดด้วย 70% alcohol ปล่อยแลกออกอัลตราโซนิคให้ระเหยแห้งประมาณ 30 วินาที แล้วเช็ดด้วย 2% Chlorhexidine gluconate in 70% alcohol และปล่อยให้ระเหยแห้งประมาณ 30 วินาที จึงดำเนินการเจาะเลือดให้ได้อย่างน้อย 2 - 3 มล. ใส่ขวดเพาะเชื้อแล้วรีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที (3-5)

3.5 ระยะเวลาในการนำสิ่งส่งตรวจส่งห้องปฏิบัติการ

เมื่อทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ (เลือด หรือน้ำในร่างกาย) ใส่ในขวด Hemoculture และให้นำส่งถึงห้องปฏิบัติการทันที (11-14) หรือภายใน 2 ชั่วโมง (ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด) โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องระหว่างรอส่ง (4, 7)

3.6 วิธีการตรวจเชื้อด้วยเครื่อง Bactec™ FX

3.6.1 การเตรียมเครื่อง Bactec™ FX ก่อนใช้งาน

ตรวจสอบเครื่อง Bactec™ FX ตามวิธีการบำรุงรักษาเครื่องทุกวัน ตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือของงานจุลชีววิทยา (หมายเลขเอกสาร WI-MI-020) โดยตรวจสอบอุณหภูมิจากหน้าจอของแต่ละ drawer ตรวจสอบอุณหภูมิของ meter probe ตรวจสอบสถานะไฟสีแดง สีเหลือง และสีเขียวจากทั้งหน้าเครื่องและภายในเครื่อง ตรวจสอบสัญญาณเสียงแจ้งเตือน

จากนั้นอ่านและเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ของเครื่อง และบันทึกผลการตรวจสอบในแบบฟอร์ม MAINTENANCE LOG (รูปที่ 7) นำไปเก็บไว้ในแฟ้มแบบฟอร์มบำรุงรักษาเครื่อง Bactec™ FX (หมายเลขเอกสาร SD-MI-145) เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการบำรุงรักษาเครื่อง ในทุก ๆ เดือนจะต้อง มีการทำความสะอาดตัวกรองดักฝุ่น โดยถึงตัวกรองดักฝุ่นมล้ำให้สะอาด หากให้แห้งแล้วจึงนำกลับไป ใส่ไว้ที่เดิม ในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับเครื่องให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องเมื่อเพาะเชื้อในเลือด แบบอัตโนมัติ Bactec™ FX (หมายเลขเอกสาร SD-MI-009) เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ให้ติดต่อช่างประจำเครื่องรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข

3.6.2 การเตรียมขวด Hemoculture ที่ใส่สิ่งส่งตรวจ ก่อนนำเข้าเครื่อง Bactec™ FX

ดำเนินการตรวจสอบขวด Hemoculture ที่ใส่สิ่งส่งตรวจที่นำส่งห้องปฏิบัติการ ตามวิธีการของคู่มือการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ (หมายเลขเอกสาร M-LAB-01) โดยตรวจสอบสติกเกอร์ชื่อ-นามสกุลบนขวดมีความครบถ้วน ถูกต้องตรงกับใบส่งตรวจ ไส่รายการส่งตรวจถูกต้องครบถ้วน เลือกขวดถูกชนิด ถูกประเภทที่ต้องการเพาะเชื้อและไม่หมดอายุ นำส่งขวด Hemoculture ที่อุณหภูมิห้อง ภายในเวลาที่กำหนด

กรณีเมื่อพบว่า สิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์การปฏิเสธการรับสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ให้ทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจนั้น และดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง ความเสี่ยง/สิ่งไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข (หมายเลขเอกสาร QP-LAB-026) โดยบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพ คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นในฝ่ายขั้นสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด บันทึกความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงทางคลินิกตามที่คณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาลกำหนด ลงในแบบฟอร์มบันทึกความเสี่ยง/สิ่งไม่สอดคล้อง (หมายเลขเอกสาร F-QP-LAB-026/01) (รูปที่ 8)

กรณีพบว่า สิ่งส่งตรวจถูกต้อง ให้ทำการรับสิ่งส่งตรวจนั้น และดำเนินการตามวิธีในคู่มือ การใช้โปรแกรม HIS (หมายเลขเอกสาร M-LAB-07) โดยบันทึกรับสิ่งส่งตรวจผ่านโปรแกรม e-Phis ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ LIS คือโปรแกรม MLAB เพื่อบันทึกลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ ลงในระบบ ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบสถานะสิ่งส่งตรวจ ลงผล สืบค้นผลทางห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาได้

วันที่ 01/02/65 65-13 0189	ชื่อ-นามสกุล/สถานที่เกิดเหตุ พน. บช. กทม. บช. กทม.	แบบฟอร์ม บันทึกความเสีย/สิ่งไม่สอดคล้อง หน่วย.....จุลทรรศวิทยา..... ฝ่ายบันทึกโรคคด颊และชนาการเดือด			F-QP-LAB-026/01
		ความเสีย/สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	รายการ	การป้อง	
17/02/65 บช. กทม.	40/5 56 น้ำ	บช. กทม. 20.7.26	ตรวจดูแลรักษา ให้หายดี	บช. กทม. 3496-2	
18/02/65 บช. กทม.	บช. กทม. 39/12/65 บช. กทม. บช. กทม.	บช. กทม.	ตรวจดูแลรักษา ให้หายดี	บช. กทม. 3327	

Rev.00 / วันที่ใช้บังคับไปใช้ 4 มกราคม 2562

รูปที่ 8 บันทึกความเสีย/สิ่งไม่สอดคล้อง (หมายเลขอกรสาร F-QP-LAB-026/01) ใช้สำหรับบันทึกความเสียหรือสิ่งไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานและการแก้ไขโดยบันทึกเป็นข้อมูลสั้น ๆ พร้อมทั้งระบุผู้รายงานและผู้แก้ไขให้ครบถ้วน

3.6.3 บันทึกหมายเลขอุปกรณ์ส่งตรวจในแบบฟอร์ม


เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้เขียนหมายเลขอุปกรณ์ส่งตรวจ ในแบบฟอร์ม
หรือใบส่งตรวจจากคอมพิวเตอร์ และที่ขวดให้ตรงกัน นำสติกเกอร์บาร์โค้ดจากข้างขวดและสติกเกอร์
ที่รับสิ่งส่งตรวจติดลงในแบบฟอร์มนี้ก่อนการตรวจเพาะเชื้อ (หมายเลขเอกสาร F-WI-MI-009/01)
(รูปที่ 9) แล้วนำขวด Hemoculture นั้นรับเข้าในโปรแกรม MLAB ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเข้า
เครื่อง Bactec™ FX โดยสแกนบาร์โค้ดก่อนเข้าเครื่อง

	แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจเพาะเชื้อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565		F-WI-MI-009/01	
	No.	Name/Age/Ward/ HN./Specimen	Organisms	
H1181 449267762915			AN, AM AMC AMM AMP PS-NC EP CN FO DX E K AZ RO P IP C, BA L, CT E M, GN FOS TA, TD PM V MM NOR P ZTP TE EC SNT A IGC AZ, AVI	
H1182 449267509070				
H1183 449267509028				
H1184 449267510492				
H1185 449267510493				

รูปที่ 9 แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจเพาะเชื้อ (หมายเลขเอกสาร F-WI-MI-009/01) ใช้สำหรับติดสติ๊กเกอร์สิ่งส่งตรวจที่รับตามหมายเลขลำดับ และใช้บันทึกผลการตรวจเพาะเชื้อ

3.6.4 ลงข้อมูลสิ่งส่งตรวจในโปรแกรม MLAB


ให้นำใบส่งตรวจและขวด Hemoculture มาลงข้อมูลในโปรแกรม MLAB ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การใช้โปรแกรม MLAB (หมายเลขเอกสาร WI-MI-005) โดยไปที่หน้า MAIN MENU (รูปที่ 10) เลือกหัวข้อที่ 1. Add New Specimen แล้วเลือกหมวดที่ 1. Hemoculture สแกน LN ที่ใบส่งตรวจ ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลอีกครั้งให้ถูกต้องตรงกันทั้งหมด จากนั้นสแกนบาร์โค้ดข้างขวด Hemoculture และกดบันทึกข้อมูลในโปรแกรม MLAB ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำขวด Hemoculture เข้าเครื่อง Bactec™ FX โดยสแกนบาร์โค้ดก่อนเข้าเครื่อง



รูปที่ 10 โปรแกรม MLAB เป็นระบบสารสนเทศงานทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ใช้บันทึกข้อมูล จัดเก็บ รายงานผล พิมพ์สรุประยงานผล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานทางจุลชีววิทยา และการติดตามการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

3.6.5 นำขวดเข้าบ่มเพาะในเครื่อง

หลังจากลงบันทึกข้อมูลสิ่งส่งตรวจแล้ว ให้นำขวดสิ่งส่งตรวจเข้าในเครื่อง Bactec™ FX และบ่มเพาะเป็นเวลา 5 วัน (7) หรือตามแต่กรณีที่แพทย์กำหนด ดังรูปที่ 11




รูปที่ 11 การนำขวด Hemoculture เข้าเครื่อง (รูปซ้าย) เลือก drawer ที่มีช่องว่าง (ในกรอบสีเหลืองสีแดงแสดงจำนวนช่องที่ว่าง) และไม่มีสัญญาณวัดอยู่ (ไม่มีจุดสีน้ำเงินในวงกลมสีแดง) (รูปกลาง) หันบาร์โค้ดสแกนก่อนเข้าใส่เครื่อง โดยเลือกใส่ในช่องที่มีไฟสีเขียวที่ว่าง (รูปขวา)

3.6.6 การนำขวดบ่มเพาะออกจากเครื่อง

3.6.6.1 ขวดที่ไม่มีเชื้อขึ้น หรือ Negative culture

ขวดที่บ่มเพาะครบจำนวนวันที่กำหนดและยังไม่พบร่องรอยเชื้อ จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว กระพริบ แสดงผลว่า negative culture ให้นำขวดออกจากเครื่อง และวางในกล่องเก็บขวด negative culture โดยไม่ต้องสแกนออก ดังรูปที่ 12



รูปที่ 12 การนำขวด negative ออกจากเครื่อง (จากรูปซ้ายไปขวา) เมื่อเครื่องแสดงไฟสีเขียวคือขวดที่บ่มเพาะเชื้อครบจำนวนวันที่กำหนดแล้วไม่พบร่องรอยเชื้อ จะมีเครื่องหมายลงสีเขียวแสดงที่หน้าจอพร้อมทั้งบอกจำนวนขวดที่ negative สามารถถึงออกได้โดยไม่ต้องสแกนและวางในกล่องเก็บขวด negative culture


3.6.6.2 ขวดที่มีเชื้อขึ้น หรือ Positive culture

ขวดที่สังสัยว่ามีเชื้อ จะแสดงสัญญาณไฟสีแดงกระพริบขึ้นและมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนขึ้น ดังรูปที่ 13

1) นำขวดออกจากเครื่องโดยสแกนبارك็อก และนำขวดไปสแกนبارك็อกที่โปรแกรม MLAB อีกรอบเพื่อลบการแจ้งเตือนในโปรแกรม

2) ตรวจสอบความถูกต้องของขวดให้ตรงกับใบสั่งตรวจ

3) พิมพ์สติ๊กเกอร์และแปลงในแบบฟอร์มบันทึกการรายงานค่าวิกฤติ (หมายเลขเอกสาร F-WI-MI-010/02) ดังรูปที่ 14



รูปที่ 13 การนำขวด positive ออกจากเครื่อง (ปฏิบัติตามลำดับหมายเลข 1-9): 1 = เครื่องแสดงสีแดงคือขวดที่สังสัยว่ามีเชื้อ, 2 = เครื่องหมายบอกสีแดงแสดงที่หน้าจอพร้อมทั้งบอกจำนวนขวดที่ positive, 3 = ตำแหน่งขวดที่ positive, 4 = ดึงขวดออกจากโดยสแกนออก, 5 = การแจ้งเตือนในโปรแกรม MLAB, 6 = นำขวดไปสแกนبارك็อกที่โปรแกรม MLAB อีกรอบเพื่อลบการแจ้งเตือนในโปรแกรม, 7 = คันหาใบสั่งตรวจและตรวจสอบชื่อ-นามสกุล หมายเลขที่ขวดให้ถูกต้องตรงกันทั้งหมด, 8 = พิมพ์สติ๊กเกอร์จำนวน 4 ใน สำหรับติดลงในแบบฟอร์มบันทึกการรายงานค่าวิกฤติ (หมายเลขเอกสาร F-WI-MI-010/02) และติดที่อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ, 9 = เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำการเพาะเชื้อ

รายงานการค่าวิภูติ สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลทรรศน์และเคมีชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี							F-WI-MI-010/02
No.	วัน/เวลาที่พน	Hemoculture Gram stain	ที่ตั้ง Sterile site	ที่ตั้งสูง กม./ป. Ward	วัน/เวลาที่แจ้งผล/ ผู้รับ	ผู้รับ	หมายเหตุ
176	17 ต. 2565 เวลา 16.30 น.	H. 148	<input type="checkbox"/> Found Microorganism <input type="checkbox"/> AFB positive <input type="checkbox"/> Mod AFB positive <input type="checkbox"/>	น้ำตก 05-127	17 ต. 2565 เวลา 16.42 น.	N. ใบ渺 โทร 3402-1	รับจาก พล.อ.ก.ร.น. นิตยา Refer รถเข้ม. เชิญไว้ในแล้ว. ดีบุก
177	18 ต. 2565 เวลา 2.50 น.	H. 1474	<input type="checkbox"/> Found Microorganism <input type="checkbox"/> AFB positive <input type="checkbox"/> Mod AFB positive <input type="checkbox"/>	น้ำตก 05-127	18 ต. 2565 เวลา 3.16 น.	N. นฤมล โทร 3402-3	รับจาก พล.อ.ก.ร.น. นิตยา Refer รถเข้ม. เชิญไว้ในแล้ว. ดีบุก
178	18 ต. 2565 เวลา 2.50 น.	H. 1475	<input type="checkbox"/> Found Microorganism <input type="checkbox"/> AFB positive <input type="checkbox"/> Mod AFB positive <input type="checkbox"/>	น้ำตก 05-127	18 ต. 2565 เวลา 3.16 น.	N. นฤมล โทร 3402-3	รับจาก พล.อ.ก.ร.น. นิตยา Refer รถเข้ม. เชิญไว้ในแล้ว. ดีบุก
179	18 ต. 2565 เวลา 4.47 น.	H. 1471	<input type="checkbox"/> Found Microorganism <input type="checkbox"/> AFB positive <input type="checkbox"/> Mod AFB positive <input type="checkbox"/>	น้ำตก 05-127	18 ต. 2565 เวลา 6.15 น.	N. ใบ渺 โทร 3402-7	รับจาก พล.อ.ก.ร.น. นิตยา Refer รถเข้ม. เชิญไว้ในแล้ว. ดีบุก
180	19 ต. 2565 เวลา 5.46 น.	H. 1475	Found Microorganism AFB positive Mod AFB positive	น้ำตก 05-127	19 ต. 2565 เวลา 6.16 น.	N. นฤมล โทร 3402-7	รับจาก พล.อ.ก.ร.น. นิตยา Refer รถเข้ม. เชิญไว้ในแล้ว. ดีบุก

รูปที่ 14 บันทึกการรายงานค่าวิภูติ (หมายเลขอารสาร F-WI-MI-010/02) ใช้บันทึกหลักฐานการรายงานค่าวิภูติของงานจุลชีววิทยา ได้แก่ การรายงานผลการย้อมสีแกรมเบื้องต้นใน hemoculture ขาดที่พนเชือ หรือการพนเชือในส่วน sterile site เป็นต้น

4) การ Subculture และย้อมสีแกรม เชือจากขวด positive

4.1) ใช้ sterile swab ชุบแอลกอฮอล์หรือ alcohol cotton ball เช็ดที่ปากขวดแล้วรอให้แห้ง

4.2) ใช้เข็มฉีดยาดูดเลือดจากขวด หยดลงบน Chocolate agar, 5% sheep blood agar และ MacConkey agar ตามลำดับ

4.3) หยดเลือด 1 - 2 หยดลงบนสไลด์ เสมียร์ และปัลอยให้แห้ง

4.4) นำสไลด์ไปย้อมสีแกรม และตรวจดูเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีย้อมสีแกรม (Gram Stain) (หมายเลขเอกสาร WI-MI-010)

4.4.1) กรณีย้อมสีแกรมแล้วพบเชื้อ

ให้รายงานผลการย้อมสีแกรมเบื้องต้น (Preliminary Gram stain report) ให้โกรแจ้งแพทย์เจ้าของผู้ป่วยทราบ และบันทึกผลที่ได้ลงในแบบฟอร์มบันทึกการรายงานค่าวิกฤติ (หมายเลขเอกสาร F-WI-MI-010/02) (รูปที่ 14)

สไลด์ที่ย้อมสีแกรม เมื่ออ่านผลแล้ว ให้เก็บรักษาไว้อย่างน้อย 1 เดือน และจึงทิ้งไปได้

4.4.2) กรณีย้อมสีแกรมแล้วไม่พบเชื้อ และสงสัยว่าเป็นเชื้อกลุ่ม *Mycobacterium*

ให้ทำสมีย์บนสไลด์อีกหนึ่งสไลด์ และย้อมสี Acid Fast stain ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยการย้อมสี Acid Fast stain (หมายเลขเอกสาร WI-MI-011)

กรณีผลการย้อมเป็นบวก ให้โกรแจ้งแพทย์เจ้าของผู้ป่วยทราบ และหากต้องการพิสูจน์ทราบว่าเป็นเชื้อชนิดใดในกลุ่ม *Mycobacterium* ให้เก็บขวดเชื้อนั้นจัดส่งไปตรวจยังหน่วยงานนอกโรงพยาบาล

กรณีผลการย้อมสีแกรมแล้วไม่พบเชื้อ ให้นำขวดกลับเข้าเครื่องหรือใส่ใน Thioglycolate broth เพื่อบ่มเพาะเชื้อต่อไป (อย่างไรก็ตาม หากการบ่มเพาะครบกำหนดเวลาแล้ว หรือนำขวดออกจากเครื่องนานเกิน 2 วัน จะไม่สามารถนำขวดเข้าเครื่องได้อีก)

5) การตรวจจำแนกเชื้อและการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Identification and susceptibility test)

5.1) กรณีเมื่อพบเชื้อที่ subculture บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Chocolate agar, 5% sheep blood agar และ MacConkey agar ให้ดำเนินการจำแนกชนิดของเชื้อ Aerobes ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน (Aerobic culture) (หมายเลขเอกสาร WI-MI-006) โดยหลังจากบ่มเพาะเชื้อเป็นเวลาประมาณ 16-24 ชั่วโมง ดูลักษณะของโคโนนีที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ แล้วให้เลือกโคโนนีของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุของการก่อโรคมาจำแนกชนิดของเชื้อ โดยการทดสอบทางชีวเคมี (Biochemical test) หรือโดยการใช้เครื่อง MALDI Biotyper และทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ (Susceptibility test) ด้วยวิธี Disk diffusion (หมายเลขเอกสาร

เอกสาร WI-MI-009) โดยใช้วิธีมาตรฐานของ Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI) ฉบับ M02 และ M45 ตามลำดับ ทดสอบโดยเลือจางเชื้อให้ได้ความชุนเท่ากับความชุนมาตรฐานแล้ว ป้ายเชื้อแบคทีเรียบนผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อ นำแผ่นยาต้านจุลชีพที่ทราบปริมาณ (โดยอาจใช้เป็น Disk หรือ Tablet) มาวางบนผิววัสดุอาหารเลี้ยงเชื้อ บ่มเพาะเชื้อตามเวลาที่กำหนด วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของบริเวณที่ไม่มีเชื้อเจริญรอบยาต้านจุลชีพ (Inhibition zone) เป็นมิลลิเมตร โดยใช้เวอร์เนียร์ คาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper) ที่สอบเทียบได้มาตรฐานแล้วบันทึกขนาด zone เป็นมิลลิเมตร และ แปลผลตามมาตรฐาน CLSI ฉบับ M100 นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้เครื่องอัตโนมัติสำหรับ แยกชนิดของเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ (Automate Identification) Phoenix M50 ได้ตามความเหมาะสม

5.2) กรณีไม่พบเชื้อขึ้นที่ subculture บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Chocolate agar, 5% sheep blood agar และ MacConkey agar หลังบ่มเพาะ 16 - 24 ชั่วโมง ให้บ่มเพาะ ต่อไปอีก 2 วัน และนำสไลด์เดินมาตรฐานซ้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนิกส์ ถูกต้องมาก การเจริญของเชื้อใน Thioglycolate broth ประกอบด้วย แล้วให้โกรแจ้งแพทย์เจ้าของผู้ป่วยทราบ

หากต้องการพิสูจน์ทราบเชื้อในกลุ่ม Anaerobes ให้เก็บเชื้อในหลอด Thioglycolate broth และขวด Hemoculture ที่ให้ผลบวก เพื่อนำส่งตรวจยังหน่วยงานนอกโรงพยาบาล

3.7 กรณีการตรวจและสังสัยว่าเป็น False positive culture อาจเกิดขึ้นได้ตามกรณีดังนี้

3.7.1 ย้อม Gram stain ไม่พบเชื้อ และ subculture หลังจาก 16 - 24 ชั่วโมง ไม่มีเชื้อขึ้น และ ได้ทดสอบซ้ำ (repeat) แล้ว

3.7.2 ตรวจสอบกราฟในเครื่อง Bactec™ FX ถ้ากราฟ positive ให้ดูผล White blood cell ประกอบ ถ้าผล White blood cell สูงหรือถ้ากราฟ negative ให้นำขวดกลับเข้าเครื่องใหม่ หากพบว่า เมื่อบ่มจนครบเวลากำหนด เครื่องประเมินให้ผล negative ให้รายงานผล “No growth”

3.8 การบันทึกผลและรายงานข้อมูลในระบบ

เมื่อได้ผลการทดสอบ ให้บันทึกผลการทดสอบทางชีวเคมีและข้อเชื้อลงในแบบฟอร์มบันทึก ผลวินิจฉัยชนิดของเชื้อ (หมายเลขเอกสาร F-WI-MI-017/02) ดังรูปที่ 15 และบันทึกผลการวินิจฉัย ชนิดของเชื้อและการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพแต่ละชนิดลงในแบบฟอร์ม บันทึกผลการตรวจเพาะเชื้อ (หมายเลขเอกสาร F-WI-MI-009/01) ดังรูปที่ 9 แล้วจึงนำไปลงผล ในโปรแกรม MLAB ซึ่งในระบบข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังระบบ e-Phis ของโรงพยาบาล ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บสำรอง (Back up) และจัดตั้งนิคันหา (Index) ในโปรแกรม MLAB ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การใช้โปรแกรม MLAB (หมายเลขเอกสาร WI-MI-005) โดยทำการ Back up โปรแกรม MLAB เครื่อง Clients ทุกเครื่อง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และ Index ข้อมูลในโปรแกรม MLAB อย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกวัน

แบบฟอร์ม บันทึกผลการวินิจฉัยชนิดของเชื้อ								F-WI-MI-017/02
วิทยาลัย วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถนนพะยอม ตำบลแม่จัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย								Page
Date	No.							
NO	Colony	Gram	MALDI-TOF RESULT	Ox	CH	Biochem Test	RESULT-Biochem	NOTE
	เชื้อ ตับ ไข่สี							
1020	<i>C. freundii</i>	ลบ	Lepto					
1021	<i>S. enteritidis</i>	ลบ						
1024	<i>S. Enteritidis</i>	ลบ						
1025-1	<i>S. Infantis</i>	ลบ						
1028	<i>S. Infantis</i>	ลบ						
1043	<i>E. Coli</i>	ลบ						
1046	<i>C. freundii</i>	ลบ						
1051-2	<i>L. sakeyana</i>	ลบ						
1051-7	<i>C. freundii</i>	ลบ						
	ISW-MI-05 (16 ชม.)	ลบ	(SXT 16ชม.)					
	เชื้อ ตับ ไข่สี							
1052-11	<i>C. freundii</i>	ลบ	Lepto					
1055	<i>L. sakeyana</i>	ลบ						
1057-9	<i>S. Enteritidis</i>	ลบ						
1058-10	<i>C. freundii</i>	ลบ						
1059-12	<i>C. freundii</i>	ลบ	Lepto					
	ISW-MI-07 (16 ชม.)	ลบ	(SXT 16ชม.)					

หมายเหตุ: บันทึกนี้ใช้ได้ 1 ปี จนถึง 31/12/2565

รูปที่ 15 แบบฟอร์ม บันทึกผลการวินิจฉัยชนิดของเชื้อ (หมายเลขเอกสาร F-WI-MI-017/02) ใช้บันทึกผลการทดสอบทางชีวเคมีและเชื้อที่พบ

การบันทึกผลและรายงานข้อมูลในระบบ โดยสรุปดังนี้

3.8.1 การรายงานผลย้อมสีแกรม

เมื่อได้ผลการย้อมสีแกรม ให้ดำเนินการดังนี้

3.8.1.1 จดบันทึกผลการย้อมสีแกรมที่ได้ลงบนใบส่งตรวจ ดังรูปที่ 16

3.8.1.2 รายงานผลการย้อมสีแกรมเบื้องต้น (Preliminary Gram stain report) ในโปรแกรม MLAB ดังรูปที่ 17

3.8.1.3 ส่งข้อมูลเข้า ระบบ e-Phis ของโรงพยาบาล ดังรูปที่ 18

3.8.1.4 โทรแจ้งไปยังแพทย์เจ้าของผู้ป่วยทราบทันที

3.8.1.5 บันทึกผลในแบบฟอร์มบันทึกการรายงานค่าวิกฤติ (หมายเลขอุกสาร F-WI-MI-010/02) ดังรูปที่ 14

ใบขอตรวจขั้นสุดยอดคุณภาพทางคลินิก มหาวิทยาลัยนราธิราชนครินทร์

หน้า 1/1

กล่าววันมา(4)

วันที่แพะหยดครั้งที่ 17/05/2565 - 20:36:31

วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ : 17/05/2565 - 20:36:31

วันที่ส่งตรวจ : 17/05/2565 - 20:36:31

วันที่รับสิ่งส่งตรวจ :

วันที่พิมพ์ : 17/05/2565 - 20:39:32

Lab ID : 65-1



65-137-4-0201

ลักษณะรักษา : ประคับ

นาง

อายุ : 66-6-8 ปี

HN :

AN :



62000
7)

แพทย์ : นพ.

หน่วยงานที่ส่งตรวจ : หอผู้ป่วย

Pre-Diag :

เบตูมสังค์ : ติดความผิด

ชนิดสิ่งส่งตรวจ : เก็บทาง C-line

ห้อง : 1109

เตียง : 01

Antibiotic Px

HEMO ขวดที่ 1 CULTURE & SUSCEPTIBILITY

May be anti-biotic

17/05/2565 [16:45]

107/1600

สิ่งส่งตรวจ

BLOOD I (ขวดใหญ่ 8-10ml, ขวดเด็ก 1-3ml)

รวมเงิน 300.00 บาท รวมทั้งหมด 1 รายการ

เบิกได้ 300.00 บาท เบิกไม่ได้ 0.00 บาท

ผู้ส่งตรวจ : น.ส.1

หมายเหตุ : ถ้าส่งทันทีไม่ได้ ให้เก็บท่อเก็บน้ำท่อห้อง

...

น.ส. 1 น้ำท่อห้อง
น้ำท่อห้อง ...

...

รูปที่ 16 การบันทึกผลการย้อมสีแกรมที่ได้ลงบนใบส่งตรวจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน ส่งต่องาน และตรวจสอบผล ก่อนที่จะนำไปลงผลในโปรแกรม MLAB

Ref. No: 651 4000

Lab No. Date Received H.M. 0 Name: _____
 (1) 1617 19-05-2022 Age: 86y3m25d Sex: M Ward: _____
 (TIME: 71h 10m) dd-mm-yyyy (22-05-2022) Source: Blood - Hemoculture
 Result C+ Date Report: 22-05-2022 Method: Aerobic Culture

**** Aerobic Culture ** (290 ชม)** <Preliminary Report>

HEMO # RECEIVED DATE TIME LAB #
 1 17-May-2022 00:34 1447 --> No Growth after 3 days
 2 00:34 1448 --> POSITIVE CULTURE See C/S Report
 3 00:34 1449 --> POSITIVE CULTURE See C/S Report

This Culture Bottle was Detected POSITIVE in 71.17 h on 22-05-2022 08:42
 ID# 651 EX: 20/11 PLUS+ Aerobic/F = 449267510046
 Gram: Gram Negative Bacilli 22-05-2022 10:06

ESTIMATE DATE to be FINAL REPORTED: 25-May-2022 (3 days LEFT)

Report by: _____ Report: 22-May-2022 10:07
 Add Res. Super Set P Individual Future Save Print Email

รูปที่ 17 การรายงานผลการย้อมสีแกรมเบื้องต้น (Preliminary report) ในโปรแกรม MLAB โดยใช้ เมนู Add New Result ตรวจสอบหมายเลข LN ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วยให้ถูกต้องแล้วจึงรายงานผลการติดสี รูปร่างและการเรียงตัวของเชื้อที่พบ

65-137-4-0201
 ชนิดเชื้อแบคทีเรีย : เซ็นทรัล C-line
 รายการตรวจ : HEMO culture 1 CULTURE&SUSCEPTIBILITY (Q) ผู้ดูแล : BLOOD I (hacel 8-10ml, ออกเสี้ยง 1-3ml)
 หมายเหตุ : * Time To Positive: 10h 42m * < Preliminary Report >

สถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ และวันที่ได้รับตัวอย่าง	ชื่อ : ฯลฯ. HN : AN : เพศ/วัย : หญิง/ เชื้อไวรัส/แบคทีเรีย : ไม่ระบุ	อายุ : 66-6-8 เพศ : ชาย รหัส/เส้นเลือด : 01 อาการป่วย : ไม่ระบุ	ผลตรวจ : 17/05/2565-20:36 ผลเมื่อวานนี้ : 17/05/2565-21:53 ผลเมื่อสุดสัปดาห์ : 17/05/2565-20:36 ผลลัพธ์ : 18/05/2565-15:50
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CULTURE: Positive Culture (Identification and Susceptibility will be followed)
 METHOD: Gram : Gram Negative Bacilli (Coccobacilli)
 *** FINAL RESULT WILL BE APPROXIMATELY REPORTED WITHIN 21-May-2022 ***

มาตรฐาน : รายการที่มีเครื่องหมาย Q แสดงถึงรายการที่ถูกใช้ในระบบการบริการ ISO 15189:2012

Positive 18/05/2565 10:17n.	ผู้รักษาคนแรก : ฯลฯ. ผู้รักษาคนสอง : ฯลฯ. ผู้รักษาคนสาม : ฯลฯ. ผลลัพธ์ : BLOOD I (hacel 8-10ml, ออกเสี้ยง 1-3ml)	L7432 - 18/05/2565-10:51:00 # - 18/05/2565-10:51:00
แพทย์ผู้ดูแล : ฯลฯ. วันที่ได้รับตัวอย่าง : 17/05/2565-20:36:31 ประเภทงาน : ชุดเชื้อไวรัส		

รูปที่ 18 ใบรายงานผลการย้อมสีแกรมเบื้องต้น (Preliminary report) ภายหลังจากส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Phis ของโรงพยาบาล

3.8.2 การรายงานผลการ Subculture และจำแนกชนิดของเชื้อ

เมื่อได้ผลการ Sulculture และจำแนกชนิดของเชื้อแล้ว ให้รายงานผล Final report โดยรายงานชนิดของเชื้อที่ตรวจพบและผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้านจุลชีพ ให้แพทย์เจ้าของผู้ป่วยทราบ และดำเนินการลงผลในโปรแกรม MLAB ซึ่งผลการทดสอบความไวต่อยาด้านจุลชีพจะบันทึก zone diameter (หน่วยเป็น mm) หรือรับผลค่า Minimal Inhibitory Concentration (MIC) ที่ link มาจากเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรม MLAB จะแบล็คผลเป็น S (Susceptible), I (Intermediate), R (Resistant) หรือ N (Non-Susceptible) ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 19 และส่งเข้าระบบ e-Phis ของโรงพยาบาล ดังรูปที่ 20

ANTIMICROB.	ORGANISM	NO.—
AGENT		1 2 3 4 5 6 7 8 9
Amikacin..	CRAB_MDR	R
Ampi/Sul..		R
Cefepime..		R
Ceftazid..		R
Ceftriax..		X
Ciproflo..		R
Colistin..		I
Gentamic..		R
Imipenem..		R
Meropenem..		R
Pip/Tazo..		R

Report by: [REDACTED] / [REDACTED] Report: 20-May-2022 09:45
 Print/All/MoSen/B2 FullScrF6FormSPViewF9SumApproveWordCheckZoneMICQY-onF11SIB

รูปที่ 19 การรายงานชนิดของเชื้อที่พบและความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาด้านจุลชีพในโปรแกรม MLAB และส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ e-Phis

ออกบันทึกผลการตรวจเชื้อรหงส์ ธนาคารชื่อผู้ป่วยในหน้าจัดทำ ชื่อชั้นวิทยา		ชื่อ : นา HN : AN : อายุ : 66-6-8 เพศ : หญิง ห้องปั๊มน้ำ : ห้องปั๊มน้ำ ห้อง/เตียง : 01 ชั่วระยะเวลา : ปีก่อน	ส่งตรวจ : 17/05/2565-20:36 รับตัวตรวจ : 17/05/2565-21:53 รับตัวตรวจ : 17/05/2565-20:36 พัฒนา : 10/07/2565-18:08																				
65-137-4-0201 ชนิดตัวอย่างตรวจ : เก็บ痰 C-line		หน้า 1/2																					
รายการตรวจ : HEMOชุดที่ 1 CULTURE&SUSCEPTIBILITY (Q)		ลักษณะตรวจ : BLOOD I (มวลผู้ป่วย 8-10ml, มวลเด็ก 1-3ml)																					
ผลตรวจ : <p>* Aerobic Culture * Time To Positive: 10h 42m * Report Immediately to IC Nurse *</p> <p>1. Acinetobacter baumannii..(CRAB_MDR) -----1.MIC-----SIR -----1.MIC-----SIR -----1.MIC-----SIR</p> <table border="0"> <tr> <td>AMIKACIN..... >32 R</td> <td>TIGECYCLINE.. S</td> </tr> <tr> <td>AMPICILL/SULB >16/8 R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CEFEPIME..... >16 R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CEFTAZIDIME.. >16 R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIPROFLOXACIN >2 R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLISTIN..... <=1 I</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GENTAMICIN... >8 R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMIPENEM.... >8 R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEROPENEM.... >16 R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIPERACI/TAZO >64/4 R</td> <td></td> </tr> </table>				AMIKACIN..... >32 R	TIGECYCLINE.. S	AMPICILL/SULB >16/8 R		CEFEPIME..... >16 R		CEFTAZIDIME.. >16 R		CIPROFLOXACIN >2 R		COLISTIN..... <=1 I		GENTAMICIN... >8 R		IMIPENEM.... >8 R		MEROPENEM.... >16 R		PIPERACI/TAZO >64/4 R	
AMIKACIN..... >32 R	TIGECYCLINE.. S																						
AMPICILL/SULB >16/8 R																							
CEFEPIME..... >16 R																							
CEFTAZIDIME.. >16 R																							
CIPROFLOXACIN >2 R																							
COLISTIN..... <=1 I																							
GENTAMICIN... >8 R																							
IMIPENEM.... >8 R																							
MEROPENEM.... >16 R																							
PIPERACI/TAZO >64/4 R																							
Positive 18/05/2565 10:17n. <p>แพทย์ผู้รับตรวจ : นาย ผู้รายงานผล : นาย พ.3926 - 20/05/2565-09:45:00 แพทย์ผู้รับทราบผล : นาย ผู้ตรวจสอบผล : นาย พ.น.12546 - 20/05/2565-09:41 วันที่รับตัวตรวจ : 17/05/2565-20:36:31 ผู้ให้ผล : นางสาวสุวิทยา ลักษณะตรวจ : BLOOD I (มวลผู้ป่วย 8-10ml, มวลเด็ก 1-3ml)</p>																							

รูปที่ 20 ใบรายงานผลชนิดของเชื้อที่พบและความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาด้านจุลชีพใน e-Phis

เชื้อที่พบบ่อยในการเพาะเชื้อในเลือด ได้แก่ เชื้อกลุ่ม *Enterobacteriales*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas* spp., *Streptococcus* group A and non-group A *Streptococcus*, *viridans* group *Streptococcus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Enterococcus* spp., *Neisseria meningitidis* และ *Vibrio* spp. เป็นต้น ส่วนเชื้อประจำถิ่นที่พบได้ เช่น coagulase negative *Staphylococci* ต่าง ๆ เป็นต้น แต่บางกรณีอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ เช่น ผู้ป่วยที่ใส่สายต่าง ๆ เข้าไปในร่างกาย ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นต้น (5) ดังสรุปในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตัวอย่างแบคทีเรียที่พบได้ในการเพาะเชื้อในเลือด

Potential pathogens	Common Contaminants
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Enterobacteriales</i> - Nonfermentative Gram-negative rods (NFB) - <i>Vibrionaceae</i> - <i>S. aureus</i> - <i>Enterococcus</i> species - Yeasts - Anaerobes เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - Coagulase-negative <i>Staphylococci</i> - <i>Corynebacterium</i> species except <i>C. diphtheriae</i> - <i>Bacillus</i> species not <i>Bacillus anthracis</i> - <i>Micrococcus</i> species

หมายเหตุ: - ถ้าพิสูจน์เชื้อได้เป็น *Micrococcus* species, *Corynebacterium* species ไม่ต้องทดสอบความไวของเชื้อต่อยา ยกเว้นถ้าสงสัย *Corynebacterium diphtheriae* ที่อาจเป็นสาเหตุของโรค endocarditis และ catheter associated bacteremia ให้ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยหรือวิเคราะห์ทางตัวตามกรณีที่แพทย์ต้องการ

- ถ้าพิสูจน์เชื้อได้หรือสงสัยว่าเป็นเชื้อ *Burkholderia pseudomallei*, pathogenic *Neisseria* species ให้ทราบแจ้งแพทย์ให้ดูการรายงานผล

กรณีที่ผลการ Subculture พบว่า ไม่มีเชื้อขึ้นหลังจากเพาะเชื้อแล้ว 3 วัน ให้รายงานว่า “No growth after 3 days” โดยลงผลในโปรแกรม MLAB ดังรูปที่ 21 และส่งเข้าระบบ e-Phis ของโรงพยาบาล ดังรูปที่ 22 แต่ยังคงทำการเพาะเชื้อในเครื่องต่อไปอีกจนครบ 5 วัน หากผลยังคง Negative จึงนำขวดออกจากเครื่อง (ตามข้อ 3.6.6.1 ดังรูปที่ 12)

Ref. No: 65 [1] 4100
 Lab No. [1] 120 Date Received 02-05-2022 11:11 H.N. C Name: dd-mm-yyyy Age: 68y7m9d Sex: M Ward: ห้องตรวจ
 Result: MG Date Report 05-05-2022 Source: Blood - Hemoculture Method: Aerobic Culture

**** Aerobic Culture ** (290 นาที)**

HEMO # RECEIV DATE TIME LAB #
 1 : 02-May-2022 11:11 : 119 ---> No Growth after 3 days
 2 : ... 11:11 : 120 ---> No Growth after 3 days

(BACTEC FX • 2/B05 • PLUS+ Aerobic/F • 449267762615)

This Culture Bottle Was Out Of Protocol On 07-05-2022 11:19--> - - -

U for Update Day of MG

Report by: [REDACTED] 68h 54m (72h)
 Addi. Res. Report: 05-May-2022 08:05

รูปที่ 21 การรายงาน No growth after 3 days ในโปรแกรม MLAB และส่งข้อมูลต่อไปยังระบบ e-Phis

คณบดีและศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดเชียงใหม่		ชื่อ : นานา HN: AN: อายุ : 68-5-1 เพศ : ชาย	ส่งตรวจ : 02/05/2565-10:38 รับส่งส่งตรวจ : 02/05/2565-11:11 เก็บส่งส่งตรวจ : 02/05/2565-10:38 พัฒนา : 10/07/2565-18:06
65-122-4-0097 ชนิดลิ้งส่งตรวจ :		รายงานตรวจ : HEMOขั้นตอนที่ 2 CULTURE&SUSCEPTIBILITY (Q) สิ่งส่งตรวจ : BLOOD II (ขวดถูไนท์ 8-10ml,ขวดเด็ก 1-3 ml)	
ผลการตรวจ :		No Growth after 3 days โดย Hemoculture (ตรวจเพื่อตัดสินใจ 2 วัน แต่ตรวจ 5 วัน ทางห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการต่อ)	
หมายเหตุ : รายการที่มีเครื่องหมาย Q หมายความว่าการที่อยู่ในขอบเขตการรับรอง ISO 15189:2012			
แพทย์ผู้ส่งตรวจ : พญ. แพทย์ผู้รับทราบผล : วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ : 02/05/2565-10:38:30 ประทุมงาน : จุลชีววิทยา		ผู้รับงานผล : พญ. ผู้ตรวจสอบผล : พญ. ผู้พิจารณาผล : พญ. สิ่งส่งตรวจ : BLOOD II (ขวดถูไนท์ 8-10ml,ขวดเด็ก 1-3 ml)	

รูปที่ 22 ใบรายงานผล No growth after 3 days ใน e-Phis

3.8.3 การรายงานผลย้อม AFB

ในการตรวจหาเชื้อ AFB และให้ผลบวก ให้ดำเนินการดังนี้

3.8.3.1 รายงานผลการตรวจในโปรแกรม MLAB ว่า “Positive for Acid Fast Bacilli”

3.8.3.2 ส่งเข้าระบบ e-Phis ของโรงพยาบาล

3.8.3.3 โทรแจ้งไปยังแพทย์เจ้าของผู้ป่วยทราบ และสอบถามว่าต้องการส่งพิสูจน์เชื้อในกลุ่ม *Mycobacterium* หรือไม่ หากต้องการ ให้เก็บขวดที่ให้ผลบวกนั้น ไว้ให้แพทย์

3.8.4 การรายงานผลตรวจ Anaerobes

ในการตรวจหาเชื้อ Anaerobic bacteria และให้ผลบวก ให้ดำเนินการดังนี้

3.8.4.1 รายงานผลการตรวจในโปรแกรม MLAB ว่า “Anaerobic bacteria”

3.8.4.2 ส่งเข้าระบบ e-Phis ของโรงพยาบาล

3.8.4.3 โทรแจ้งไปยังแพทย์เจ้าของผู้ป่วยทราบ และสอบถามว่าต้องการส่งพิสูจน์เชื้อในกลุ่ม Anaerobic bacteria หรือไม่ หากต้องการ ให้เก็บขวดที่ให้ผลบวกนั้น ไว้ให้แพทย์

3.9 การทิ้งขวด negative หรือ positive ให้ปฏิบัติตามนี้

3.9.1 การทิ้งขวด negative: ทุกเชื้อผู้ที่ได้รับมอบหมายนำขวดที่ทิ้งลงในกล่องเก็บขวด negative ไปกำจัดทิ้งตามขั้นตอนในวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การกำจัดและทำลายสิ่งส่งตรวจ (หมายเลขอสาร WI-MI-025) โดยทึ่งใส่ถุงขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อ และกำจัดทิ้งตามระบบของโรงพยาบาล

3.9.2 การทิ้งขวด positive: เมื่อออกผลสุดท้าย (Final report) หลังจากทำการพิสูจน์ชนิดของเชื้อ และ/หรือ ทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บขวดที่ positive ไว้ในกล่อง positive เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายนำขวดเหล่านั้นไปกำจัดทิ้ง ตามขั้นตอนในวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การกำจัดและทำลายสิ่งส่งตรวจ (หมายเลขอสาร WI-MI-025) โดยทึ่งใส่ถุงขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อ และกำจัดทิ้งตามระบบของโรงพยาบาล

3.10 การควบคุมคุณภาพ

3.10.1 การควบคุมคุณภาพภายใน

เพื่อเป็นการติดตามและควบคุมกระบวนการทั้งหมดให้มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ งานจุลชีววิทยามีกระบวนการดำเนินการควบคุมคุณภาพภายใน 6 ข้อ คือ การควบคุมคุณภาพเครื่องอัตโนมัติ การควบคุมคุณภาพของบุคลากร การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อและอาหารทดสอบทางชีวเคมี การควบคุมคุณภาพของสีย้อมและการย้อมสี การควบคุมคุณภาพของแผ่นยาต้านจุลชีพ และการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานจุลชีววิทยา ซึ่งแต่ละข้อมีแนวทางการควบคุมคุณภาพดังต่อไปนี้

3.10.1.1 การควบคุมคุณภาพเครื่อง Bactec™ FX โดยการทำ Blind subculture

โดยปกติน้ำยาทุกกล่องมีการรับรองคุณภาพ (Product quality assurance) ที่ระบุชนิดของเชื้อที่ทำการทดสอบและการยอมรับของการทดสอบจากบริษัทแล้ว (11) แต่อย่างไรก็ตาม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยามีการทำ Blind subculture ในขวด hemoculture ที่บ่มเพาะเชื้อจนครบ 5 วันแล้วให้ผลเป็น negative โดยสุ่มเลือกขวดเหล่านั้นมาอย่างน้อยสักดาวน์ 2 - 4 ขวด

เพื่อ subculture ลงบน Chocolate agar (CA) แล้วบ่มเพาะเชื้อไว้ที่ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) อุณหภูมิ 34 - 36°C + 5% CO₂ เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบการเจริญของเชื้อ ถ้าไม่พบเชื้อให้บ่มเพาะเชื้อต่อจนครบ 48 ชั่วโมง จากนั้นถ้ายังไม่พบเชื้อขึ้นให้บันทึกผลลงในแบบฟอร์มรายงานผลการทำ Blind test ของเขต Hemoculture (หมายเลขอสาร F-WI-MI-007/01) ดังรูปที่ 23 ในกรณีเกิด false negative กล่าวคือ ถ้าพบว่ามีเชื้อขึ้นจากการทำ Blind subculture ซึ่งไม่ใช่มาจากการ contamination ให้หยุดการใช้งานและติดต่อบริษัท เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

3.10.1.2 จัดให้มีการควบคุมคุณภาพของบุคลากรในการทดสอบการเพาะเชื้อ และจำแนกชนิดของเชื้อ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการประเมินความสามารถตามเกณฑ์วิธีการประเมินบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจุลชีววิทยาตามคู่มือเรื่อง การประเมินความสามารถบุคลากร (หมายเลขอสาร M-LAB-03)

3.10.1.3 จัดให้มีการควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ และอาหารทดสอบทางชีวเคมี ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การทดสอบทางชีวเคมี (Biochemical test) (หมายเลขอสาร WI-MI-017)

3.10.1.4 จัดให้มีการควบคุมคุณภาพของสีຍ้อมและการย้อมสี ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีย้อมสีแกรม (Gram Stain) (หมายเลขอสาร WI-MI-010)

3.10.1.5 จัดให้มีการควบคุมคุณภาพของแผ่นยาต้านจุลชีพ ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ (Susceptibility test) ด้วยวิธี Disk diffusion (หมายเลขอสาร WI-MI-009) และมีการtabบทวนความถูกต้องของการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ ตามเอกสาร Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) ทุกปี

3.10.1.6 จัดให้มีการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานจุลชีววิทยา ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือของงานจุลชีววิทยา (หมายเลขอสาร WI-MI-020) วิธีปฏิบัติงานเรื่อง การสอบเทียบ การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ (หมายเลขอสาร WI-MI-021) และวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ (หมายเลขอสาร WI-MI-022)

3.10.2 การควบคุมคุณภาพภายนอก

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเข้าร่วมเป็นสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ กับสำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยทำการทดสอบ ปีละ 3 ครั้ง

3.10.3 การประเมินผลการควบคุมคุณภาพ

3.10.3.1 การประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายใน สำหรับผู้ปฏิบัติงานจะต้อง ผ่านการประเมินความสามารถตามเกณฑ์วิธีการประเมินบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจุลชีววิทยาตามคู่มือ เรื่อง การประเมินความสามารถบุคลากร (หมายเลขเอกสาร M-LAB-03) และเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้ม แบบประเมินคุณภาพภายในของเจ้าหน้าที่งานจุลชีววิทยา (หมายเลขเอกสาร SD-MI-004) การประเมินผลคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อและอาหารทดสอบทางชีวเคมี สีย้อมและการย้อมสี และแผ่นยาต้านจุลชีพ ต้องผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์การทดสอบ และเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มใบบันทึก การควบคุมคุณภาพ (ยาต้านจุลชีพ การย้อมสี อาหารเลี้ยงเชื้อและอาหารทดสอบทางชีวเคมี) (หมายเลขเอกสาร SD-MI-005) มีการควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นและตู้บ่มเพาะเชื้อ และเก็บไว้ในแฟ้ม ใบบันทึกอุณหภูมิเครื่องมือประจำวัน (หมายเลขเอกสาร SD-MI-006)

3.10.3.2 การประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายนอก ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment; EQA) (หมายเลขเอกสาร WI-MI-016) และเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้ม External Quality Control (EQC) (หมายเลขเอกสาร SD-MI-003)

บทที่ 4
ปัณฑา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

สิ่งที่เป็นปัณฑาและอุปสรรคสำหรับการตรวจหาแบคทีเรียในเลือดโดยการใช้เครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX นอกจากผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องมีความรู้ด้านจุลชีววิทยาโดยเฉพาะแล้ว ประการสำคัญคือประสบการณ์ของผู้ที่ทำการทดสอบและอ่านผล ขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการทดสอบส่วนประการอื่นที่ไม่ได้เกิดจากผู้ปฏิบัติงานก็คือ ความพร้อมของเครื่องอัตโนมัติ เครื่องมือ น้ำยา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ ข้อจำกัดของการทดสอบ หรือสิ่งรบกวนการวิเคราะห์ที่สามารถพบได้แก่ Contamination, Volume of White blood cell เป็นต้น เนื่องจากเครื่องอัตโนมัติใช้การตรวจหาเชื้อที่เกิดจากการเมตตาบوليซึมของเชื้อ จึงสามารถเกิดผลบวกปลอมและลบปลอมได้ดังนั้นในสิ่งส่งตรวจที่มีปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงจึงให้ผลเป็นบวกได้แม้ว่าจะไม่มีเชื้ออยู่ ทั้งนี้หลัก ๆ สามารถแบ่งปัณฑาหรืออุปสรรคที่พบออกเป็น ปัณฑาหรืออุปสรรคทางเทคนิคและปัณฑาหรืออุปสรรคจากเครื่อง ดังสรุปได้ในตารางที่ 2 พร้อมแนวทางแก้ไข

ตารางที่ 2 ปัณฑา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ปัณฑา	อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ปัณฑาหรืออุปสรรคทางเทคนิค		
1) ปัณฑาในขั้นตอนการเจาะเก็บเลือดเพื่อเพาะเชื้อ	ขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บสิ่งส่งตรวจ ไม่ทราบว่าจะต้องเจาะเลือดช่วงเวลาไหน	ให้ความรู้โดย <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจ - จัดทำคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ - ควรเจาะช่วงที่เริ่มมีไข้ เนื่องจากเป็นระยะที่มีการแบ่งตัวของเชื้อในเลือดจำนวนมาก (3-4) - ควรเจาะเลือดก่อนรับยาปฏิชีวนะ (3-4, 8, 15) - กรณีได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อนควรเจาะเร็วที่สุดหลังรับยาหรือเจาะที่ 15 นาทีก่อนรับยาปฏิชีวนะครั้งต่อไป (3-4)

ตารางที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา	อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคทางเทคนิค		
1) ปัญหาในขั้นตอนการเจาะเก็บเลือดเพื่อเพาะเชื้อ (ต่อ)	<p>ไม่ทราบว่าควรจะเจาะจำนวนกี่ขวบ</p> <p>ไม่ทราบว่าการเจาะเลือดเด็กมีแนวทางอย่างไร</p> <p>ลำดับการเจาะเลือดใส่ขวดเพื่อเพาะเชื้อหรือหลอดเลือดอื่นไม่ถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีไม่เร่งด่วน เจาะเลือด 2 ครั้ง ห่างกัน 15 - 30 นาที (3) - กรณีต้องรับให้ยาปฏิชีวนะ สามารถเจาะเลือดพร้อมกันจากตำแหน่งที่ต่างกัน (3-4) <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าสังสัยการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจและภารการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบต่อเนื่อง (Persistent bacteraemia) เจาะอย่างน้อย 2 ขวดห่างกัน 12 ชั่วโมง (3-4) - ในเด็กปริมาณเลือดที่เจาะเก็บขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนัก (16) - ผู้ป่วยเด็กที่ไม่ได้สังสัยภาวะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ อาจเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวได้ เพราะเจ้าเลือดในเด็กยาก แต่หากสังสัยภาวะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจควรเจาะเลือดเพาะเชื้อออย่างน้อย 2 ครั้ง (โดยไม่ใช่แบ่งเลือดส่ง 2 ขวด จากการเจาะครั้งเดียว) ห่างกันไม่เกิน 24 ชั่วโมง (4) - ขวดเพาะเชื้อสำหรับเด็กมีการออกแบบมาเพื่อรับปริมาณที่ลดลงและมีการเติมสารที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเชื้อที่พบรได้บ่อยในเด็ก (16) - ถ้าเจ้าเลือดร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ต้องใส่เลือดลงในขวดเพาะเชื้อก่อนเสมอ (4)

ตารางที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา	อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ปัญหารืออุปสรรคทางเทคนิค		
2) เชื้อที่ไวต่อ SPS เช่น <i>Neisseria spp.</i> หรือ <i>Peptostreptococcus anaerobius</i> โตได้ไม่ดี หรือเพาะไม่ขึ้น	SPS ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อในขวด hemoculture มีความเป็นพิษต่อเชื้อดังกล่าวจึงส่งผลกระทบกับการโตของเชื้อ	เลือดสามารถ neutralize ความเป็นพิษของ SPS ได้ดังนั้นจึงควรใส่เลือดในปริมาณที่เหมาะสมตามชนิดของขวดที่ใช้ กรณีที่ต้องการเพาะเชื้อที่ไวต่อ SPS ถ้าจะได้ปริมาณเลือดน้อยกว่า 8 มล. ให้ใส่เลือดเพิ่ม (7, 11-12)
3) เชื้อ Fastidious เช่น <i>Haemophilus spp.</i> ต้องการ growth factor เช่น NAD หรือ factor V ที่มีอยู่ในเลือด ถ้าจะเลือดได้ปริมาณน้อย จึงส่งผลกระทบต่อการเจริญของเชื้อได้เนื่องจากขาดแคลนสารดังกล่าว	เชื้อ Fastidious เช่น <i>Haemophilus spp.</i> ต้องการ growth factor เช่น NAD หรือ factor V ที่มีอยู่ในเลือด ถ้าจะเลือดได้ปริมาณน้อย จึงส่งผลกระทบต่อการเจริญของเชื้อได้เนื่องจากขาดแคลนสารดังกล่าว	ต้องได้ปริมาณเลือด 3 มล. ในขวด Bactec PLUS Aerobic/ F หรือ 0.5 มล. ในขวด Bactec PEDS PLUS/ F ให้เติมเลือดครบส่วนเพิ่มลงไปอีก หรือเติม BACTEC BRAND POS fastidious Organism Supplement (Cat No # 442153) (11-12)
4) การตรวจหาเชื้อ <i>Streptococcus pneumoniae</i> บางกรณีอาจตรวจไม่พบโดยการย้อมสี Gram stain หรือการ subculture แบบปกติ	<i>S. pneumoniae</i> อาจจะโตได้ในสภาพ aerobic หรือ anaerobic ก็ได้	ลองทำการ subculture แบบ aerobic โดยใช้เชื้อจากขวด Anaerobic เนื่องจากมีรายงานว่าเชื้อสามารถเติบโตได้ภายในสภาพที่ปราศจากออกซิเจน (13)
5) Recovery rate และเวลาในการพบรเชื้อ ไม่ดี ล่าช้า	ปริมาณเลือดที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปจากที่บริษัทแนะนำ ส่งผลให้เชื้อเติบโตได้ไม่ดีและระยะเวลาในการตรวจหาเชื้อนานขึ้น	จะเลือดให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม เพราะปริมาณเลือดที่เหมาะสมช่วยให้เชื้อเติบโตได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการตรวจพบเชื้อ Recovery rate และระยะเวลาในการพบรเชื้อ เนื่องจากเชื้อจะสามารถโตได้อย่างเหมาะสมเมื่อใส่เลือดในปริมาณสูงสุดตามคำแนะนำของบริษัท (11-12, 15)

ตารางที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา	อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ปัญหารืออุปสรรคทางเทคนิค		
6) ขวด BD BACTEC Myco/F Lytic มีข้อจำกัด การใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าใส่เลือดน้อยกว่า 3 มล. อาจทำให้ตรวจหาเชื้อ <i>M. intracellularare</i>, <i>M. malmoense</i>, <i>M. haemophilum</i> และ <i>M. xenopi</i> ล่าช้าหรือบกพร่องไป - ถ้าใส่เลือดมากกว่า 5 มล. มักจะให้ผลบางปลอม - เชื้อ <i>Penicillium purpureescens</i> และ <i>Blastomyces dermatitidis</i> ไม่สามารถใช้ขวด BD BACTEC Myco/F Lytic ได้ - <i>Hansenula anomala</i>, <i>Exophiala jeamselmei</i>, <i>Actinomyces bovis</i>, <i>Rhodotorula rubra</i> และ <i>Mucor ramosissimus</i> จะให้ผลที่ไม่สอดคล้องเมื่อมีเชื้อปริมาณต่ำ (<10 CFU/vial) (14) 	<ul style="list-style-type: none"> - จะเลือดให้ได้ปริมาณระหว่าง 3 - 5 มล. - จะเลือดให้ได้ปริมาณระหว่าง 3 - 5 มล. - ใช้การเพาะเลี้ยงด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม - ใช้การเพาะเลี้ยงด้วยวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย เพื่อศูนย์ความสอดคล้องของผลที่ได้ (14)

ตารางที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา	อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคทางเทคนิค		
7) ผลลบปลอม (False Negative)	<ul style="list-style-type: none"> - ในเลือดมียาปฏิชีวนะหรือสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ - ปริมาณของเลือดที่เก็บได้ไม่เหมาะสม - เชื้อสร้างก๊าซ CO₂ ได้น้อยกว่าที่เครื่องจะสามารถตรวจจับได้ หรือมีการทิ้งขวดไว้ข้างนอกเครื่องนานจนเชื้อโตก่อนที่จะนำเข้าสู่ระบบตรวจสอบ (15) 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารยับยั้งการทำงานของยาปฏิชีวนะหลายบริษัทจะใส่ resins ในขวดเพาะเชื้อ เพื่อคุ้มครองยาปฏิชีวนะและลดการออกฤทธิ์ต่อเชื้อในขวดเพาะเชื้อ ขึ้นอยู่กับปริมาณยาและเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ (11-12, 15) - ใส่เลือดในปริมาณที่เหมาะสม อย่างต่ำส่วนที่แนะนำคือ 1:10 ถึง 1:5 ของเลือดต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ ถ้าได้เลือดมากเกินกว่าปริมาณที่แนะนำ อาจยับยั้งการเจริญเติบโตเนื่องจากเชื้อติดไม่ติด (7, 11-12, 15, 17) - รีบส่งขวดเพาะเชื้อถึงห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้อง และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรีบนำขวดเข้าเครื่องอัตโนมัติ
8) ผลบวกปลอม (False Positive)	<ul style="list-style-type: none"> - ในเลือดมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง เช่น ให้ใช้เลือด 1 - 5 มล. แต่ที่เหมาะสมคือ 3 - 5 มล. หากใส่เลือดมากกว่า 5 มล. อาจเกิด false positive ได้ - การปนเปื้อนเชื้อ หรือ contamination 	<ul style="list-style-type: none"> - ใส่เลือดในปริมาณที่เหมาะสมตามชนิดของขวดที่ใช้ - เตรียมผู้ป่วยโดยทำความสะอาดผิวนังก่อนจะเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี รวมทั้งตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้เจาะด้วยความตื่นของ การปนเปื้อนจะลดลงได้บ้าง จากขั้นตอนการเจาะเก็บเลือดที่ถูกต้อง อัตราการปนเปื้อนที่ CLSI ยอมรับได้คือ น้อยกว่า 3% จากการเพาะเชื้อในเลือดทั้งหมด (17)

ตารางที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา	อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคทางเทคนิค		
8) ผลบวกปลอม (False Positive) (ต่อ)	- การปนเปื้อนเชื้อ หรือ contamination (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อช่วยแยก probable pathogen ออกจาก contamination <ul style="list-style-type: none"> ○ ความถี่ของการพบมีเชื้อขึ้น ในขวดจากจำนวนขวดที่ทำการเพาะเชื้อ (positive bottles among collection) กรณีที่พบเชื้อเพียง 1 ใน 2 ขวด มักจะ เป็นการปนเปื้อนจากการเชื้อบริเวณ ผิวนังมากกว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของ การติดเชื้อในกระแสเลือด (3, 15) การเก็บ แยก 2 ครั้ง คนละตำแหน่ง จะช่วยแยก เชื้อจริงและเชื้อปนเปื้อนได้ เมื่อจาก เชื้อที่ปนเปื้อนมักพบเพียงขวดเดียว ไม่ได้พบเชื้อเดียวกันในหลายขวดแบบ เชื้อที่ก่อโรคจริง (3, 16) ○ ชนิดของเชื้อที่พบ เชื้อประจำ ถิ่นที่ผิวนังมักจะเป็น coagulase-negative <i>Staphylococcus</i> หรือ <i>Bacillus spp.</i> มักจะเป็นเชื้อปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อม แสดงว่ามีการปนเปื้อนที่ ตำแหน่งเจ้าเลือดและทำความสะอาด ผิวนังไม่ดี แต่บางครั้งเชื้อเหล่านี้อาจ เป็นเชื้อก่อโรคได้ด้วย (3, 15, 18) ○ จำนวน species ที่แยกได้ จากเลือดแต่ละขวด เชื้อที่เพาะได้ หลาย ตัว (multiple organisms isolates) มักสัมพันธ์กับการปนเปื้อน เนื่องจากทำความสะอาดผิวนังไม่ดี การติดเชื้อในเลือดมักพบเชื้อเพียงชนิดเดียว (3)

ตารางที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา	อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคทางเทคนิค		
8) ผลบวกปลอม (False Positive) (ต่อ)	- การปนเปื้อนเชื้อ หรือ contamination (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อช่วยแยก probable pathogen ออกจาก contamination (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> ○ จำนวนและชนิดของเม็ดเลือดขาวในเลือด ขณะที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานปกติ ถ้ามี left shift ($>10\%$ bands) โดยจำนวนเม็ดเลือดขาวไม่เพิ่มขึ้นมาก มีความสัมพันธ์กับ positive blood culture (3) ○ อาการแสดงของผู้ป่วย เช่น มีไข้สูง หรือไข้ต่ำ ๆ (3) ○ ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโต จนตรวจพบ เชื้อ ถ้าจะได้ เผียงพอเวลาที่เชื้อแบ่งตัวจนตรวจพบ เชื้อได้มักไม่เกิน 48 ชั่วโมง กรณีที่มีเชื้อปริมาณมาก จะตรวจพบ positive culture ได้เร็ว ถ้าตรวจพบได้ช้าซึ่ง ว่ามีเชื้อปริมาณน้อยมากที่เข้าไปในขวด ซึ่งมักมีความจำเพาะคือไม่มีเชื้อในเลือด แต่มีการปนเปื้อนในขวดเลือดจากเชื้อกายนอก (3)
9) เพาะเชื้อไม่ขึ้น	เชื้อบางชนิดไม่สามารถเพาะได้ ด้วยวิธีเพาะเชื้อทั่วไป (11-12)	เชื้อที่เพาะยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อกลุ่ม fastidious เช่น <i>Brucella</i> และ <i>Mycobacterium</i> ที่ต้องใช้เวลาเพาะ เชื้อนาน หรือต้องใช้อาหารพิเศษในการเพาะเชื้อ หรือเพาะเชื้อไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการตรวจอื่น ๆ (11-12, 15) เช่น การตรวจทาง serology หรือการตรวจทาง molecular เช่น PCR กรณีที่ติดเชื้อนั้น ๆ ทำให้ผลเพาะเชื้อเป็นลบ (15)

ตารางที่ 2 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา	อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคจากเครื่อง		
1) เครื่องแจ้งเตือนว่า พบเชื้อ แต่ย้อมไม่พบ เชื้อ	สงสัยผลบางกล่อง	สังเกต growth curve จากเครื่อง ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างผลบางกล่อง และผลบางกล่องได้ แต่การย้อมแกรมและการเพาะเชื้อยังจำเป็นที่จะต้องทำเมื่อเครื่องให้ผลเป็นบวก (8)
2) Rack offline หรือ ความไม่เสถียรในการส่ง สัญญาณของแต่ละ rack	การวัดสัญญาณของขวดที่อยู่ใน rack ตั้งกล่าวไม่ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลบางกล่องได้	ให้สแกนขวดออกจากเครื่อง และสแกนออกจากการโปรแกรม MLAB ด้วย จากนั้น reload กลับเข้าเครื่องไปใหม่โดยย้ายช่องไปใส่ตำแหน่งอื่น จากนั้นให้แก้ไขโดยเสียบ flash drive และนำไปที่ maintenance เลือก Utilities และเลือก BD Utilities กดเลือกคำสั่ง change rack เลือกตำแหน่ง drawer และ rack ที่มีปัญหา ร่องสัญญาณไฟสีเหลืองที่หน้าเครื่องหายไปแล้วจึงเคลียร์ข้อความที่แจ้งเตือนหน้าจอออกหลังจากที่ทำการแนวทางเบื้องต้นนี้แล้วยังแก้ไขไม่ได้ ให้ติดต่อซ่างประจำเครื่องมาตรวจสอบเครื่อง เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
3) สัญญาณอินเตอร์เน็ต ขัดข้อง	ระบบการเชื่อมต่อและส่งสัญญาณระหว่าง Epicenter, โปรแกรม MLAB และเครื่อง Bactec™ FX ล้มหรือขัดข้อง	ลอง Restart Epicenter และโปรแกรม MLAB และ Reboot เครื่อง Bactec™ FX เมื่อระบบเชื่อมต่อกลับเป็นปกติแล้ว สัญญาณไฟสีเหลืองที่หน้าเครื่องหายไปแล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าระบบปกติ หรือไม่ ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้ให้ติดต่อซ่างประจำเครื่องมาตรวจสอบเครื่อง และติดต่อ IT โรงพยาบาล เพื่อร่วมกันหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ Bactec™ FX ได้รวบรวมเนื้อหาหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของเครื่อง มีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจเชื้อในเลือด ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้อง ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วสามารถแก้ไขหาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แพทย์จะเชื่อมั่นในผลการเพาะเชื้อนำไปสู่ผลการรักษาที่ดี สามารถลดการใช้ยาเกินความจำเป็นหรือการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในการรักษา ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย อันเนื่องมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้มากขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามคู่มือเล่มนี้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน จนถึงผู้บริหาร ควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

5.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานมีข้อควรคำนึงและปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ดังนี้

5.1.1 ปฏิบัติตามพันธกิจ มาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ของฝ่ายซันสูตรโรคคลางและธนาคารเลือด และคณะกรรมการสตวาร์ตวิธยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

5.1.2 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

5.1.3 ไม่ประมาท ตระหนักรถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ป้องกันอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม ขณะที่ปฏิบัติงาน

5.1.4 ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ เมื่อได้รับขวดตามระบบแล้วต้องนำเข้าเครื่องทันที เพราะอุณหภูมิที่เหมาะสมและการเขย่าขวดจะช่วยให้เชื้อแบ่งตัวได้ไวขึ้น subculture ทันทีเมื่อเครื่องส่งสัญญาณเตือน เมื่อเลือกที่ที่สมควรไว้แห้งต้องรีบย้อมแกรม อ่านผล และรายงานผลให้แพทย์ทราบทันที เพราะการรู้ว่ามีเชื้อขึ้นและรู้ลักษณะของเชื้อจะช่วยให้แพทย์เลือกใช้สารต้านจุลชีพได้เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งอาจสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงทีหรือลดความรุนแรงของโรคได้ เมื่อแจ้งผลผู้ที่รับผลทางโทรศัพท์ต้องจดผลลงในกระดาษและอ่านทวนผลที่ได้รับเพื่อยืนยันความถูกต้อง และผู้โทรแจ้งผลต้องขอทราบชื่อผู้รับการแจ้งผลและบันทึกไว้ กรณีไม่สามารถตัดสินใจได้ให้ทำการปรึกษา กับแพทย์เจ้าของไข้โดยตรงและเก็บสไลด์ไว้ทวนสอบ สไลด์ที่พบเชื้อควรเก็บไว้ระยะหนึ่งเพื่อกลับมาดูใหม่ได้หากมีข้อสงสัย

5.1.5 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จดบันทึกและรวบรวมปัญหา เพื่อรายงานปัญหาที่พบสนอต่อหัวหน้างาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับหัวหน้างาน

หัวหน้างานมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

5.2.1 ควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น

5.2.2 รับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการปฏิบัติงาน เช่น การประสานงานเรื่องการรายงานผลการเพาะเชื้อจากเลือดให้มีความรวดเร็ว เนื่องจากเป็นค่าวิกฤติที่ต้องรายงานเร่งด่วน และต้องมีวิธีที่ให้แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยได้รับผลที่รายงานโดยเร็ว การประสานซ่างเข้ามาดำเนินการซ่อมเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น

5.2.3 จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทั้งเชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ทางความคิด

5.2.4 จัดให้มีภาระการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขหรือข้อแนะนำต่าง ๆ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และรวบรวมเพื่อเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารในวาระการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการโรคติดเชื้อ การทำแบบสอบถามข้อมูลการใช้ยาของแพทย์เพื่อวางแผนการเลือกใช้รูปแบบยาของแต่ละเชื้อ การเฝ้าระวังเชื้อดื/oya และอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น

5.2.5 ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นระบบ ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริงและตรวจสอบได้

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

5.3.1 วางแผนและออกแบบมาตรการหรือนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง

5.3.2 จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ น้ำยา อย่างเพียงพอ

5.3.3 ปรับโครงสร้างห้อง อาคาร สถานที่ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มารับบริการ

5.3.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กร

5.3.5 เปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือในการแก้ไข

บรรณานุกรม

1. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด. สีบคัน 3 กุมภาพันธ์ 2565, จาก
https://www.rama.mahidol.ac.th/rama_hospital/th/services/knowledge/04292020-0119
2. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด. สีบคัน 3 กุมภาพันธ์ 2565, จาก
<https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/may-2021/what-causes-sepsis>
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข. (2561). คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและรา สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 3). ใน: นนทบุรี: บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด.
4. สุรังค์ เดชศิริเลิศ, สุวรรณ ตระกูลสมบูรณ์, กาญจนा คชินทร. (2554). แนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อและการเพาะเชื้อก่อโรคจากเลือด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2560). คู่มือมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เออร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด.
6. Ryan, MR; Murray, PR (1993). Historical evolution of automated blood culture systems. *Clinical Microbiology Newsletter*. 15 (14): 105-108. doi:10.1016/0196-4399(93)90051-N. ISSN 0196-4399.
7. Clinical and Laboratory Standards Institute. Principles and Procedures for Blood Culture: Approved Guideline. CLSI document M47-A. Pennsylvania: Wayne; 2007.
8. Blood culture. สีบคัน 3 มิถุนายน 2565, จาก
<https://www.testing.com/tests/blood-culture/>
9. Vajira. สีบคัน 3 มิถุนายน 2565, จาก
<https://www.vajira.ac.th/content/5fd940438e2ea310b2946d06>
10. Vajira. สีบคัน 3 มิถุนายน 2565, จาก
<https://ed.vajira.ac.th/content/607ebd5eb0caed666f794965>
11. Becton, Dickinson and Company. BACTEC™ Plus Aerobic/F Culture Vials Soybean-Casein Digest Broth in a Plastic Vial [pamphlet]. USA: Becton, Dickinson and Company; 2019.
12. Becton, Dickinson and Company. BACTEC™ Peds Plus™/F Culture Vials Soybean-Casein Digest Broth with Resins in a Plastic Vial [pamphlet]. USA: Becton, Dickinson and Company; 2019.

13. Becton, Dickinson and Company. BACTEC™ Plus Anaerobic/F Culture Vials Soybean-Casein Digest Broth in a Plastic Vial [pamphlet]. USA: Becton, Dickinson and Company; 2017.
14. Becton, Dickinson and Company. BACTEC™ Myco/F Lytic Culture Vials Supplemented Middlebrook 7H9 and Brain Heart Infusion Broth For Use with BD BACTEC Fluorescent Series Instruments [pamphlet]. USA: Becton, Dickinson and Company; 2019.
15. Blood culture. สืบค้น 3 มิถุนายน 2565, จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_culture
16. Dien Bard, J; McElvania TeKippe, E; Kraft, CS (2016). "Diagnosis of Bloodstream Infections in Children". *Journal of Clinical Microbiology*. 54 (6): 1418-1424. doi:10.1128/JCM.02919-15. ISSN 0095-1137. PMC 4879304. PMID 26818669.
17. Garcia, RA; Spitzer, ED; Beaudry, J; Beck, C; Dibiasi, R; Gilleeny-Blabac, M; et al. (2015). "Multidisciplinary team review of best practices for collection and handling of blood cultures to determine effective interventions for increasing the yield of true-positive bacteremias, reducing contamination, and eliminating false-positive central line-associated bloodstream infections". *American Journal of Infection Control*. 43 (11): 1222-1237. doi:10.1016/j.ajic.2015.06.030. ISSN 0196-6553. PMID 26298636.
18. Doern, GV; Carroll, KC; Diekema, DJ; Garey, KW; Rupp, ME; Weinstein, MP; et al. (2019). "Practical Guidance for Clinical Microbiology Laboratories: A Comprehensive Update on the Problem of Blood Culture Contamination and a Discussion of Methods for Addressing the Problem". *Clinical Microbiology Reviews*. 33 (1). doi:10.1128/CMR.00009-19. ISSN 0893-8512. PMC 6822992. PMID 31666280. S2CID 204974894.

ภาคผนวก

ตารางการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (แอโรบ) เพื่อผลตรวจที่ถูกต้อง ควรรับน้ำส่งตรวจทันทีหลังการเก็บ

สิ่งส่งตรวจ	การเตรียมบริเวณที่จะเก็บ	วิธีการเก็บ	ปริมาณ สิ่งส่งตรวจ (ml)	ภาชนะที่ใส่	ถ้าส่งทันทีไม่ได้ ให้เก็บไว้ที่	รายงานผล	หมายเหตุ
Blood	เช็ดด้วย 70% Alcohol เมื่อแห้งแล้วเช็ดตามด้วย 2% Chlorhexidine glutanate ใน 70% Alcohol 30 วินาที หรือ 10% Providone iodine 2 นาที	Aseptic technique ใส่เลือดลง ในขวด media ที่เช็ดจุกขวดแล้ว ด้วย 70% Alcohol	8-10 (ในผู้ใหญ่) 1-3 (ในเด็ก)	ขวด Hemoculture ผู้ใหญ่ – จุกสีน้ำเงิน เด็ก – จุกสีชมพู	อุณหภูมิห้อง	3-7	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าไม่มีเชื้อขึ้นหลังเพาะ เชือ 3 วันจะรายงานผล “No growth after 3 days” - หากมีเชื้อขึ้นจะรายงานผล preliminary report หลังจากนั้นเมื่อทำการพิสูจน์ชนิดของเชื้อจะรายงาน Final report โดยรายงานชนิดของเชื้อ และความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ
CSF Sterile Body fluids	เข่นเดียวกับ Blood	Aseptic technique	2-3	ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ	อุณหภูมิห้อง	2-3	(CSF ส่งทันทีที่อุณหภูมิห้อง) เก็บในอุณหภูมิห้องได้ 24 ชม.
Urine	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้หญิงเช็ด vulva ด้วยสำลี ชุบน้ำสบู่จากหน้าไปหลัง แล้วเช็ดตามด้วยสำลีชุบน้ำ สบู่อัด - ผู้ชายทำความสะอาดด้วยสำลีชุบน้ำสบู่แล้วเช็ดตามด้วยสำลีชุบน้ำสบู่อัด 	ปัสสาวะส่วนแรกทิ้งไปก่อนการเก็บแล้วจึงเก็บช่วงกลางของปัสสาวะ (Midstream urine)	5-10	ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ	อุณหภูมิห้อง ห้ามเกิน 1 ชม. 30 นาที และระบุวัน-เวลา ที่เก็บ	2-3	

เอกสารแนบ 4

ตารางการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (แอโรบ) เพื่อผลตรวจที่ถูกต้อง ควรรีบนำส่งตรวจทันทีหลังการเก็บ

สิ่งส่งตรวจ	การเตรียมบริเวณที่จะเก็บ	วิธีการเก็บ	ปริมาณ สิ่งส่งตรวจ (ml)	ภาชนะที่ใส่	ถ้าส่งทันทีไม่ได้ให้เก็บไว้ที่	รายงานผล	หมายเหตุ
Cervix, Vagina	ใช้สำลีปราศจากเชื้อ เช็ด Vaginal secretion และ Mucous ออกก่อน ใส่ speculum	ใช้ sterile swab ป้ายหมุนรอบๆ หรือใช้ Syringe ดูด discharge	เท่าที่เก็บได้	Stuart transport media หรือภาชนะที่ปราศจากเชื้อ	อุณหภูมิห้อง	2-3	ในกรณีส่งสัย Gonococci ให้ส่งทันที
Urethra	เช็ดรอบ Urethra ด้วยสำลี ปราศจากเชื้อ	ใช้ sterile swab ป้ายบริเวณหนองหากไม่มีหองใช้ Sterile Loop ขนาดเล็กสองดงไปในห่อ Urethra ลึก 2-3 ซ.ม. ทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วดึงออก	-	Stuart transport media	อุณหภูมิห้อง	2-3	ในกรณีส่งสัย Gonococci ให้ส่งทันที
Endometrium	เช็ดรอบ Cervix ด้วยสำลี ปราศจากเชื้อ	Aspiration หรือ curetting	เท่าที่เก็บได้	ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ	อุณหภูมิห้อง	2-3	ในกรณีส่งสัย Gonococci ให้ส่งทันที
Stool	-	ใช้ sterile swab ป้ายหลายๆ จุด โดยเฉพาะบริเวณที่มีมูกเลือด หรือเลือดปน	-	- Cary-blair transport media - ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ	- อุณหภูมิห้อง - ตู้เย็น (2-8 °C)	3-4	เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 24 ชม.
Rectal swab	-	สอด sterile swab เข้า rectum ลึก 1-2 นิ้ว หมุนซ้าย 2-3 รอบ	-	- Cary-blair transport media	- อุณหภูมิห้อง	3-4	เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 24 ชม.
Throat	กดลิ้นผู้ป่วยไว้ด้วยไม้กดลิ้น	ใช้ sterile swab ป้ายบริเวณที่อักเสบแดงของท่อนซิล 2 ข้าง ลิ้นไก่และผนังด้านหลังของ Oropharynx	-	Stuart transport media	อุณหภูมิห้อง	2-3	- เก็บไว้ไม่เกิน 24 ชม. - อย่าให้ swab ป้ายถูกลิ้น

เอกสารแนบ 4

ตารางการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (แอโรบ) เพื่อผลตรวจที่ถูกต้อง ควรรับนำส่งตรวจทันทีหลังการเก็บ

สิ่งส่งตรวจ	การเตรียมบริเวณที่จะเก็บ	วิธีการเก็บ	ปริมาณ สิ่งส่งตรวจ (ml)	ภาชนะที่ใส่	ถ้าส่งทันทีไม่ได้ ให้เก็บไว้ที่	รายงานผล	หมายเหตุ
Sputum	บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด หลายๆ ครั้ง	ระวังอย่าให้มีน้ำลายปนลงมาใน ภาชนะที่เก็บ	เท่าที่เก็บได้	ภาชนะที่ปราศจาก เชื้อ	ตู้เย็น (2-8 °C)	2-3	เก็บไว้ไม่เกิน 24 ชม.
Eye	เช็ดเปลือกตาและขอบตาด้วย น้ำเกลือปราศจากเชื้อ	ใช้ sterile swab ที่เปียกป้าย หนองจากตาหรือป้ายบริเวณ lower conjunctiva	-	Stuart transport media	อุณหภูมิห้อง	2-3	เก็บไว้ไม่เกิน 24 ชม. ในการนีส่งสัย Gonococci ให้ส่งทันที
Ear	เช็ดช่องหูชั้นนอกด้วยน้ำเกลือ. ปราศจากเชื้อ	ใช้ sterile swab ป้ายหรือใช้รี ดูดหนอง	-	- swab ใส่ Stuart transport media - หนองใส่ภาชนะที่ ปราศจากเชื้อ	อุณหภูมิห้อง	2-3	เก็บไว้ไม่เกิน 24 ชม.
Skin, Superficial wound	เช็ดแผลด้วยน้ำเกลือ ปราศจากเชื้อ	ใช้ sterile swab ป้ายที่กันแผล	เท่าที่เก็บได้	Stuart transport media	อุณหภูมิห้อง	2-3	-
Fistula, sinus tract	เช็ดด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อ	ใช้ syringe ดูดหนองหรือ sterile swab ป้าย	-	- swab ใส่ Stuart transport media - หนองใส่ภาชนะที่ ปราศจากเชื้อ	อุณหภูมิห้อง	2-3	เก็บไว้ไม่เกิน 24 ชม.
Closed abscess, Rash	เช็ดด้วย 70% Alcohol	ใช้ syringe ดูดหนองหรือ fluid ถ้าไม่มี fluid ฉีดน้ำเกลือที่ ปราศจากเชื้อเข้าไปแล้วดูดออก	-	ภาชนะที่ปราศจากเชื้อ	-	2-3	ควรนำส่งห้องปฏิบัติการให้ เร็วที่สุด

- ข้อควรระวัง: 1. เก็บรักษาขวด Hemoculture ก่อนที่จะใช้งานไว้ที่อุณหภูมิ 2-25°C ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น จะต้องนำออกมาระวังทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และรอให้ขวดมีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องก่อนนำไปใช้งานได้
2. Hemoculture ผู้ใหญ่ (จุกสีน้ำเงิน) Hemoculture เด็ก (จุกสีชมพู) ควรตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้งก่อนจะเลือดใส่ขวด Hemoculture
3. เช็ดจุกยางที่ปากขวด Hemoculture ด้วย 70 % Alcohol เท่านั้น (ห้ามเช็ดด้วยทิ้งเจลหรือไอโอดีนหรือเบตาดีน เพราะจะทำให้จุกยางเสื่อมสภาพ) และรอให้แห้งก่อนใส่เลือด
4. ไม่ควรเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทน้ำจากช่องต่าง ๆ ของร่างกาย ลงในขวด Hemoculture ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น เพราะการเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุทำให้ได้ผลการตรวจล่าช้า การแปลผลทำได้ยาก และอาจทำให้ผู้ป่วยต้องเจ็บตัวขึ้นเนื่องจากต้องเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็น
5. ควรหลีกเลี่ยงการเจาะเลือดเพื่อใช้ในการทดสอบอื่นในคราวเดียวกันกับการส่งตรวจ Hemoculture เพราะมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนได้่าย หากมีความจำเป็นควรเจาะเลือดใส่ในขวด Hemoculture ก่อนทุกครั้ง
6. กรณีที่ไม่สามารถส่งขาด Hemoculture ไปยังห้องปฏิบัติการได้ในทันที ให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง ห้ามแช่ตู้เย็น
7. ถ้าเป็นปัสสาวะที่ไม่ใช่ midstream urine ต้องเขียนระบุวิธีการเก็บลงในใบส่งตรวจให้ชัดเจน ระบุเวลาเก็บปัสสาวะให้ชัดเจน และนำส่งห้องปฏิบัติการทันที
8. Stuart transport media (จุกสีขาว) ใช้สำหรับเก็บหนอง ฝี แผลหรือขี้นเนื้อเล็กๆ และ Cary-blair transport media (จุกสีแดง) ใช้สำหรับเก็บอุจจาระกับ rectal swab ภายในมีอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งมีความเป็นกรดด่างที่แตกต่างกัน สำหรับใช้รักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจ ลักษณะเป็นวุ้นใส ไม่มีสี และมีมีพันสำลีซึ่งปราศจากเชื้อสำหรับใช้สำหรับใช้ป้ายสิ่งส่งตรวจบรรจุอยู่ในช่อง สามารถเบิกจากงานจุลชีววิทยาได้ภายใต้ภาวะในเวลาราชการ และนำไปเก็บที่อุณหภูมิห้อง (5-30°C โดยมีวันหมดอายุระบุไว้ที่ข้างหลอด)

<u>รหัสรายการตรวจ</u>	<u>รายการตรวจ</u>	<u>ราคา</u>
4000	Hemo ขวดที่ 1 culture & susceptibility	300 บาท
4100	Hemo ขวดที่ 2 culture & susceptibility	300 บาท
4111	Aerobic (Sputum) culture & susceptibility	250 บาท
4112	Aerobic (Urine) culture & susceptibility	250 บาท
4113	Aerobic (Other) culture & susceptibility	250 บาท
4121	Gram's stain (Sputum)	65 บาท
4123	Gram's stain (Other)	65 บาท
4131	AFB Stain (Sputum)	60 บาท
4132	AFB Stain (Urine)	60 บาท
4133	AFB Stain (Other)	60 บาท
4004	Modified Acid Fast Stain	70 บาท
4005	Wet smear (<i>Trichomonas vaginalis</i>)	50 บาท
4006	KOH	60 บาท
4007	Indian Ink Preparation	55 บาท
Profile		
409	Sputum Acid Fast Stain X 3 days	180 บาท
408	Sputum Acid Fast Stain X 2 days	120 บาท



Card file name : เทคนิคการเพาะเชื้อในเลือดด้วยเครื่อง Fully Automated BD BACTEC

หมายเลขเอกสาร : CF-MI-013 Rev.02

วันที่บังคับใช้ 07/04/2563

หน้า 1 จาก 2

เทคนิคการเพาะเชื้อในเลือดด้วยเครื่อง **Fully Automated**

1. เติบขวด Hemoculture ให้มีอุณหภูมิห้อง
2. ตรวจสอบขวด Hemoculture ให้แน่ใจว่าไม่มีการบันเมือน ไม่มีหมอดำๆ หรือมีรอยแตก
3. ฉะนั้นให้เจาะ 2 ริ้ว ทางตำแหน่งในโลหะเดียวกัน พร้อมระบุหัวแมลงที่เจาะ

ขั้นที่ 1 เลือกขวดที่จะใช้เจาะเลือด และใส่เลือดตามปริมาณที่เหมาะสม




- ขวด BD BACTEC Plus Aerobic F Vial สำหรับเลือดที่มีเชื้อแบคทีเรียต่อ 10 ml.
- ขวด BD BACTEC Plus Aerobic F Vial สำหรับเลือดที่มีเชื้อราต่อ 10 ml.
- ขวด BD BACTEC MYCO F lytic (ถุงแดง) ปริมาณ 3-5 ml.

หมายเหตุ สำหรับเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่า 40 Kg ที่ปั้นให้ใช้ขวด BACTEC Plus Aerobic F Vial แรก

ขั้นที่ 2 การเตรียมขวด BACTEC® ก่อนการเติมเลือด

- หักฝาที่ปิดขวดด้านบนออก
- เช็ดส่วนบนของขวดด้วย 70% แอลกอฮอล์ล่วงไปโดยใช้มือ


หมายเหตุ ห้ามใช้เบต้าไซรัสเจลชุบสีเขียว หรือเจลเจลที่มีสีฟ้า แต่ใช้เจลที่มีสีเหลืองแทน



ขั้นที่ 3 การเตรียมบริเวณเจาะ (Skin Preparation)

การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ (Venipuncture)

- ใช้ผู้ช่วยบริโภนที่จะเจาะหัวใจสำหรับ 70% แอลกอฮอล์ เมื่อจะก้มเอวตัว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้งเอง (ห้ามใช้ปากเป่า)
- เช็ดด้วยสำลีชุบ 1% chlorhexidine gluconate ที่ 70% แอลกอฮอล์ โดยเช็ดออกจากดูดตรึงกล้องเป็นวงกลม วนให้แห้งสนิทประมาณ 1 นาที ห้ามคลำเส้นเลือดดึง
- ทำการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ (Venipuncture) จัดตัวอย่างเดียวกันในข้อด้านล่างนี้ที่เดียวกัน ด้วยเทคนิคปลอกดูดโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวเข็มใหม่
- เขย่าขวดให้เลือดผสมกับน้ำยาล้างเชือกทันทีเพื่อบังกันเลือดแข็ง



การเจาะเลือดจากตำแหน่งอื่นที่มีสายค่าเส้น (Catheter draw)

- เดินทางสายบีเวทที่จะเจาะหัวใจสำหรับ 70% แอลกอฮอล์ ปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้งเอง (ห้ามใช้ปากเป่า)
- เช็ดด้วยสำลีชุบ 1% chlorhexidine gluconate ที่ 70% แอลกอฮอล์ รอให้แห้งสนิทประมาณ 30 วินาที
- drew เลือดในส่วนแรกที่ปั๊กอยู่ประมาณ 1-2 ml
- เจาะเลือดใส่ขวดเพาะเชื้อในเลือดเตล็ดชนิด ด้วยเทคนิคปลอกเชือก
- เขย่าขวดให้เลือดผสมกับน้ำยาล้างเชือกทันทีเพื่อบังกันเลือดแข็ง

ข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้แพ้พลาสติก หรือสูบบุหรี่ก่อน 1 ชม. การดูดปั๊กในข้อด้านบนเสี่ยงต่อการอุดตันได้โดยความต้องการที่ต้องดูดพลาสติก ไม่ใช่โลหะ และห้ามทิ้งหัวเชือกไว้ในห้องน้ำ

ภายในห้อง

ผู้จัดทำ: นางสาว

ผู้ทบทวน: นร. พญ. สุจันทร์ ผู้อนุมัติ: ฯ



ขั้นที่ 4 เขียนชื่อ นามสกุล วัน เวลาและตำแหน่งที่จะเลือดผู้ป่วยลงบน
ที่ว่างข้างขวา

หรือติดรหัสบาร์โค้ด ดังตัวอย่างด้านข้างมือ


ห้องตรวจรักษา ๒๐๙๙ อายุ ๕๖ ปี เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ขั้นที่ 5 ส่องขวดที่เดินเลือดแล้วป้ายห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด โดย

ห้องตรวจรักษา ก่อนที่มีสามารถส่องสวัสดิ์ไม่อั่งห้องปฏิบัติการให้เห็นที่ ให้เก็บขวดไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ห้องแม่ข่าย) และรีบเข้าห้องซักล้างภายใน ๗๒ ชม.

ขั้นที่ 6 ขั้นตอนการนำส่งสิ่งส่งตรวจมาห้องปฏิบัติการโดยท่อลม

- นำขวดใส่ pneumatic tube holder ปิดฝาเกลี้ยงให้แน่น
- นำใส่กระสอบแล้วส่งมาด้วยห้องปฏิบัติการ



หมายเหตุ:

- ควรเก็บอย่างน้อย 2 ตัวอย่างตรวจ การเก็บเพียงตัวอย่างเดียวอาจทำให้เกิดผลลบปลอมจาก การตรวจไม่พบเชื้อ ยกเว้นบางกรณีที่การเก็บตัวอย่างทำได้ยาก เช่น ในเด็กเล็กอาจเก็บเพียง ตัวอย่างเดียว การเก็บตัวอย่างอาจทำสำหรับในวันต่อมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบเชื้อในกรณีที่ มีเชื้อจำนวนน้อยในเลือด หรือช่วงยืนยันหรือใช้ในการติดตามผลการรักษา ควรเก็บตัวอย่าง ตรวจแต่ละชุดจากความต่างของในเวลาเดียวกัน เช่น การจะเลือดจากแขนสองครั้งต่อไป ทั้งนี้เพื่อ ช่วยพิจารณาในกรณีสังสัยเชื้อปนเปื้อน

- กรณีเร่งด่วนต้องรีบให้ยาปฏิชีวนะ ให้เจ้าเลือดเพื่อเพาะเชื้อ ๒ ขวดพร้อมกัน โดยจะที่ ตำแหน่งต่างกัน
- กรณีสังสัยภาวะติดเชื้อที่ลื้นหัวใจและภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบต่อเนื่อง (Persistent bacteremia) ให้เจ้าเลือดเพื่อเพาะเชื้อ อย่างน้อย ๒ ขวดห่างกัน ๑๒ ชั่วโมง

ผู้จัดทำ: นางสาวรุ่งอรุณ ผู้ทบทวน: พญ. สุนทร์ทวีวงศ์ ผู้อนุมัติ: _____



Card file name : เอกสารกำกับการทำงานอย่างย่อ เครื่อง Hemoculture BD BACTEC TM FX

หมายเลขเอกสาร : CF-MI-014 Rev.02

วันที่บังคับใช้ 07/04/2563

หน้า 1 จาก 1

BACTEC FX OPERATION

การนำขวดเข้าเครื่อง (Vial Entry)



1. เปิดลิ้นขักที่มีช่องว่าง
2. สแกน Barcode ที่ข้างขวด Media
3. ใส่ข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม เช่น lab no.
- ถ้าต้องการเปลี่ยน Protocol ให้กดปุ่ม "Modify" และปรับวันที่ที่ต้องการ
4. ใส่ขวดเข้าไปในตำแหน่งที่ยังว่าง (ไฟเขียวติดสว่าง)

การนำขวด Negative ออกจากเครื่อง



1. เปิดลิ้นขักที่มีขวด Negative
2. ดึงขวดจาก station ที่มีไฟลิปสีเขียวติดกระพริบ

การนำขวด Positive ออกจากเครื่อง



1. เปิดลิ้นขักที่มีขวด Positive
2. ดึงขวดจาก station ที่มีไฟสีแดงติดกระพริบ
3. ปรากฏหน้าจอ Positive removal display
4. สแกน Barcode ข้างขวด
5. ถ้ามีมากกว่า 1 ขวดให้พิมพ์หมายเลขขั้นตอนที่ 2-4 จนครบทุกขวด
(ถ้า Sequence number ไม่แนบ manual ในตอนแรก ระบบจะขึ้นมาให้ป้อนข้อมูลโดยกดปุ่ม "verify")

การแก้ไข Anonymous



1. เปิดลิ้นขักที่มีขวด Anonymous
2. ดึงขวดออกจากตำแหน่งที่มีไฟเหลือง หรือเหลืองสลับแดงติดกระพริบ
3. สแกน Barcode ข้างขวด
4. - ถ้าต้องการใส่ขวดกลับไปให้ใส่ยังตำแหน่งที่มีไฟเขียวติดกระพริบ
- ถ้าไม่ต้องการใส่ขวดกลับไปให้กดปุ่ม "Save"

การนำขวด Anonymous Positive ออกจากเครื่อง



1. เปิดลิ้นขักที่มีขวด Positive
2. ดึงขวดจาก station ที่มีไฟสีเหลืองสลับแดง
3. ปรากฏหน้าจอ ID anonymous display
4. สแกน Barcode ข้างขวด
5. กดปุ่ม "Save" และกดปุ่ม "Exit" เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Positive removal display
6. สแกน Barcode ข้างขวด

Reference: WI-MI-007

ผู้จัดทำ : นางสาวอรุณ

ผู้ทบทวน : พญ. สันติชนก วงศ์สวัสดิ์

ผู้อนุมัติ : อรุณ



แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์วิกฤต (Critical values Report)

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าวิกฤตได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ทันท่วงที
- 1.2 เพื่อให้เกิดแนวทางในการทำงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิกฤต อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต/ กลุ่มเป้าหมาย

- 2.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
- 2.2 แพทย์ พยาบาล
- 2.3 ผู้ป่วยมีผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในช่วงค่าวิกฤต
- 2.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโทรศัพท์
- 2.5 เจ้าหน้าที่ห้องบัตร

3. นิยามศัพท์/ คำจำกัดความ

ค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Critical values): คือค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความแตกต่างจากช่วงค่าปกติมาก หรือผลการตรวจที่ผิดปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อเกิดอันตรายกับตัวผู้ป่วย ถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว ซึ่งมักจะเป็นรายการตรวจวิเคราะห์ที่มีความสำคัญ หรืออาจมีอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วย หรือรายการตรวจวิเคราะห์ที่มีการตกลงให้รายงานผลด่วน โดยได้รับมติเป็นข้อตกลงร่วมกันจากทีประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะวิกฤต

การรายงานค่าวิกฤต (critical intervals/alert): เป็นการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีการทำความดกลงไว้กับผู้ใช้บริการ หรือทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้รายงานผลด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) กระบวนการรายงานค่าวิกฤต นับด้วยแต่ฝ่ายชันสูตรฯ รับทราบผลค่าวิกฤตจนถึงการรายงานให้พยาบาลรับทราบผลในลักษณะการสื่อสารสองทาง และ 2) กระบวนการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย นับด้วยแต่พยาบาลสื่อสารกับแพทย์จนได้มาซึ่งคำสั่งการรักษา ดังนี้



แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์วิกฤต (Critical values Report)

ค่าวิกฤตฝ่ายชันสูตรโรคกลางและงานธนาคารเลือด

รายการ	ค่าเดิม	ค่าที่ปรับใหม่	หมายเหตุ
1. Blood sugar	$\leq 60, \geq 400$ mg/ dl	$\leq 70, \geq 400$ mg/ dl	PCT MED
2. Sodium	$\leq 120, \geq 160$ mmol/ L	$\leq 125, \geq 155$ mmol/ L (อายุ 0 – 15 ปี) $\leq 120, \geq 160$ mmol/ L (อายุ > 15 ปี)	PCT ภูมิคุ้มกัน
3. Potassium	$\leq 2.0, \geq 6.0$ mmol/ L	$\leq 2.5, \geq 6.0$ mmol/ L (อายุ 0 – 15 ปี) $\leq 2.0, \geq 6.0$ mmol/ L (อายุ > 15 ปี)	PCT ภูมิคุ้มกัน
4. Blood Ketone	≥ 0.6 mmol/ L		
5. Troponin T	≥ 0.05 ng/ ml		
6. Calcium-Total	≥ 14 mg/ dl		
7. Lactate	≥ 4 mmol/ L		
8. Magnesium	≤ 1 mg/ dl		
9. Carbon Dioxide	≤ 12 mmol/ L		
10. Cyclosporine	≥ 300 ng/ ml	ยกเลิกการรายงาน	PCT MED
11. Prograft	≥ 20 ng/ ml		
12. Hematocrit	$< 15\%, > 60\%$		
13. WBC count	$< 1 \times 10^3$ cells/ μ l, $> 100 \times 10^3$ cells/ μ l		
14. Platelet count	$< 10 \times 10^3$ cells/ μ l, $> 1000 \times 10^3$ cells/ μ l		
15. INR	> 5		
16. aPTT	> 120 second		
17. Hemoculture	Positive รายงานผล gram เป็นต้น		
18. Gram stain in CSF, body fluid	พบเชื้อ		
19. Crass match	หมู่เลือดหายากหรือหาเลือดที่เข้ากันไม่ได้		
20. Rh negative	แจ้งแพทย์เจ้าของไข้		
21. HIV-viral load	> 200 copies/ ml		



แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์วิกฤต (Critical values Report)

4. ผู้รับผิดชอบ:

- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
- ทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยที่มีผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในช่วงค่าวิกฤต


5. อุปกรณ์ และเครื่องมือ

- โทรศัพท์ภายในที่พร้อมใช้งาน
- รายการเบอร์โทรศัพท์ทุกหน่วยงาน และหอผู้ป่วยที่ Update ให้เป็นปัจจุบัน
- คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน
- ระบบเสียงดรามาสอยในโรงพยาบาล



แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์วิกฤต (Critical values Report)

ผู้ป่วย IPD



หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วย D/C หรือ Refer Out ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ให้ LAB ประสานกับ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ให้ดำเนินการความเหมาะสมต่อไป



แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์วิกฤต (Critical values Report)

ผู้ป่วยเจ้าเลือด OPD วันทำการ

ผู้ป่วยเจ้าเลือด OPD วันทำการ

ผล lab วิกฤต

ก่อน 08.00 น.

หลัง 08.00 น.

LAB ติดต่อผู้ป่วยโดยตรง
ตามเบอร์โทรศัพท์ใน e-PHISLAB ติดต่อพยาบาล
คลินิกที่ส่งเจ้าเลือด

ติดต่อได้

ไม่รับสาย

เบอร์โทรศัพท์ผิด

ติดต่อช้า 3 ครั้ง
ภายใน 15 นาที

ติดต่อห้องปัตร*

LAB สอนตามผู้ป่วยว่าอยู่ใน
พื้นที่คลินิกหรือไม่LAB ติดต่อห้องโทรศัพท์ประกาศเสียง
ตามสายในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยซื่อ สุก
กรุณาติดต่อห้องตรวจ...ตึก...ชั้น...
ประกาศ 3 ครั้ง ใน 15 นาทีLAB แจ้งให้
ผู้ป่วยไปที่ ERLAB แนะนำ
ผู้ป่วยไปพบ
พยาบาลประจำ
คลินิกLAB โทรแจ้ง
พยาบาล ER

ผู้ป่วยพบพยาบาลที่ ER


ผู้ป่วยพบแพทย์
ได้รับการดูแลรักษา
ปลอดภัยเหมาะสมพยาบาลตามแพทย์เพื่อให้ได้
คำสั่งการรักษาภายใน 15 นาทีแจ้งพยาบาลห้อง
ตรวจหลัง 08.00 น.ถ้าไม่ได้ให้ติดตามแพทย์ต่อใน
ลำดับถัดไป Resident > staffถ้าผู้ป่วยไม่กลับมา
รอพบแพทย์
ตามเวลาทัน

หมายเหตุ * แจ้งห้องปัตรเพื่อดำเนินการปรับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน



แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลการตรวจนิวเคราะห์วิกฤต (Critical values Report)

ผู้ป่วย OPD วันหยุด และวันนักขัตฤกษ์



หมายเหตุ * แจ้งห้องบัตรเพื่อดำเนินการปรับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน



แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์วิกฤต (Critical values Report)

7. กำหนดมาตรฐานเวลาให้บริการ

- ผู้ป่วยได้รับคำสั่งรักษาจากแพทย์ ภายใน 60 นาที

8. เครื่องมือชี้วัดคุณภาพ

ลำดับ	เครื่องมือชี้วัดคุณภาพ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
8.1	ร้อยละการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ภายในเวลา 15 นาที (%)	90	ฝ่ายชันสูตรฯ	3 เดือน
8.2	ร้อยละของผู้ป่วย OPD ที่ได้รับคำสั่งรักษาจากแพทย์ ภายใน 60 นาที (%)	80	ฝ่ายชันสูตรฯ	3 เดือน
8.3	ร้อยละของผู้ป่วย IPD ที่ได้รับคำสั่งรักษาจากแพทย์ ภายใน 60 นาที (%)	80	ฝ่ายชันสูตรฯ	3 เดือน
8.4	จำนวน Adverse Event (AE) ระดับ E (ขึ้นไป) ที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีผล lab วิกฤต ได้รับการรักษาล่าช้า (ครั้ง)* *ดูตามผ่านระบบรายงานความเสี่ยงทางคลินิก*	0	ฝ่ายชันสูตรฯ	3 เดือน

เครื่องมือ น้ำยา อุปกรณ์

1. เครื่องมือ

- 1.1 เครื่องอัตโนมัติสำหรับตรวจหาเชื้อจุลชีพในเลือด Bactec™ FX
- 1.2 Slide warmer
- 1.3 กล้องจุลทรรศน์
- 1.4 ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) อุณหภูมิ 34 - 36°C และ 41 - 43°C
- 1.5 ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) อุณหภูมิ 34 - 36°C + 5% CO₂
- 1.6 Vortex mixer
- 1.7 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)
- 1.8 เครื่อง MALDI Biotyper และ MALDI Target Plate

2. น้ำยา

- 2.1 ขาดอาหารเลี้ยงเชื้อ Bactec ชนิดต่าง ๆ เช่น Bactec PLUS Aerobic/ F สำหรับผู้ใหญ่หรือ Bactec PEDS PLUS/ F สำหรับเด็ก เป็นต้น
- 2.2 70% Alcohol
- 2.3 2% Chlorhexidine gluconate in 70% alcohol
- 2.4 อาหารเลี้ยงเชื้อต่าง ๆ ที่เตรียมตามคู่มือการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและน้ำยาทดสอบทางชีวเคมี (หมายเลขเอกสาร SD-MI-036)
 - 2.4.1 Chocolate agar (CA)
 - 2.4.2 5% Sheep blood agar (SBA)
 - 2.4.3 MacConkey agar (MAC)
 - 2.4.4 Tryptone soya broth (TSB)
 - 2.4.5 Thioglycollate broth (บางกรณี)

2.5 อาหารทดสอบทางชีวเคมีและน้ำยาทดสอบต่าง ๆ ที่เตรียมตามคู่มือการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและน้ำยาทดสอบทางชีวเคมี (หมายเลขเอกสาร SD-MI-036)

- 2.6 70% Formic acid
- 2.7 2.5% Trifluoroacetic acid (2.5% TFA)
- 2.8 Matrix HCCA
- 2.9 Bruker Bacterial test Standard (BTS)

3. อุปกรณ์

- 3.1 Sterile swab/Sterile cotton
- 3.2 Sterile syringes และ Sterile needles
- 3.3 สไลด์ (Slide)
- 3.4 Loop/Needle
- 3.5 Disposable gloves
- 3.6 Racks
- 3.7 ไม้ขัดไฟ

3.8 Candle Jar และเทียนไข

3.9 Sterile dropper

3.10 Pipette และ Tips



ขั้นตอนการเตรียมเชื้อจุลชีพก่อนเข้าเครื่อง MALDI Biotyper เพื่อตรวจสอบตัวเชื้อ (Identify)

วิธี Direct Transfer Technique มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ใช้มีจมฟันเยี่ยโคลนีของเชื้อที่ต้องการทดสอบมาเเมร์ลิง MALDI Target Plate พร้อมทั้งเขียนระบุตำแหน่งในใบ MSP 96 Target และทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
2. จากนั้นหยด Matrix HCCA 1 ไมโครลิตร และทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
3. นำ MALDI Target Plate เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ MALDI Biotyper

วิธี Extended Direct Transfer Technique มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ใช้มีจมฟันเยี่ยโคลนีของเชื้อที่ต้องการทดสอบมาเเมร์ลิง MALDI Target Plate พร้อมทั้งเขียนระบุตำแหน่งในใบ MSP 96 Target และทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
2. หยด 70% Formic acid 1 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
3. จากนั้นหยด Matrix HCCA 1 ไมโครลิตร และทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
4. นำ MALDI Target Plate เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ MALDI Biotyper

หมายเหตุ: การจำแนกชนิดของเชื้อโดยการใช้เครื่อง MALDI Biotyper ต้องทำการ Calibrate ควบคู่ไปกับการทดสอบด้วย โดยใช้สารละลายมาตรฐาน BTS ปริมาตร 1 ไมโครลิตร หยดลงใน MALDI Target Plate หลุม A12 และทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นหยด Matrix HCCA 1 ไมโครลิตร และทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง

Reference: WI-MI-006

ผู้จัดทำ: ดร. มนต์รัตน์ ผู้ทบทวน: พญ. มนัสกร ใจดี ผู้อนุมัติ: นาย



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน..... งานจุลชีววิทยา ฝ่ายชันสูตรโรคคลາงและธนาคารเลือด (โทร.๓๑๓๗).....

ที่..... วันที่..... ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง..... ขอรับรองการนำคู่มือการปฏิบัติงานมาใช้จริงในฝ่ายชันสูตรโรคคลາงและธนาคารเลือด

เรียน หัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรคคลາงและธนาคารเลือด

เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นางสาวชนิกา แม้นจันทรรัตน์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ พวช. ๑๒๒๘๙) ฝ่ายชันสูตรโรคคลາงและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “วิธีการตรวจหาเชื้อจุลชีพในเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ Bactec™FX”

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวจริง เพื่อใช้ ประกอบการขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับชำนาญการ

ปัณณ พันจังหวะ

(นางสาวชนิกา แม้นจันทรรัตน์)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

พวช. ๑๗/๔๙

เรียน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เพื่อโปรดพิจารณา

ณ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุราภรณ์ ภูมิศาสดิพงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรคคลາงและธนาคารเลือด

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

น้าาาาาาาาา
ปัณณ พันจังหวะ
สำนักหักห้ามงานก่อสร้าง